



Venus lite series.
32/24/16/8 Channel, 0.975 ps
Streaming Time-Digital Converter

Venus Lite API User Manual

UG-01-3-030-4, Feb.2026

Chronos Technology specializes in the development of ultra-high precision measurement equipment, offering nanosecond-level synchronization solutions tailored for the quantum, medical, and industrial sectors. For more product information, please visit our official website- www.chronosci.com



Copyright Notice

Copyright © 2025 by Chronos Technology Inc. All rights reserved.

This document contains information that is proprietary and confidential to Chronos Technology Inc. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher.



1. 开发者 API 接口

9.1 C API

9.1.1 概述

CINST API 是用于和高精度测量设备（比如：TDC 时间数字转换器设备）进行交互操作的 C API，提供设备连接、配置、数据采集和分析等功能。

这份文档涵盖了 CINST API 的主要功能和使用方法，可用于开发基于该接口的应用程序。

9.1.2 初始化和销毁

注意事项：

- `config_path` 配置文件可以是绝对路径，也可以是相对路径。如果是相对路径，先查找系统环境变量 `CSP_BASE_PATH` 指定的目录；然后查找下面 `base_dir` 指定的基础目录，最后会在程序根目录查找
- `base_dir` 可以指定基础目录路径，其他相对路径都可以基于这个基础路径

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 备注 |
|---|---|--------------------------|--------|----|
| <code>ci_create(const char* config_path, const char* base_dir)</code> | <code>config_path</code> : 配置文件路径 <code>base_dir</code> : 基础目录路径 | <code>ci_handle_t</code> | 创建实例 | |
| <code>ci_destroy(ci_handle_t handle)</code> | <code>handle</code> : 对象句柄 (<code>ci_handle_t</code>) | - | 销毁实例 | |
| <code>ci_cleanup()</code> | - | - | 销毁所有实例 | |

9.1.3 设备连接

注意事项：

- 可以先调用 `get_devices` 获取设备后，再进行连接
- 操作设备前，必须先连接设备
- 操作结束后，不再操作设备，请先断开设备连接

【设备接口类型定义-cinst_interface_type_t】

| 定义 | 值 | 说明 |
|-----------------|---|-----------|
| CINST_USB3_DEV | 1 | Usb3.0 接口 |
| CINST_UDP_DEV | 2 | 千兆网网口 |
| CINST_UDP_W_DEV | 3 | 万兆网网口 |

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 说明 |
|---|--|-----------|----------------|--|
| <code>ci_get_devices (ci_handle_t handle, cinst_device_info_t* out_array, int32_t capacity)</code> | <p>handle: 对象句柄</p> <p>out_array: 设备结构体数组</p> <p>capacity: 数组大小</p> | int-设备数量 | 获取可用设备列表 | <p>设备信息包含类型和名称</p> <p>支持两段式获取, 第一次传入 NULL 数值, 返回数组大小; 第二次返回实际数组值</p> |
| <code>ci_get_device_num(ci_handle_t handle)</code> | handle: 对象句柄 | int-设备数量 | 获取可用设备数量 | |
| <code>ci_get_device (ci_handle_t handle, int32_t index, int32_t* out_type, char* out_name_utf8, int32_t name_size)</code> | <p>handle: 对象句柄</p> <p>Index: 设备 index</p> <p>out_type: 设备接口类型</p> <p>out_name_utf8: 设备接口名称</p> <p>name_size: 名称缓存大小</p> | int - 状态码 | 获取指定设备的接口类型和名称 | |

| | | | | |
|--|---|-----------|--------------|----------------------------|
| ci_connect(ci_handle_t handle, int32_t device_type) | handle: 对象句柄 device_type: 设备接口 类型 | int - 状态码 | 连接指定类 型设备 | 具体类型定义请详 见 ConnType 定义。 |
| disconnect(ci_handle_t handle) | handle: 对象句柄 | int - 状态码 | 断开当前设 备连接 | |

9.1.4 错误处理

【错误码定义-cinst_error_t】

| 定义 | 值 | 说明 |
|---|------|------------------|
| CERROR_CONFIG_NOT_FOUND | 2000 | 配置文件不存在 |
| CERROR_INST_DEVICE_NOT_FOUND | 2001 | 设备未找到 |
| CERROR_INST_DEVICE_NOT_CONNECTED | 2002 | 设备未连接 |
| CERROR_INST_DEVICE_ALREADY_RUNNING | 2003 | 设置已运行 |
| CERROR_INST_START_PROTOCOL_FRAMEWORK_FAILED | 2004 | 启动协议层失败 |
| CERROR_INST_PROTOCOL_FRAMEWORK_NOT_RUNNING | 2005 | 协议层未运行 |
| CERROR_INST_PROTOCOL_FRAMEWORK_INTERNAL | 2006 | 协议层内部错误 |
| CERROR_INST_ACQ_DATA_FAILED | 2007 | 数据采集失败 |
| CERROR_INST_PROCESS_ANALYSIS_FAILED | 2008 | 数据分析失败 |
| CERROR_INST_DATA_PROCESS_NOT_STOPPED | 2009 | 上一次数据分析任务未 完成 |
| CERROR_INST_INVALID_CALIBRATION_PARAM | 2010 | 错误的标定参数 |
| CERROR_INST_CALIBRATION_FAILED | 2011 | 设备标定失败 |
| CERROR_INST_CONVERT_BINFILE_FAILED | 2012 | 转换 BIN 文件失败 |

| | | |
|-------------------------------|------|-------|
| CERROR_INST_INVALID_PARAMETER | 2013 | 错误的参数 |
|-------------------------------|------|-------|

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 备注 |
|--|--|--------------------|-----------------|----|
| ci_set_error_callback(ci_handle_t handle, ci_error_cb_t cb, void* user_data) | handle: 对象句柄 cb: 错误回调函数 user_data: 用户自定义数据 | - | 注册错误回调 | |
| ci_get_last_error(ci_handle_t handle) | handle: 对象句柄 | int - 错误码 | 获取最近的错误码 | |
| ci_get_last_error_message(ci_handle_t handle) | handle: 对象句柄 | const char* - 错误信息 | 获取最近的错误信息 | |
| ci_info(ci_handle_t handle, const char* message) | handle: 对象句柄 message: 日志信息 | - | 记录 INFO 级别日志 | |
| ci_warn(ci_handle_t handle, const char* message) | handle: 对象句柄 message: 日志信息 | - | 记录 WARNING 级别日志 | |
| ci_error(ci_handle_t handle, const char* message) | handle: 对象句柄 message: 日志信息 | - | 记录 ERROR 级别日志 | |

| | | | | |
|--|-------------------------------|---|------------------|--|
| | 信息 | | | |
| ci_critical(ci_handle_t handle, const char* message) | handle: 对象句柄 message: 日志信息 | - | 记录 CRITICAL 级别日志 | |

错误回调函数定义:

```
typedef void (*ci_error_cb_t)(int32_t error_code, const char* description_utf8, void* user_data);
```

9.1.5 设备自检

设备使用前，可以先进行设备自检操作，设置各通道和全局配置的初始默认值。设备自检后，在 selfcheck 目录下会生成自检日志文档，可以查看自检状态。

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 备注 |
|-----------------------------------|--------------|-----------|------|----|
| ci_self_check(ci_handle_t handle) | handle: 对象句柄 | int - 状态码 | 设备自检 | |

9.1.6 设备标定

设备使用前，需要对设备进行校准处理。对各通道进行 DAC 标定处理，获取到各通道的校准值。启用自动补偿后，在后续设置各通道 DAC 时，会自动补偿校准值，确保通道 DAC 设置更为精准。

注意事项:

- 在设备标定前，请确保没有连接外部信号
- 设备标定操作耗时较长，请耐心等待
- 对同一个设备，一般只需要一次标定即可
- 为了确保完成所有通道的标定，请设置较为宽裕的起始 DAC 和终止 DAC，

比如：-100mV ~ 100mV

- 也提供手动修正通道校准值的 API
- 请注意 DAC 有效值范围：-2000mV ~ 2000mV

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 备注 |
|---|---|-----------|----------|---------------------------------------|
| ci_start_calibration(ci_handle_t handle, int32_t start_dac, int32_t stop_dac, double step, int32_t avg_times) | handle: 对象句柄 start_dac: 起始 DAC stop_dac: 终止 DAC step: DAC 步进值 avg_times: 平均次数 | int - 状态码 | 设备标定 | 起始 DAC 要小于终止 DAC； 平均次数不要过大，最大值 100 |
| ci_set_compensation_value(ci_handle_t handle, int32_t channel, double value) | handle: 对象句柄 channel: 通道号 value: 校准值 | int - 状态码 | 设置通道的校准值 | |

9.1.7 通道配置

注意事项：

- 设备使用前，需要对各通道进行标定，获取各通道的标定值
- 参考通道不可设置 DAC、Hysteresis 和 A/D Integration Point 值
- A/D Integration Point 值，仅对 A/D 通道有效（设备的奇数通道）

【迟滞电压类型定义-cinst_hts_type_t】

| 定义 | 值 | 说明 |
|-----------------|---|----------------|
| CINST_HTS_30_MV | 0 | 迟滞电压 30mV（默认值） |
| CINST_HTS_40_MV | 1 | 迟滞电压 40mV |
| CINST_HTS_70_MV | 2 | 迟滞电压 70mV |
| CINST_HTS_1_MV | 3 | 迟滞电压 1mV |

【边沿触发类型定义-cinst_edge_type_t】

| 定义 | 值 | 说明 |
|--------------------|---|-----|
| CINST_RISING_EDGE | 0 | 上升沿 |
| CINST_FALLING_EDGE | 1 | 下降沿 |
| CINST_PMIDDLE | 2 | 正中间 |
| CINST_NMIDDLE | 3 | 负中间 |

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 有效范围 |
|--|--|-----------|-------------|----------------------------|
| ci_set_dac(ci_handle_t handle, int32_t channel, double value) | handle: 对象句柄 channel: 通道号 value: DAC 值 | int - 状态码 | 设置通道 DAC 电压 | -2000~2000mV |
| ci_set_hysteresis(ci_handle_t handle, int32_t channel, int32_t value) | handle: 对象句柄 channel: 通道号 value: 迟滞电压类型值 | int - 状态码 | 设置通道迟滞电压类型 | 详见前面的 cinst_hts_type_t 定义 |
| ci_set_inter_delay(ci_handle_t handle, int32_t channel, int32_t value) | handle: 对象句柄 channel: 通道号 value: 延迟时间值 | int - 状态码 | 设置通道时间延迟值 | 范围: 0~1000000ps |
| ci_set_dead_time(ci_handle_t handle, int32_t channel, int32_t value) | handle: 对象句柄 channel: 通道号 value: 死时间 | int - 状态码 | 设置通道死时间 | 范围: 2~130000ps |
| ci_set_edge_type(ci_handle_t handle, int32_t channel, int32_t type) | handle: 对象句柄 channel: 通道号 value: 边沿触发类型 | int - 状态码 | 设置边沿触发类型 | 详见前面的 cinst_edge_type_t 定义 |

| | | | | |
|--|--|-----------|--------------|----------------------------|
| ci_set_ad_integration_point(ci_handle_t handle, int32_t channel, int32_t value) | handle: 对象句柄 channel: 通道号 value: 积分点数 | int - 状态码 | 设置 A/D 面积积分值 | 范围: 0~65535 |
| ci_get_dac(ci_handle_t handle, int32_t channel, double* out_value) | handle: 对象句柄 channel: 通道号 out_value: 返回值指针 | int - 状态码 | 获取通道 DAC 值 | |
| ci_get_hysteresis(ci_handle_t handle, int32_t channel, int32_t* out_value) | handle: 对象句柄 channel: 通道号 out_value: 返回值指针 | int - 状态码 | 获取通道迟滞电压类型值 | |
| ci_get_inter_delay(ci_handle_t handle, int32_t channel, int32_t* out_value) | handle: 对象句柄 channel: 通道号 out_value: 返回值指针 | int - 状态码 | 获取时间延迟值 | |
| ci_get_dead_time(ci_handle_t handle, int32_t channel, int32_t* out_value) | handle: 对象句柄 channel: 通道号 out_value: 返回值指针 | int - 状态码 | 获取通道死时间 | |
| ci_get_edge_type(ci_handle_t handle, int32_t channel, int32_t* out_value) | handle: 对象句柄 channel: 通道号 out_value: 返回值指针 | int - 状态码 | 获取边沿触发类型 | |
| ci_get_ad_integration_point(ci_handle_t handle, int32_t channel, int32_t* out_value) | handle: 对象句柄 channel: 通道号 out_value: 返回值指针 | int - 状态码 | 获取 A/D 面积积分值 | |
| ci_enable_auto_compensation(ci_handle_t handle) | handle: 对象句柄 | int - 状态码 | 启用自动补偿 | 如果启用自动补偿, 在设置 DAC 时, 会自动加上 |

| | | | | |
|--|--------------|-----------|--------|----------|
| | | | | 特定通道的补偿值 |
| ci_disable_auto_compensation(ci_handle_t handle) | handle: 对象句柄 | int - 状态码 | 禁用自动补偿 | |

9.1.8 全局配置

注意事项:

- 测试模式类型主要用于仿真和测试，正常使用采用 RAW 模式
- 系统复位操作会重置设备所有设置，耗时较长（一般在 10s 左右），请谨慎操作
- 板卡 ID 设置主要用于多设备并联的场景，用于区分不同设备

【TDC 时钟来源类型定义-cinst_clock_source_t】

| 定义 | 值 | 说明 |
|----------------------|---|------|
| CINST_INTERNAL_CLOCK | 0 | 内部时钟 |
| CINST_EXTERNAL_CLOCK | 1 | 外部时钟 |

【数据模式定义-cinst_data_mode_t】

| 定义 | 值 | 说明 |
|------------------------------|---|-----------|
| CINST_DATA_MODE_TIMESTAMP | 0 | 时间模式 |
| CINST_DATA_MODE_TIMEZONE | 1 | 时区模式 |
| CINST_DATA_MODE_AD | 2 | A/D 模式 |
| CINST_DATA_MODE_AREA | 3 | 面积测量模式 |
| CINST_DATA_MODE_REF_COINS | 4 | 参考符合模式 |
| CINST_DATA_MODE_GLOBAL_COINS | 5 | 全局符合模式 |
| CINST_DATA_MODE_TOT | 6 | 过阈时间测量模式 |
| CINST_DATA_MODE_AREA_COINS | 7 | 能谱-全局符合模式 |

| | | |
|--------------------------------|---|--------|
| CINST_DATA_MODE_DUAL_TIMESTAMP | 8 | 双沿时间模式 |
| CINST_DATA_MODE_PERIOD | 9 | 周期测量模式 |

【测试模式定义-cinst_test_mode_t】

| 定义 | 值 | 说明 |
|-------------------------------|---|--------------|
| CINST_TEST_MODE_RAW | 0 | RAW 原始数据模式 |
| CINST_TEST_MODE_ALL_0 | 1 | 全 0 模式 |
| CINST_TEST_MODE_ALL_1 | 2 | 全 1 模式 |
| CINST_TEST_MODE_TOGGLE | 3 | 转换模式 |
| CINST_TEST_MODE_INCREASE | 4 | 递增模式 |
| CINST_TEST_MODE_DECREASE | 5 | 递减模式 |
| CINST_TEST_MODE_TRIGGER_10KHZ | 6 | 10KHz 内部触发模式 |

【数据带宽类型定义-cinst_test_data_bandwidth_t】

| 定义 | 值 | 说明 |
|---------------------------------|---|----------|
| CINST_TEST_DATA_BANDWIDTH_100M | 0 | 100M 带宽 |
| CINST_TEST_DATA_BANDWIDTH_1000M | 1 | 1000M 带宽 |
| CINST_TEST_DATA_BANDWIDTH_3000M | 2 | 3000M 带宽 |
| CINST_TEST_DATA_BANDWIDTH_6400M | 3 | 6400M 带宽 |

【A/D 面积积分缩放类型定义-cinst_ad_area_scale_t】

| 定义 | 值 | 说明 |
|----------------------|---|-------|
| CINST_AREA_SCALE_1 | 0 | 1 倍 |
| CINST_AREA_SCALE_1_2 | 1 | 1/2 倍 |
| CINST_AREA_SCALE_1_4 | 2 | 1/4 倍 |

| | | |
|------------------------|---|---------|
| CINST_AREA_SCALE_1_8 | 3 | 1/8 倍 |
| CINST_AREA_SCALE_1_16 | 4 | 1/16 倍 |
| CINST_AREA_SCALE_1_32 | 5 | 1/32 倍 |
| CINST_AREA_SCALE_1_64 | 6 | 1/64 倍 |
| CINST_AREA_SCALE_1_128 | 7 | 1/128 倍 |

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 有效范围 |
|--|---|-----------|------------|-------------------------|
| ci_set_tdc_clock_source(ci_handle_t handle, int32_t cs_type) | handle: 对象句柄 cs_type: 时钟源类型 | int - 状态码 | 设置 TDC 时钟源 | 详见 ClockSource 定义 |
| ci_set_data_mode(ci_handle_t handle, int32_t data_mode) | handle: 对象句柄 data_mode: 数据模式 | int - 状态码 | 设置数据模式 | 详见 DataMode 定义 |
| ci_set_test_mode(ci_handle_t handle, int32_t test_mode) | handle: 对象句柄 test_mode: 测试模式 | int - 状态码 | 设置测试模式 | 详见 TestMode 定义 |
| ci_set_test_data_bandwidth(ci_handle_t handle, int32_t bandwidth_type) | handle: 对象句柄 bandwidth_type: 带宽类型 | int - 状态码 | 设置测试数据带宽 | 详见 TestDataBandwidth 定义 |
| ci_set_board_id(ci_handle_t handle, int32_t board_id) | handle: 对象句柄 board_id: 板卡 ID | int - 状态码 | 设置新板卡 ID | 范围: 0~255 |
| ci_set_coins_time_window(ci_handle_t handle, int32_t time_window) | handle: 对象句柄 | int - 状态码 | 设置符合时间窗值 | 范围: 0~16000000ps |

| | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| handle_t handle, int32_t coins_value) | coins_value: 时间窗口 | | | |
| ci_set_ad_area_scale(ci_handle_t handle, int32_t scale_value) | handle: 对象句柄 scale_value: 缩放类型 | int - 状态码 | 设置 A/D 面积积分缩放类型 | 详见 ADAreaScale 定义 |
| ci_tdc_resetrn(ci_handle_t handle) | handle: 对象句柄 | int - 状态码 | TDC 复位 | |
| ci_system_resetrn(ci_handle_t handle) | handle: 对象句柄 | int - 状态码 | 系统复位 | |
| ci_get_tdc_clock_source(ci_handle_t handle, int32_t* out_value) | handle: 对象句柄 out_value:返回值 指针 | int - 状态码 | 获取 TDC 时钟源 | |
| ci_get_data_mode(ci_handle_t handle, int32_t* out_value) | handle: 对象句柄 out_value:返回值 指针 | int - 状态码 | 获取数据模式 | |
| ci_get_test_mode(ci_handle_t handle, int32_t* out_value) | handle: 对象句柄 out_value:返回值 指针 | int - 状态码 | 获取测试模式 | |
| ci_get_test_data_bandwidth(ci_handle_t handle, int32_t* out_value) | handle: 对象句柄 out_value:返回值 指针 | int - 状态码 | 获取测试数据带宽 | |
| ci_get_board_id(ci_handle_t handle) | handle: 对象句柄 | int - 板卡 ID 号 | 获取板卡 ID | 如果失败，会返回-1 |
| ci_get_coins_time_window(ci_ | handle: 对象句柄 | int - 状态码 | 获取符合时间窗值 | |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------|---------------------|--|
| handle_t handle, int32_t* out_value) | out_value:返回值 指针 | | | |
| ci_get_ad_area_scale(ci_handle_t handle, int32_t* out_value) | handle: 对象句柄 out_value:返回值 指针 | int - 状态码 | 获取 A/D 面积积分缩放 类型 | |

9.1.9 状态查询

【设备状态结构体-cinst_device_status_t】

| 定义 | 类型 | 说明 |
|-------------|-------|--------------|
| temperature | int | 设备核心温度 |
| current_1 | float | 电路 1 电流 (mA) |
| current_2 | float | 电路 2 电流 (mA) |
| current_3 | float | 电路 3 电流 (mA) |
| current_4 | float | 电路 4 电流 (mA) |
| current_5 | float | 电路 5 电流 (mA) |
| current_6 | float | 电路 6 电流 (mA) |
| current_7 | float | 电路 7 电流 (mA) |
| current_8 | float | 电路 8 电流 (mA) |

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 注意事项 |
|---|--------------|-------------|--------|--|
| ci_get_channel_num(c_i_handle_t handle) | handle: 对象句柄 | int - 设备通道数 | 获取通道数量 | 获取设备通道数, 不包含参考通道 |
| ci_get_device_type(c_i_handle_t handle) | handle: 对象句柄 | int - 设备类型值 | 获取设备类型 | 0x1: Venus(TDC) 0x2: Mercury(多道分析仪) |

| | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|---|
| <p>ci_get_device_mode(ci_handle_t handle)</p> | <p>handle: 对象句柄</p> | <p>int - 设备型号值</p> | <p>获取设备型号</p> | <p>0x1: Venus Lite-32/Mercury-16 0x2: Venus Lite-24/Mercury-12 0x3: Venus Lite-16/Mercury-8 0x4: Venus Lite-8/Mercury-4 0x5: Venus Ultra-24 0x6: Venus Ultra-16 0x7: Venus Ultra-8 0x8: Venus Ultra Plus-12 0x8: Venus Ultra Plus-8</p> |
| <p>ci_get_product_sn(ci_handle_t handle, char* out_value, int32_t size)</p> | <p>handle: 对象句柄 out_value: 返回值指针 size: 字符串大小</p> | <p>int - 状态码</p> | <p>获取产品序列号</p> | |
| <p>ci_get_device_status(ci_handle_t handle, cinst_device_status_t* out_data)</p> | <p>handle: 对象句柄 out_data: 返回数据指针</p> | <p>int - 状态码</p> | <p>获取设备状态</p> | <p>包含温度和各电路电流，详见 cinst_device_status_t 定义</p> |
| <p>ci_get_device_temp(ci_handle_t handle, int32_t* out_temp)</p> | <p>handle: 对象句柄 out_temp: 返回设备</p> | <p>int - 状态码</p> | <p>获取设备核心温度</p> | |

| | | | | |
|--|------|--|--|--|
| | 核心温度 | | | |
|--|------|--|--|--|

9.1.10 网络配置

注意事项：

- 本机 IP 和设备 IP 需要在同一个网段
- 注意本地端口的占用情况，请不要设置已被占用的端口号
- 重新修改 IP 地址和网络端口后，请重连设备进行操作
- 重新设置 MAC 地址后，需要重启网络

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 |
|--|--|-----------|--------------|
| ci_set_ips(ci_handle_t handle, const char* local_ip, const char* device_ip) | handle: 对象句柄 local_ip: 本地 IP device_ip: 设备 IP | int - 状态码 | 设置千兆网口 IP 地址 |
| ci_set_net_ports(ci_handle_t handle, int32_t local_port, int32_t device_port) | handle: 对象句柄 local_port: 本地端口 device_port: 设备端口 | int - 状态码 | 设置千兆网口端口号 |
| ci_set_wips(ci_handle_t handle, const char* local_ip, const char* device_ip) | handle: 对象句柄 local_ip: 本地 IP device_ip: 设备 IP | int - 状态码 | 设置万兆网口 IP 地址 |
| ci_set_wnet_ports(ci_handle_t handle, int32_t local_port, int32_t device_port) | handle: 对象句柄 local_port: 本地端口 device_port: 设备端口 | int - 状态码 | 设置万兆网口端口号 |
| ci_get_ips(ci_handle_t handle, char* out_local_ip, int32_t local_ip_size, char* out_device_ip, int32_t device_ip_size) | handle: 对象句柄 out_local_ip: 返回 Local IP 指针 local_ip_size: 字符数组大 | int - 状态码 | 获取千兆网口 IP 地址 |

| | | | |
|--|---|-----------|--------------|
| | <p>小</p> <p>out_device_ip:返回的 Device IP 指针</p> <p>device_ip_size:字符数组 大小</p> | | |
| <p>ci_get_net_ports(ci_handle_t handle, int32_t* out_local_port, int32_t* out_device_port)</p> | <p>handle: 对象句柄</p> <p>out_local_port:返回 Local Port 指针</p> <p>out_device_port:返回 Device Port 指针</p> | int - 状态码 | 获取千兆网口端口号 |
| <p>ci_get_wips(ci_handle_t handle, char* out_local_ip, int32_t local_ip_size, char* out_device_ip, int32_t device_ip_size)</p> | <p>handle: 对象句柄</p> <p>out_local_ip:返回 Local IP 指针</p> <p>local_ip_size:字符数组大 小</p> <p>out_device_ip:返回的 Device IP 指针</p> <p>device_ip_size:字符数组 大小</p> | int - 状态码 | 获取万兆网口 IP 地址 |
| <p>ci_get_wnet_ports(ci_handle_t handle, int32_t* out_local_port, int32_t* out_device_port)</p> | <p>handle: 对象句柄</p> <p>out_local_port:返回 Local Port 指针</p> <p>out_device_port:返回</p> | int - 状态码 | 获取万兆网口端口号 |

| | Device Port 指针 | | |
|---|--|-----------|---------------|
| <code>ci_set_mac(ci_handle_t handle, const char* mac)</code> | handle: 对象句柄 mac:网口 MAC 地址 | int - 状态码 | 设置千兆网口 MAC 地址 |
| <code>ci_get_mac(ci_handle_t handle, char* out_mac, int32_t size)</code> | handle: 对象句柄 out_mac:返回 mac 地址指针 size:字符数组大小 | int - 状态码 | 获取千兆网口 MAC 地址 |
| <code>ci_set_wmac(ci_handle_t handle, const char* mac)</code> | handle: 对象句柄 mac:网口 MAC 地址 | int - 状态码 | 设置万兆网口 MAC 地址 |
| <code>ci_get_wmac(ci_handle_t handle, char* out_mac, int32_t size)</code> | handle: 对象句柄 out_mac:返回 mac 地址指针 size:字符数组大小 | int - 状态码 | 获取万兆网口 MAC 地址 |

9.1.11 数据采集

注意事项:

- 数据采集 API 是异步的，API 调用后，不会阻塞线程，会立即返回，需要程序自己处理等待逻辑
- API 返回失败，可以在错误回调中接收到具体的错误信息，或调用 `get_last_error` 方法查看错误代码和错误信息
- 提供了实时获取当前数据的接口，可以读取数据到内存进行实时处理
- 可以调用 `ci_stop_acq` API 去强制停止当前的数据采集任务；如果不调用，采集时间到了后，系统会自动调用 `stop_acq` API，停止数据采集
- 启用十六进制格式输出，写文件速率较慢（默认二进制数据格式，文件写入更高效），耗时较长，请注意数据文件大小

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 说明 |
|---|--------------|-----------|------------|
| <code>ci_enable_hex_dataformat(ci_handle_t handle)</code> | handle: 对象句柄 | int - 状态码 | 启用十六进制数据格式 |

| | | | |
|--|---|-----------|---|
| ci_disable_hex_dataformat(ci_handle_t handle) | handle: 对象句柄 | int - 状态码 | 禁用十六进制数据格式 |
| ci_is_hex_dataformat(ci_handle_t handle, int8_t* out_value) | handle: 对象句柄 out_value:返回布尔值 | int - 状态码 | 是否启用十六进制数据格式 |
| ci_start_rawdata_cache(ci_handle_t handle, int buffer_size_mb) | handle: 对象句柄 buffer_size_mb:数据缓存大小（单位：MB） | int - 状态码 | 开启 RAW 数据缓存，支持实时读取 设置缓存大小，单位：MB |
| ci_start_rawdata_recording(ci_handle_t handle, const char* folder_path, const char* file_name, int maxVolumeSizeMB, int force_close) | handle: 对象句柄 file_path: 数据文件目录（不设置，默认是 raw 目录） file_name: 数据文件名 max_volumesize_mb: 文件分卷大小（默认为-1） force_close: 是否强制停止文件保存（默认为 0-false） | int - 状态码 | 开启 RAW 数据文件保存 <file_name> 未明确后缀名情况下，如果启用十六进制格式输出，后缀名为“.dat”;如果未启用，默认是二进制格式输出，后缀名为“.bin” <max_volumesize_mb> 如果分卷大小小于等于 0，文件不分卷 <force_close> 如果强制停止文件保存，会立刻停止文件保存（因为异步保存文件，文件保存线程会在数据采集停止后持续运行） |
| ci_acq_rawdata(ci_handle_t handle, int32_t | handle: 对象句柄 | int - 状态码 | 开始进行数据采集（异步 |

| | | | |
|---|--|-----------|--|
| data_mode, int32_t duration) | data_mode: 数据模式 duration: 持续时间 | | 模式) <data_mode> 请详见前面的 DataMode 定义 <duration> 采集时间: 单位-秒 |
| ci_fetch_rawdata(ci_handle_t handle, int32_t* out_size, int32_t timeout_ms) | handle: 对象句柄 out_size: 返回数组大小 timeout_ms: 超时间 (单位: ms) | char* | 实时读取 Raw 数据 返回 char 数组 |
| ci_stop_acq(ci_handle_t handle) | handle: 对象句柄 | int - 状态码 | 停止数据采集 |
| ci_stop_rawdata_recording(ci_handle_t handle, int force_close) | handle: 对象句柄 force_close: 是否强制停止文件保存(默认为 0-false) | int - 状态码 | 停止 RAW 数据保存 |
| ci_stop_rawdata_cache(ci_handle_t handle) | handle: 对象句柄 | int - 状态码 | 停止 RAW 数据缓存 |
| ci_convert_to_hex(ci_handle_t handle, const char* bin_file, const char* hex_file) | handle: 对象句柄 bin_file: 二进制原始数据文件路径 hex_file: 输出的十六进制文件路径 | int - 状态码 | 转换 BIN 文件为 HEX 文件 如果 hex_file 输入为空, 默认生成的十六进制文件在二进制文件同级目录下 |

9.1.12 数据分析

注意事项:

- 数据分析 API 是异步的，API 调用后，不会阻塞线程，会立即返回，需要程序自己处理等待逻辑
- 如果 API 返回失败，可以在错误回调中接收到具体的错误信息，或调用 `ci_get_last_error/ci_get_last_error_message` 方法查看错误代码和错误信息
- 可以调用 `stop` API 去强制停止当前的分析任务；如果不调用，分析时间到了后，系统会自动调用 `stop` API，停止分析

【Start-stop 分析通道分组结构体-`cinst_chan_group_t`】

| 定义 | 类型 | 说明 |
|-------------------------|-----------------------|-----------|
| <code>start_chan</code> | <code>int32_t</code> | 开始通道号 |
| <code>stop_chans</code> | <code>int32_t*</code> | 终止通道号数组指针 |
| <code>chan_count</code> | <code>int32_t</code> | 终止通道号数组大小 |

【Start-stop 分析双终止通道分组结构体-`cinst_dual_stops_group_t`】

| 定义 | 类型 | 说明 |
|--------------------------|----------------------|---------|
| <code>start_chan</code> | <code>int32_t</code> | 开始通道号 |
| <code>x_stop_chan</code> | <code>int32_t</code> | X-终止通道号 |
| <code>y_stop_chan</code> | <code>int32_t</code> | Y-终止通道号 |

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 说明 |
|---|---|---------------------|-------------------|---|
| <code>ci_get_single_cps(ci_handle_t handle, int32_t channel)</code> | <code>handle</code> : 对象句柄 <code>channel</code> :通道号 | int-实时 计数率的 值 | 获取通道 实时计数 率 | |
| <code>ci_get_coins_cps(ci_handle_t handle, int32_t channel)</code> | <code>handle</code> : 对象句柄 <code>channel</code> :通道号 | int-实时 计数率的 值 | 获取通道 符合计数 率 | 必须先设置 DATA MODE 为 Global Coins (全局符合模式) |

| | | | | |
|--|--|---------|------------------|--|
| ci_output_single_cps(ci_handle_t handle, int32_t duration, const char* folder_path, const char* file_name) | handle: 对象句柄 duration: 持续时间 folder_path: 文件夹路径 file_name: 文件名 | int-状态码 | 保存通道 实时计数率到文件 | <duration> 采集时间: 单位-秒 <file_path> 未设置情况下, 默认是 output 目录 <file_name> 未明确后缀名情况下, 默认后缀名为“.csv” |
| ci_stop_singlecps_recording(ci_handle_t handle) | handle: 对象句柄 | int-状态码 | 停止保存 实时计数率 | |
| ci_output_coins_cps(ci_handle_t handle, int32_t duration, const char* folder_path, const char* file_name) | handle: 对象句柄 duration: 持续时间 folder_path: 文件夹路径 file_name: 文件名 | int-状态码 | 保存通道 符合计数率到文件 | <duration> 采集时间: 单位-秒 <file_path> 未设置情况下, 默认是 output 目录 <file_name> 未明确后缀名情况下, 默认后缀名为“.csv” |
| ci_stop_coinscps_recording(ci_handle_t handle) | handle: 对象句柄 | int-状态码 | 停止保存 符合计数率 | |
| ci_tof_analysis(ci_handle_t handle, int32_t duration, int32_t ch1, int32_t ch2) | handle: 对象句柄 duration: 持续时间 ch1: 通道 1 通道号 | int-状态码 | 双通道 TOF 时间分析 | <folder_path> 如果不设置, 默认是在 output 目录 |

| | | | | |
|---|--|-------------|-----------------------------------|---|
| int32_t coins_time_window, int32_t avg_times, const char* folder_path, const char* file_name) | ch2: 通道 2 通道号 coins_time_window: 符合时 间窗值 avg_times: 开启平均触发模 式后的平均次数 folder_path: 文件夹路径 file_name: 文件名 | | | <file_name> 如果不设置, 不保存文件 <avg_times> 如果设置为 0, 默认是单次 触发模式 |
| ci_fetch_tof_rawdata(ci_handl e_t handle, int* out_size, int32_t timeout_ms) | handle: 对象句柄 out_size: 返回数组大小 timeout_ms: 超时时间 (单 位: ms) | int64_t* | 实时读取 Tof RAW 数据 | 返回扁平 int64 数组, 格式 为: timestamp, tdiff |
| ci_fetch_tof_processdata(ci_ha ndle_t handle, int* out_size) | handle: 对象句柄 out_size: 返回数组大小 | int64_t* | 实时读取 Tof Process 数据 | 返回扁平 int64 数组, 格式 为: tdiff, counts |
| ci_stop_tof_analysis(ci_handle _t handle) | handle: 对象句柄 | int-状态 码 | 停止 TOF 分析 | |
| ci_ad_analysis(ci_handle_t handle, int32_t duration, int32_t ch, int32_t ad_integration_point, int32_t sampling_interval_ms, int32_t sampling_num, const char* folder_path, const char* file_name) | handle: 对象句柄 duration: 持续时间 ch: 通道号 ad_integration_point: A/D 面 积积分值 sampling_interval_ms: 采样 间隔时间 sampling_num: 采样数量 folder_path: 文件夹路径 | int-状态 码 | A/D 信号分 析 | <ch> 必须是 A/D 通道 <sampling_interval_ms> 采样间隔, 单位: ms <sampling_num> 如果小于等于 0, 全采样 |

| | | | | |
|---|--|-------------|---------------------------|--|
| | file_name: 文件名 | | | |
| ci_fetch_ad_rawdata(ci_handle_t handle, int32_t* out_size, int32_t timeout_ms) | handle: 对象句柄 out_size: 返回数组大小 timeout_ms: 超时时间（单位：ms） | int64_t* | 实时读取 A/D RAW 数据 | 返回扁平 int64 数组，格式为：sampling_points, adc |
| ci_stop_ad_analysis(ci_handle_t handle) | handle: 对象句柄 | int-状态 码 | 停止 A/D 信号分析 | |
| ci_tot_analysis(ci_handle_t handle, int32_t duration, int32_t ch, const char* folder_path, const char* file_name) | handle: 对象句柄 duration: 持续时间 ch: 通道 folder_path: 文件夹路径 file_name: 文件名 | int-状态 码 | 过阈值时 间分析 | |
| ci_fetch_tot_processdata(ci_handle_t handle, int* out_size) | handle: 对象句柄 out_size: 返回数组大小 | int64_t* | 实时读取 Tot Process 数据 | 返回扁平 int64 数组，格式为：tot, counts |
| ci_stop_tot_analysis(ci_handle_t handle) | handle: 对象句柄 | int-状态 码 | 停止 TOT 分析 | |
| ci_es_analysis(ci_handle_t handle, int32_t duration, int32_t ch, int32_t ad_integration_point, int32_t ad_area_scale, const char* folder_path, const char* file_name) | handle: 对象句柄 duration: 持续时间 ch: 通道 ad_integration_point: A/D 面积积分值 ad_area_scale: A/D 面积积分缩放类型 | int-状态 码 | 能谱分析 | <ch> 必须是 A/D 通道 |

| | | | | |
|---|--|-------------|--------------------------|---|
| | folder_path: 文件夹路径 file_name: 文件名 | | | |
| ci_fetch_es_processdata(ci_handle_t handle, int* out_size) | handle: 对象句柄 out_size:返回数组大小 | int64_t* | 实时读取 ES Process 数据 | 返回扁平 int64 数组, 格式为: adc, counts |
| ci_stop_es_analysis(ci_handle_t handle) | handle: 对象句柄 | int-状态 码 | 停止能谱 分析 | |
| ci_conform_es_analysis(ci_handle_t handle, int32_t duration, int32_t ch1, int32_t ch2, int32_t ad_integration_point, int32_t ad_area_scale, int32_t energy_window_min1, int32_t energy_window_max1, int32_t energy_window_min2, int32_t energy_window_max2, int32_t coins_time_window, int32_t avg_times, const char* folder_path, const char* file_name) | handle: 对象句柄 duration: 持续时间 ch1: 通道 1 ch2: 通道 2 ad_integration_point: A/D 面积积分值 ad_area_scale: A/D 面积积分缩放类型 energy_window_min1: 能量窗口最小值 1 energy_window_max1: 能量窗口最大值 1 energy_window_min2: 能量窗口最小值 2 energy_window_max2: 能量窗口最大值 2 coins_time_window: 符合时间窗值 avg_times:开启平均触发模 | int-状态 码 | 符合能谱 分析 | <ch1> 必须是 A/D 通道 <ch2> 必须是 A/D 通道 <energy_window_min1> <energy_window_max1> <energy_window_min2> <energy_window_max2> 能量窗的有效值范围: 0-16384 |

| | | | | |
|--|---|----------|--|---------------------------------------|
| | 式后的平均次数 folder_path: 文件夹路径 file_name: 文件名 | | | |
| ci_fetch_conform_es_processdata(ci_handle_t handle, int* out_size) | handle: 对象句柄 out_size:返回数组大小 | int64_t* | 实时读取 CONFORMES Process 数据 | 返回扁平 int64 数组，格式为: tdiff, counts |
| ci_fetch_conform_es_area1_processdata(ci_handle_t handle, int* out_size) | handle: 对象句柄 out_size:返回数组大小 | int64_t* | 实时读取 CONFORMES Area1 Process 数据（低通道号） | 返回扁平 int64 数组，格式为: adc, counts |
| ci_fetch_conform_es_area2_processdata(ci_handle_t handle, int* out_size) | handle: 对象句柄 out_size:返回数组大小 | int64_t* | 实时读取 CONFORMES Area2 Process 数据（高通道号） | 返回扁平 int64 数组，格式为: adc, counts |
| ci_stop_conform_es_analysis(ci_handle_t handle) | handle: 对象句柄 | int-状态码 | 停止符合 能谱分析 | |
| ci_period_analysis(ci_handle_t handle, int32_t duration,) | handle: 对象句柄 duration: 持续时间 | int-状态码 | 周期频率 分析 | <sampling_interval_ms> 采样间隔，单位: ms |

| | | | | |
|---|--|-------------|----------------------------------|---|
| int32_t ch, int32_t sampling_interval_ms, int32_t sampling_num, const char* folder_path, const char* file_name) | ch: 通道 sampling_interval_ms: 采样 间隔时间 sampling_num: 采样数量 folder_path: 文件夹路径 file_name: 文件名 | | | <sampling_num> 如果小于等于 0, 全采样 |
| ci_fetch_period_rawdata(ci_ha ndle_t handle, int32_t* out_size, int32_t timeout_ms) | handle: 对象句柄 out_size: 返回数组大小 timeout_ms: 超时时间 (单 位: ms) | int64_t* | 实时读取 Period RAW 数据 | 返回扁平 int64 数组, 格式 为: time, amplitude |
| ci_fetch_period_processdata(ci _handle_t handle, int* out_size) | handle: 对象句柄 out_size: 返回数组大小 | int64_t* | 实时读取 Period Process 数 据 | 返回扁平 int64 数组, 格式 为: period, counts |
| ci_stop_period_analysis(ci_ha ndle_t handle) | handle: 对象句柄 | int-状态 码 | 停止周期 频率分析 | |
| ci_startstop_analysis(ci_handl e_t handle, int32_t duration, const cinst_chan_group_t* chan_groups, int32_t chan_groups_count, const cinst_dual_stops_group_t* dual_stops_groups, int32_t dual_stops_groups_count, int32_t coins_time_window, const char* folder_path, const char* file_name) | handle: 对象句柄 duration: 持续时间 chan_groups: 通道分组指针 chan_groups_count: 通道分 组数量 dual_stops_groups: 双终止通 道分组指针 dual_stops_groups_count: 双 终止通道分组数量 | int-状态 码 | 开始终止 通道时间 差分分析 | chan_groups 是前面定义的 cinst_chan_group_t 结构体 数组指针 dual_stops_groups 是前面 定义的 cinst_dual_stops_group_t 结构体数组指针 |

| | | | | |
|--|--|----------|--|--|
| | <p>coins_time_window: 符合时间窗值</p> <p>folder_path: 文件夹路径</p> <p>file_name: 文件名</p> | | | |
| <p>ci_fetch_startstop_processdata</p> <p>(ci_handle_t handle, int32_t start_chan, int32_t stop_chan, int32_t* out_size)</p> | <p>handle: 对象句柄</p> <p>start_chan: 开始通道号</p> <p>stop_chan: 终止通道号</p> <p>out_size: 返回数组大小</p> | int64_t* | <p>实时读取</p> <p>Start-stop</p> <p>Process 数据</p> | <p>返回扁平 int64 数组，格式为: tdiff, counts</p> |
| <p>ci_fetch_startstop_average_processdata</p> <p>(ci_handle_t handle, int32_t start_chan, int32_t* out_size)</p> | <p>handle: 对象句柄</p> <p>start_chan: 开始通道号</p> <p>out_size: 返回数组大小</p> | int64_t* | <p>实时读取</p> <p>Start-stop</p> <p>Average</p> <p>Process 数据</p> | <p>返回扁平 int64 数组，格式为: tdiff, counts</p> |
| <p>ci_fetch_startstop_dualstops_rawdata</p> <p>(ci_handle_t handle, int32_t start_chan, int32_t* out_size, int32_t timeout_ms)</p> | <p>handle: 对象句柄</p> <p>start_chan: 开始通道号</p> <p>out_size: 返回数组大小</p> <p>timeout_ms: 超时时间（单位: ms）</p> | int64_t* | <p>实时读取</p> <p>Start-stop</p> <p>dual stops</p> <p>RAW 数据</p> | <p>返回扁平 int64 数组，格式为: x_stop_tdiff, y_stop_tdiff</p> |
| <p>ci_stop_startstop_analysis</p> <p>(ci_handle_t handle)</p> | <p>handle: 对象句柄</p> | int-状态码 | <p>停止开始</p> <p>终止通道</p> <p>时间差分</p> <p>析</p> | |
| <p>ci_clear_analysis_data</p> <p>(ci_handle_t handle)</p> | <p>handle: 对象句柄</p> | int-状态码 | <p>清除数据</p> <p>分析缓存</p> | |

9.1.13 其他辅助接口

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 注意事项 |
|---|--|-----------|-----------------------|--|
| ci_free_char_data(char* ptr) | ptr: 内存指针 | - | 释放 API 分配的 Char 内存指针 | 主要针对 ci_fetch_rawdata 返回的内存指针，需要手动进行释放 |
| ci_free_int64_data(char* ptr) | ptr: 内存指针 | - | 释放 API 分配的 Int64 内存指针 | 主要针对数据分析相关 API 返回的 Int64 内存指针，需要手动进行释放 |
| ci_copy_data(char* dest, uint64_t src_addr, int size) | dest: 目的内存指针 src_addr: API 分配的内存指针值 | - | 拷贝 API 分配的内存到目的内存地址 | 主要给 LabView 调用 |
| ci_copy_int64_data(int64_t* dest, uint64_t src_addr, int size) | dest: 目的 Int64 内存指针 src_addr: API 分配的内存指针值 | - | 拷贝 API 分配的内存到目的内存地址 | 主要给 LabView 调用 |
| ci_int64_pairs_to_string(char* dest, int32_t dest_size, const int64_t* data, int32_t data_size) | dest: 目的内存指针 dest_size: 目的内存大小 data: 源数据地址 data_size: 源数据大小 | int-实际字节数 | 转换 int64 数据到字符串 | Int64 是数据分析 API 返回的一维数据，每 2 位数字表示一组 pair 数据。 |

9.1.14 通用注意事项

1) 状态码:

| 定义 | 值 | 说明 |
|---------------|----|-----------|
| CINST_SUCCESS | 0 | 操作成功 |
| CINST_FAIL | -1 | 操作失败 |
| CINST_TRUE | 1 | 布尔值 True |
| CINST_FALSE | 0 | 布尔值 False |

2) 线程安全:

- 所有 API 调用都是线程安全的
- 数据采集和数据分析操作是异步的
- 每次数据采集和分析完，建议手动调用 stop API

9.2 C++ API

9.2.1 概述

ChronosInst 是一个用于高精度测量设备(比如:TDC 时间数字转换器设备)操作的 C++封装类, 提供设备连接、配置、数据采集和分析等功能。该类基于 Qt 框架开发, 支持信号槽机制和异步操作。

这份文档涵盖了 ChronosInst C++ API 的主要功能和使用方法, 可用于开发基于该接口的应用程序。

9.2.2 初始化与设备连接

9.2.2.1 初始化

需要指定 API 配置文件路径, 可以是绝对路径, 也可以是相对路径。

如果是相对路径, 会先在环境变量 (CSP_BASE_PATH) 指定目录下查找; 如果没有找到, 会在配置的 baseDir 目录下查找; 最后, 会在执行程序当前目录下查找。

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|--|------------|--------|--|
| ChronosInst (QString configPath, QString baseDir) | configPath | 配置文件路径 | 确保文件存在 |
| | baseDir | 基础目录 | 相对路径，都会相对于这个基础目录（如果未设置 CSP_BASE_PATH 环境变量） |

9.2.2.2 设备发现与连接

目前主要支持三种接口类型：

| 定义 | 值 | 说明 |
|----------------|---|-----------|
| INST_USB3_DEV | 1 | USB3.0 接口 |
| INST_UDP_DEV | 2 | UDP 千兆网口 |
| INST_UDP_W_DEV | 3 | UDP 万兆网口 |

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|---|----------|--------|-----------------|
| QList<INST_DEVICE_INFO> getDevices() | - | - | 返回设备接口列表 |
| bool connect(int connType) | connType | 设备接口类型 | 连接设备 返回成功或失败 |

9.2.2.3 错误处理

基于 QT 信号槽机制的错误处理方式，可以获取最近的错误代码和错误信息。

【错误码定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|---|------|--------------|
| ERROR_CONFIG_NOT_FOUND | 2000 | 配置文件不存在 |
| ERROR_INST_DEVICE_NOT_FOUND | 2001 | 设备未找到 |
| ERROR_INST_DEVICE_NOT_CONNECTED | 2002 | 设备未连接 |
| ERROR_INST_DEVICE_ALREADY_RUNNING | 2003 | 设置已运行 |
| ERROR_INST_START_PROTOCOL_FRAMEWORK | 2004 | 启动协议层失败 |
| ERROR_INST_PROTOCOL_FRAMEWORK_NOT_RUNNING | 2005 | 协议层未运行 |
| ERROR_INST_PROTOCOL_FRAMEWORK_INTERNAL | 2006 | 协议层内部错误 |
| ERROR_INST_ACQ_DATA_FAILED | 2007 | 数据采集失败 |
| ERROR_INST_PROCESS_ANALYSIS_FAILED | 2008 | 数据分析失败 |
| ERROR_INST_DATA_PROCESS_NOT_STOPPED | 2009 | 上一次数据分析任务未完成 |
| ERROR_INST_INVALID_CALIBRATION_PARAM | 2010 | 错误的标定参数 |
| ERROR_INST_CALIBRATION_FAILED | 2011 | 设备标定失败 |
| ERROR_INST_CONVERT_BINFILE_FAILED | 2012 | 转换 BIN 文件失败 |
| ERROR_INST_INVALID_PARAMETER | 2013 | 错误的参数 |

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|--|-------------|------|------------|
| void pf_errorOccurred(INST_ERROR error, const QString& description) | INST_ERROR | 错误码 | 请详见前面错误码定义 |
| | description | 错误信息 | |

9.2.3 设备自检

设备使用前，可以先进行设备自检操作，设置各通道和全局配置的初始默认值。设备自检后，在 `selfcheck` 目录下会生成自检日志文档，可以查看自检状态。

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|-------------------------------|----|------|-------------------|
| <code>bool selfCheck()</code> | - | - | 设备自检接口 返回成功或失败 |

9.2.4 设备标定

设备使用前，需要对设备进行校准处理。对各通道进行 DAC 标定处理，获取到各通道的校准值。启用自动补偿后，在后续设置各通道 DAC 时，会自动补偿校准值，确保通道 DAC 设置更为精准。

注意事项：

- 在设备标定前，请确保没有连接外部信号
- 设备标定操作耗时较长，请耐心等待
- 对同一个设备，一般只需要一次标定即可
- 为了确保完成所有通道的标定，请设置较为宽裕的起始 DAC 和终止 DAC，比如：-100mV ~ 100mV
- 也提供手动修正通道校准值的 API
- 请注意 DAC 有效值范围：-2000mV ~ 2000mV

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|---|------------------------|----------|---------------------|
| <code>bool startCalibration(int start_dac, int stop_dac, double step, int avg_times)</code> | <code>start_dac</code> | 起始 DAC | 开始进行设备标定 返回成功或失败 |
| | <code>stop_dac</code> | 终止 DAC | |
| | <code>step</code> | DAC 的步进值 | |

| | | | |
|---|-----------|------|---------------------|
| | avg_times | 平均次数 | |
| bool setCompensationValue(int channel, double value) | connType | 通道号 | 设定通道的校准值 返回成功或失败 |
| | value | 校准值 | |

9.2.5 通道配置

9.2.5.1 DAC 设置

可以单独设置各个通道的 DAC 值（有效范围：-2000 到 2000，超出会失败）。

注意事项：

- 参考通道不支持设置 DAC 值
- 如果 status 值为 1，说明配置值和实际生效值不相等，value 返回实际生效值（后续配置也是同样逻辑）

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|--|---------|-------|------------------------------|
| INST_RESULT<double> setDAC(int channel, double value) | channel | 通道号 | 设置和获取 DAC 值 |
| | value | DAC 值 | 返回 INST_RESULT<double> |
| INST_RESULT<double> getDAC(int channel) | channel | 通道号 | status - 状态 value - DAC 值 |

9.2.5.2 DAC 自动补偿设置

设备使用前，需要对各通道进行标定，获取各通道的标定值。如果启用自动补偿，在设置 DAC 时，会自动加上特定通道的补偿值。

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|--------------------------------|----|------|-------------------|
| bool enableAutoCompensation() | - | - | 启动自动校准 返回成功或失败 |
| bool disableAutoCompensation() | - | - | 禁用自动校准 返回成功或失败 |

9.2.5.3 迟滞电压设置

设置通道的迟滞电压类型值（有效值范围：0-3，超出会失败）。

注意事项：

- 参考通道不支持设置迟滞电压

通道迟滞电压类型（INST_HTS_TYPE）：

| 定义 | 值 | 说明 |
|----------------|---|----------------|
| INST_HTS_30_MV | 0 | 迟滞电压 30mV（默认值） |
| INST_HTS_40_MV | 1 | 迟滞电压 40mV |
| INST_HTS_70_MV | 2 | 迟滞电压 70mV |
| INST_HTS_1_MV | 3 | 迟滞电压 1mV |

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|---|------------------|----------------|--|
| INST_RESULT<int> setHysteresis(int channel, int value) | channel value | 通道号 迟滞电压类型值 | 设置和获取通道迟滞电压类型值 (详见 INST_HTS_TYPE 类型定义) 返回 INST_RESULT<int> |
| INST_RESULT<int> getHysteresis(int channel) | channel | 通道号 | |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
| | | | status - 状态 value - 迟滞电压类型值 |
|--|--|--|--------------------------------|

9.2.5.4 通道间延迟设置

设置各个通道的时间延迟值（有效值范围：0-1000000ps，超出会失败）。

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|--|---------|---------|------------------------------|
| INST_RESULT<int> setInterDelay(int channel, int value) | channel | 通道号 | 设置和获取通道延迟时间 |
| | value | 通道时间延迟值 | 返回 INST_RESULT<int> |
| INST_RESULT<int> getInterDelay(int channel) | channel | 通道号 | status - 状态 value - 时间延迟值 |

9.2.5.5 死时间设置

设置各个通道的死时间值（有效值范围：2-130000ps，超出会失败）。

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|--|---------|--------|---|
| INST_RESULT<int> setDeadTime(int channel, int value) | channel | 通道号 | 设置和获取通道死时间 |
| | value | 通道死时间值 | 返回 |
| INST_RESULT<int> getDeadTime(int channel) | channel | 通道号 | INST_RESULT<int> status - 状态 value - 死时间值 |

9.2.5.6 A/D 面积积分设置

设置 A/D 通道（目前设备的奇数通道，是 A/D 通道）的面积积分值（有效值范

围：0-65535，超出会失败）。

注意事项：

- 参考通道不支持设置 A/D 面积积分值。

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|---|---------|--------------|--|
| INST_RESULT<int> setADIntegrationPoint(int channel, int value) | channel | 通道号 | 设置和获取通道 A/D 面积积分值 返回 INST_RESULT<int> |
| | value | 通道 A/D 面积积分值 | |
| INST_RESULT<int> getADIntegrationPoint(int channel) | channel | 通道号 | status - 状态 value - A/D 面积积分值 |

9.2.5.7 边沿触发类型设置

设置通道的边沿触发类型：

| 定义 | 值 | 说明 |
|-------------------|---|-----|
| INST_RISING_EDGE | 0 | 上升沿 |
| INST_FALLING_EDGE | 1 | 下降沿 |
| INST_PMIDDLE | 2 | 正中间 |
| INST_NMIDDLE | 3 | 负中间 |

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|--|---------|-----------|--|
| INST_RESULT<int> setEdgeType(int channel, int value) | channel | 通道号 | 设置和获取通道边沿触发类型值 返回 INST_RESULT<int> |
| | value | 通道边沿触发类型值 | |
| INST_RESULT<int> getEdgeType(int channel) | channel | 通道号 | |

| | | | |
|----------|--|--|--------------------------------|
| channel) | | | status - 状态 value - 边沿触发类型值 |
|----------|--|--|--------------------------------|

9.2.6 全局配置

9.2.6.1 板卡 ID 设置

设置当前设备板块的 ID 号，主要用于设备并联时区分设备使用（有效值范围：0-255，超出会失败）。

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|---|------------|-----------|--|
| INST_RESULT<int> setBoardId(int newBoardId) | newBoardId | 板卡新的 ID 号 | 设置和获取板号 返回 INST_RESULT<int> status - 设置状态 value - 板卡 ID 号 |
| Int getBoardId() | - | - | 返回板卡 ID 号 |

9.2.6.2 TDC 时钟来源设置

设置 TDC 的时钟来源：

| 定义 | 值 | 说明 |
|---------------------|---|------|
| INST_INTERNAL_CLOCK | 0 | 本地时钟 |
| INST_EXTERNAL_CLOCK | 1 | 外部时钟 |

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|------------------|---------|--------|----------------|
| INST_RESULT<int> | srcType | 时钟来源类型 | 设置和获取 TDC 时钟来源 |

| | | | |
|--------------------------------|---|---|---------------------|
| setTdcClockSource(int srcType) | | | 返回 INST_RESULT<int> |
| INST_RESULT<int> | - | - | status - 状态 |
| getTdcClockSource() | | | value - 时钟来源类型值 |

9.2.6.3 数据模式设置

设置当前的数据模式：

| 定义 | 值 | 说明 |
|-------------------------------|---|-----------|
| INST_DATA_MODE_TIMESTAMP | 0 | 时间模式 |
| INST_DATA_MODE_TIMEZONE | 1 | 时区模式 |
| INST_DATA_MODE_AD | 2 | A/D 模式 |
| INST_DATA_MODE_AREA | 3 | 面积测量模式 |
| INST_DATA_MODE_REF_COINS | 4 | 参考符合模式 |
| INST_DATA_MODE_GLOBAL_COINS | 5 | 全局符合模式 |
| INST_DATA_MODE_TOT | 6 | 过阈时间测量模式 |
| INST_DATA_MODE_AREA_COINS | 7 | 能谱-全局符合模式 |
| INST_DATA_MODE_DUAL_TIMESTAMP | 8 | 双沿时间模式 |
| INST_DATA_MODE_PERIOD | 9 | 周期测量模式 |

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|--|----------|--------|---|
| INST_RESULT<int> setDataMode(int dataMode) | dataMode | 数据模式类型 | 设置和获取数据模式 |
| INST_RESULT<int> getDataMode() | - | - | 返回 INST_RESULT<int> status - 状态 value - 数据模式类型值 |

9.2.6.4 符合时间窗设置

设置符合时间窗数值（有效值范围：0-16000000ps，超出会失败）。

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|--|-----------------|--------|---|
| INST_RESULT<int> setCoinsTimeWindow(int coinsTimeWindow) | coinsTimeWindow | 符合时间窗值 | 设置和获取符合时间窗值 |
| INST_RESULT<int> getCoinsTimeWindow() | - | - | 返回 INST_RESULT<int> status - 状态 value - 符合时间窗值 |

9.2.6.5 测试模式设置

设置当前信号源模式，主要供内部仿真和测试使用，正常使用采用 RAW 模式：

| 定义 | 值 | 说明 |
|----------------------------|---|--------------|
| INST_TEST_MODE_RAW | 0 | RAW 原始数据模式 |
| INST_TEST_MODE_ALL_0 | 1 | 全 0 模式 |
| INST_TEST_MODE_ALL_1 | 2 | 全 1 模式 |
| INST_TEST_MODE_TOGGLE | 3 | 转换模式 |
| INST_TEST_MODE_INCREASE | 4 | 递增模式 |
| INST_TEST_MODE_DECREASE | 5 | 递减模式 |
| INST_TEST_MODE_10K_TRIGGER | 6 | 10KHz 内部触发模式 |

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|-----|----|------|----|
|-----|----|------|----|

| | | | |
|--|----------|---------|------------------------------------|
| INST_RESULT<int> setTestMode(int testMode) | testMode | 测试模式类型值 | 设置和获取测试模式类型 返回 INST_RESULT<int> |
| INST_RESULT<int> getTestMode() | - | - | status - 状态 value - 测试模式类型值 |

9.2.6.6 数据带宽设置

设置数据带宽：

| 定义 | 值 | 说明 |
|--------------------------------|---|------------|
| INST_TEST_DATA_BANDWIDTH_100M | 0 | 100M 数据带宽 |
| INST_TEST_DATA_BANDWIDTH_1000M | 1 | 1000M 数据带宽 |
| INST_TEST_DATA_BANDWIDTH_3000M | 2 | 3000M 数据带宽 |
| INST_TEST_DATA_BANDWIDTH_6400M | 3 | 6400M 数据带宽 |

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|--|---------------|---------|---|
| INST_RESULT<int> setTestDataBandwidth(int dataBandwidth) | dataBandwidth | 数据带宽类型值 | 设置和获取测试数据带宽类型 |
| INST_RESULT<int> getTestDataBandWidth() | - | - | 返回 INST_RESULT<int> status - 状态 value - 数据带宽类型值 |

9.2.6.7 A/D 面积积分缩放类型设置

设置 A/D 面积积分缩放类型：

| 定义 | 值 | 说明 |
|--------------|---|-----|
| AREA_SCALE_1 | 0 | 1 倍 |

| | | |
|------------------|---|---------|
| AREA_SCALE_1_2 | 1 | 1/2 倍 |
| AREA_SCALE_1_4 | 2 | 1/4 倍 |
| AREA_SCALE_1_8 | 3 | 1/8 倍 |
| AREA_SCALE_1_16 | 4 | 1/16 倍 |
| AREA_SCALE_1_32 | 5 | 1/32 倍 |
| AREA_SCALE_1_64 | 6 | 1/64 倍 |
| AREA_SCALE_1_128 | 7 | 1/128 倍 |

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|---|-------------|-----------|------------------------------------|
| INST_RESULT<int> setADAreaScale(int adAreaScale) | adAreaScale | 面积积分缩放类型值 | 设置和获取积分缩放类型 返回 INST_RESULT<int> |
| INST_RESULT<int> getADAreaScale() | - | - | status - 状态 value - 面积积分缩放类型值 |

9.2.6.8 设备信息获取

可以获取以下设备信息：

| API | 说明 | 备注 |
|---------------------|-----------|--|
| int getChannelNum() | 获取设备有效通道数 | 不包括设备的参考通道 |
| Int getDeviceType() | 获取设备类型 | 0x1: Venus (TDC) 0x2: Mercury (多道分析仪) |
| int getDeviceMode() | 获取设备型号 | 0x1: Venus Lite-32/Mercury-16 0x2: Venus Lite-24/Mercury-12 |

| | | |
|---|------------------|---|
| | | <p>0x3: Venus Lite-16/Mercury-8</p> <p>0x4: Venus Lite-8/Mercury-4</p> <p>0x5: Venus Ultra-24</p> <p>0x6: Venus Ultra-16</p> <p>0x7: Venus Ultra-8</p> <p>0x8: Venus Ultra Plus-12</p> <p>0x8: Venus Ultra Plus-8</p> |
| <p>INST_RESULT<QString></p> <p>getProductSN()</p> | <p>获取设备产品序列号</p> | <p>INST_RESULT<QString></p> <p>status - 状态</p> <p>value - 面积积分缩放类型值</p> |
| <p>INST_DEVICE_STATUS</p> <p>getDeviceStatus()</p> | <p>获取设备的状态</p> | <p>获取设备核心温度和各电路电流值（mA）</p> <pre> INST_DEVICE_STATUS{ int temperature; // 核心温度 float current_1; // 电路电流 mA float current_2; float current_3; float current_4; float current_5; float current_6; float current_7; float current_8; } </pre> |

9.2.6.9 复位控制

主要包括 TDC 复位和系统全局复位。

注意事项：

- 系统复位会对设备进行整体的复位，耗时较长（一般在 10s 左右），请谨慎操作。

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|---------------------|----|------|-------------------|
| bool tdcResetn() | - | - | TDC 复位 返回成功或失败 |
| bool systemResetn() | - | - | 系统复位 返回成功或失败 |

9.2.7 网络配置

9.2.7.1 千兆网 IP 地址设置

设置千兆网口的 IP 地址。

注意事项：

- 本机 IP 和设备 IP 需要在同一个网段
- 修改 IP 地址后，请重连设备进行操作

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|--|-----------------------|----------------------|--|
| INST_NET_RESULT<QString> setIPs(const QString& local_ip, const QString& device_ip) | local_ip device_ip | 本地 IP 地址 设备 IP 地址 | 设置和获取千兆网 IP 地址 返回 INST_NET_RESULT<QString> |
| INST_NET_RESULT<QString> getIPs() | - | - | status - 状态 local_value - 本地 IP 地址 device_value - 设备 IP 地址 |

9.2.7.2 千兆网端口设置

设置千兆网口的网络端口。

注意事项：

- 注意本地端口的占用情况，请不要设置已被占用的端口号
- 修改网络端口后，请重连设备进行操作

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|---|-------------|--------|--|
| INST_NET_RESULT<int> setNetPorts(int local_port, int device_port) | local_port | 本地网络端口 | 设置和获取千兆网端口 |
| | device_port | 设备网络端口 | 返回 INST_NET_RESULT<QString> |
| INST_NET_RESULT<int> getNetPorts() | - | - | status - 状态 local_value - 本地网络端口 device_value - 设备网络端口 |

9.2.7.3 万兆网 IP 设置

设置万兆网口的 IP 地址。

注意事项：

- 本机 IP 和设备 IP 需要在同一个网段
- 修改 IP 地址后，请重连设备进行操作

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|---|-----------|----------|---------------------------------------|
| INST_NET_RESULT<QString> setWIPs(const QString& local_ip, const QString& device_ip) | local_ip | 本地 IP 地址 | 设置和获取万兆网 IP |
| | device_ip | 设备 IP 地址 | 返回 INST_NET_RESULT<QString> |
| INST_NET_RESULT<QString> getWIPs() | - | - | status - 状态 local_value - 本地 IP 地址 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------------|
| | | | device_value - 设备 IP 地址 |
|--|--|--|-------------------------|

9.2.7.4 万兆网端口设置

设置万兆网口的网络端口。

注意事项：

- 注意本地端口的占用情况，请不要设置已被占用的端口号
- 修改网络端口后，请重连设备进行操作

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 返回 |
|--|---------------------------|------------------|--|
| INST_NET_RESULT<int> setWNetPorts(int local_port, int device_port) | local_port device_port | 本地网络端口 设备网络端口 | 设置和获取万兆网端口 返回 INST_NET_RESULT<QString> |
| INST_NET_RESULT<int> getWNetPorts() | - | - | status - 状态 local_value - 本地网络端口 device_value - 设备网络端口 |

9.2.7.5 千兆网 MAC 地址设置

设置设备千兆网口 MAC 地址。

注意事项：

- 在一个网段内，确保设置的 MAC 地址是唯一的
- 修改 MAC 地址后，一般需要重启交换机或路由器，清空 MAC 地址缓存，重新连接设备

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 返回 |
|---|-----|-----------|----------------------|
| INST_MAC_RESULT setMAC(const QString& mac) | mac | 网口 MAC 地址 | 设置和获取千兆网口 MAC 地 址 |
| INST_MAC_RESULT getMAC() | - | - | 返回 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>INST_NET_RESULT-MAC</p> <p>status - 状态</p> <p>device-mac - 设备网口 MAC 地址</p> |
|--|--|--|---|

9.2.7.6 万兆网 MAC 地址设置

设置设备万兆网口的 MAC 地址。

注意事项：

- 在一个网段内，确保设置的 MAC 地址是唯一的
- 修改 MAC 地址后，一般需要重启交换机或路由器，清空 MAC 地址缓存，重新连接设备

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|---|-----|-----------|---|
| INST_MAC_RESULT setWMAC(const QString& mac) | mac | 网口 MAC 地址 | 设置和获取万兆网口 MAC 地址 |
| INST_MAC_RESULT getWMAC() | - | - | <p>返回</p> <p>INST_NET_RESULT-MAC</p> <p>status - 状态</p> <p>device-mac - 设备网口 MAC 地址</p> |

9.2.8 数据采集

指定数据模式下的 RAW 数据采集接口。

注意事项：

- 数据采集 API 是异步的，API 调用后，不会阻塞线程，会立即返回，需要程序自己处理等待逻辑
- 如果 API 返回失败，可以在错误回调中接收到具体的错误信息，或在 log 日志中进行查看
- 提供了实时获取当前数据的接口，可以读取数据到内存进行实时处理
- 可以调用 stopAcq API 去强制停止当前的数据采集任务；如果不调用，采集

时间到了后，系统会自动调用 stopAcq API，停止数据采集

- 启用十六进制格式输出，写文件速率较慢（默认二进制数据格式，文件写入更高效），耗时较长，请注意数据文件大小

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|---|---|--|--|
| bool enableHexDataFormat() | - | - | 启用十六进制格式 返回成功或失败 |
| bool disableHexDataFormat() | - | - | 禁用十六进制格式（默认二进制格式） 返回成功或失败 |
| bool isHexDataFormat() | - | - | 当前是否启用十六进制格式 返回是或否 |
| bool startRawDataCache(int bufferSizeMB) | bufferSizeMB | 缓存大小（单位：MB） | 启动 RAW 数据缓存（支持实时从内存读取数据） 返回成功或失败 |
| bool startRawDataRecording(const QString& folderPath, const QString& fileName, int maxVolumeSizeMB = -1, bool forceClose = false) | folderPath fileName maxVolumeSizeMB forceClose | 输出文件目录设置（默认是 raw 目录） 输出文件名称（如果不指定，不保存文件） 文件分卷大小（默认不分卷，单位：MB） 是否强制停止文件保存（因为异步保存文 | 启动数据文件保存 未明确后缀名情况下，如果启用十六进制格式输出，后缀名为“.dat”；如果未启用，默认是二进制格式输出，后缀名为“.bin”。 |

| | | | |
|---|------------|------------------------|---|
| | | 件，文件保存线程会在数据采集停止后持续运行) | |
| bool acqRawData(int dataMode, int duration) | dataMode | 数据模式（详见前面的数据模式定义） | 开始数据采集（异步模式，立即返回） |
| | duration | 数据采集时间(单位：秒) | 返回成功或失败 |
| bool fetchRawData(std::vector<char>& outData, int timeout_ms) | outData | 实时返回的 Raw 数据 | 实时读取 Raw 数据 返回成功或失败 |
| | timeout_ms | 超时时间(单位：ms) | |
| bool stopAcq() | - | - | 停止数据采集 返回成功或失败 |
| bool stopRawDataRecording(bool forceClose = false) | forceClose | 是否强制停止文件保存 | 停止 RAW 数据文件保存 返回成功或失败 |
| bool stopRawDataCache() | - | - | 停止 Raw 数据缓存 返回成功或失败 |
| bool convertToHex(const QString& binFile, const QString& hexFile, bool isAsync = false) | binFile | 二进制原始数据文件路径 | 转换二进制格式文件到十六进制格式 (请确认目标文件是二进制文件格式) |
| | hexFile | 输出的十六进制文件路径 | 如果输入为空，默认生成的十六进制文件在二进制文件同级目 |

| | | | |
|-------------------------|---------|--------|-----------------------------|
| | | | 录下 |
| | isAsync | 是否异步处理 | 如果异步处理，方法立即返回；需要调用方侦听转换状态信号 |
| void stopAsyncConvert() | - | - | 如果采用异步处理模式，可以调用停止方法，停止转换操作 |

9.2.9 数据分析

9.2.9.1 强度分析

各通道实时计数率和符合计数率的 API 接口，数据可以文件格式输出，也可以实时获取。

注意事项：

- 文件输出 API 调用后，不会阻塞线程，API 立即返回，需要程序自己处理等待逻辑
- 如果 API 返回失败，可以在错误回调中接收到具体的错误信息，或在 log 日志中进行查看
- 可以调用 stop API 去强制停止当前的任务；如果不调用，时间到了后，系统会自动调用 stop API，停止任务
- 输出符合计数率前，请先设置 DATA MODE 为 GLOBAL_COINS（全局符合模式）

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|---|------------|-----------------------------|--------------------------|
| bool outputSingleCPS(int duration,const QString& folderPath, const QString& fileName) | duration | 数据采集时间（单位：秒） | 输出各通道实时计数率到文件 返回成功或失败 |
| | folderPath | 数据文件输出目录（不设置，默认是 output 目录） | |
| | fileName | 数据文件名称（未明 | |

| | | | |
|---|------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | 确后缀名情况下，默认后缀名为“.csv”) | |
| bool stopSingleCPSRecording() | - | - | 停止实时计数率保存任务 返回成功或失败 |
| bool outputCoinsCPS(int duration, const QString& folderPath, const QString& fileName) | duration | 数据采集时间(单位:秒) | 输出各通道符合计数率到文件 返回成功或失败 |
| | folderPath | 数据文件输出目录(不设置, 默认是output 目录) | |
| | fileName | 数据文件名称(未明确后缀名情况下, 默认后缀名为“.csv”) | |
| bool stopCoinsCPSRecording() | - | - | 停止符合计数率保存任务 返回成功或失败 |
| int getSingleCPS(int channel) | channel | 通道号 | 获取指定通道的实时计数率 |
| int getCoinsCPS(int channel) | channel | 通道号 | 获取指定通道的符合计数率 |

9.2.9.2 TOF 分析（双通道时间差分析）

对指定的两个通道进行 TOF 时间分析，数据以文件格式输出，也可以实时从内存读取进行分析。

注意事项：

- 分析 API 调用后，不会阻塞线程，API 立即返回，需要程序自己处理等待逻辑
- 如果 API 返回失败，可以在错误回调中接收到具体的错误信息，或在 log 日志中进行查看
- 可以调用 stopTofAnalysis API 去强制停止当前的分析任务；如果不调用，分

析时间到后，系统会自动调用 stopTofAnalysis API，停止分析

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|--|------------|---|---|
| bool tofAnalysis(int duration, const INST_TOF_OPTIONS& options, const QString& folderPath = QString(), const QString& fileName = QString()) | duration | 数据采集时间 | 单位：秒 |
| | options | INST_TOF_OPTIONS{ ch1, ch2, coins_time_window, enable_avg_mode, avg_times } | <ch1> 通道 1 通道号 <ch2> 通道 2 通道号 <coins_time_window> 符合时间窗值 <enable_avg_mode> 是否启用平均触发模 式 <avg_times> 启用平均触发模式后， 平均次数设置 |
| | folderPath | 数据文件输出目录 | 可设置绝对路径或相 对路径。不设置，默认 是 output 目录 |
| | fileName | 数据文件名称 | 未明确后缀名情况下， 默认后缀名为“.csv” |
| bool fetchTofRawData(QVector<QPointF>& outData) | outData | 返回 Tof Raw 数据 | QPointF 格式 X-timestamp 时间戳 Y-tdiff 值 |

| | | | |
|---|------------|-------------------|--|
| | timeout_ms | 超时时间（单位：ms） | |
| bool fetchTofProcessData(QVector<QPointF>& outData) | outData | 返回 Tof Process 数据 | QPointF 格式 X-tdiff 值 Y-counts 数量 |
| bool stopTofAnalysis() | - | - | 返回成功或失败 |

9.2.9.3 A/D 分析

对指定的通道进行 A/D 信号数据分析，数据以文件格式输出。

注意事项：

- 该接口仅对 A/D 通道有效（设备奇数通道），请确保外接信号
- 分析 API 调用后，不会阻塞线程，API 立即返回，需要程序自己处理等待逻辑
- 如果 API 返回失败，可以在错误回调中接收到具体的错误信息，或在 log 日志中进行查看
- 可以调用 stopAdAnalysis API 去强制停止当前的分析任务；如果不调用，分析时间到后，系统会自动调用 stopAdAnalysis API，停止分析

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|--|----------|---|---|
| bool adAnalysis(int duration, const INST_AD_OPTIONS& options, const QString& folderPath, const QString& fileName) | duration | 数据采集时间 | 单位：秒 |
| | options | INST_AD_OPTIONS{ ch, ad_integration_point, sampling_interval, sampling_num } | <ch> A/D 通道的通道号 <ad_integration_point> 通道的面积积分值 <sampling_interval> 采样间隔，单位：ms <sampling_num> 采样数量，如果设为 0， |

| | | | |
|--|------------|---------------|---|
| | | | 全采样 |
| | folderPath | 数据文件输出目录 | 可设置绝对路径或相对路径。不设置，默认是 output 目录 |
| | fileName | 数据文件名称 | 未明确后缀名情况下，默认后缀名为“.csv” |
| bool fetchAdRawData(QVector<QPointF>& outData, int timeout_ms) | outData | 返回 A/D Raw 数据 | QPointF 格式 X-sampling_points 抽样点 Y-adc 信号 ADC 值 |
| | timeout_ms | 超时时间（单位：ms） | |
| bool stopAdAnalysis() | - | - | 返回成功或失败 |

9.2.9.4 TOT 分析（过阈时间分析）

对指定通道的 TOT（过阈时间分析）分析，数据以文件格式输出。

注意事项：

- 分析 API 调用后，不会阻塞线程，API 立即返回，需要程序自己处理等待逻辑
- 如果 API 返回失败，可以在错误回调中接收到具体的错误信息，或在 log 日志中进行查看
- 可以调用 stopTotAnalysis API 去强制停止当前的分析任务；如果不调用，分析时间到后，系统会自动调用 stopTotAnalysis API，停止分析

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|--|------------|----------|----------|
| bool totAnalysis(int duration, int ch, const QString& folderPath, const QString& fileName) | duration | 数据采集时间 | 单位：秒 |
| | ch | 通道号 | |
| | folderPath | 数据文件输出目录 | 可设置绝对路径或 |

| | | | |
|---|----------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | 相对路径。不设置，默认是 output 目录 |
| | fileName | 数据文件名称 | 未明确后缀名情况下，默认后缀名为“.csv” |
| bool fetchTotProcessData(QVector<QPointF>& outData) | outData | 返回 Tot Process 数据 | QPointF 格式 X-tot 值 Y-counts 数量 |
| bool stopTotAnalysis() | - | - | 返回成功或失败 |

9.2.9.5 能谱分析

对指定通道进行能谱信号数据分析，数据以文件格式输出。

注意事项：

- 该接口仅对 A/D 通道有效（设备奇数通道），请确保外接信号
- 分析 API 调用后，不会阻塞线程，API 立即返回，需要程序自己处理等待逻辑
- 如果 API 返回失败，可以在错误回调中接收到具体的错误信息，或在 log 日志中进行查看
- 可以调用 stopEsAnalysis API 去强制停止当前的分析任务；如果不调用，分析时间到后，系统会自动调用 stopEsAnalysis API，停止分析

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|--|----------|---|--|
| bool esAnalysis(int duration, const INST_ES_OPTIONS& options, const QString& folderPath, const QString& fileName,) | duration | 数据采集时间 | 单位：秒 |
| | options | INST_ES_OPTIONS{ ch, ad_integration_point, ad_area_scale | <ch> A/D 通道的通道号 <ad_integration_point> 通道的面积积分值 |

| | | | |
|--|------------|------------------|--|
| | | } | <ad_area_scale> A/D 面积积分缩放类型，请查看前面的详细定义 |
| | folderPath | 数据文件输出目录 | 可设置绝对路径或相对路径。不设置，默认是 output 目录 |
| | fileName | 数据文件名称 | 未明确后缀名情况下，默认后缀名为“.csv” |
| bool fetchEsProcessData(QVector<QPointF>& outData) | outData | 返回 ES Process 数据 | QPointF 格式 X-adc 值 Y-counts 数量 |
| bool stopEsAnalysis() | - | - | 返回成功或失败 |

9.2.9.6 符合能谱分析

对指定的两个 A/D 通道进行时间符合能谱数据分析，数据以文件格式输出。

注意事项：

- 该接口仅对 A/D 通道有效（设备奇数通道），请确保外接信号
- 分析 API 调用后，不会阻塞线程，API 立即返回，需要程序自己处理等待逻辑
- 如果 API 返回失败，可以在错误回调中接收到具体的错误信息，或在 log 日志中进行查看
- 能量窗的有效值范围：0-16384
- 可以调用 stopConformEsAnalysis API 去强制停止当前的分析任务；如果不调用，分析时间到后，系统会自动调用 stopConformEsAnalysis API，停止分析

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|------|----------|--------|------|
| bool | duration | 数据采集时间 | 单位：秒 |

| | | | |
|---|----------------|---|---|
| <p>conformEsAnalysis(int duration, const INST_CONFORM_ES_OPTI ONS& options, const QString& folderPath, const QString& fileName)</p> | <p>options</p> | <pre>INST_CONFORM_ES_OPTIONS { ch1, ch2, ad_integration_point, ad_area_scale, energy_window_min1, energy_window_max1, energy_window_min2, energy_window_max2, coins_time_window, enable_avg_mode, avg_times }</pre> | <p><ch1> A/D 通道 1 的通道号 <ch2> A/D 通道 2 的通道号 <ad_integration_point> 通道的面积积分值 <ad_area_scale> A/D 面积积分缩放类型，请查看 前面的详细定义 <energy_window_min1> 通道 1 最小能量窗设置 <energy_window_max1> 通道 1 最大能量窗设置 <energy_window_min2> 通道 2 最小能量窗设置 <energy_window_max2> 通道 2 最大能量窗设置 <coins_time_window> 符合时间窗值 <enable_avg_mode> 是否启用平均触发模式 <avg_times> 启用平均触发模式后，平均次数 设置</p> |
|---|----------------|---|---|

| | | | |
|--|------------|--|--|
| | folderPath | 数据文件输出目录 | 可设置绝对路径或相对路径。不设置，默认是 output 目录 |
| | fileName | 数据文件名称 | 未明确后缀名情况下，默认后缀名为“.csv” |
| bool fetchConformEsProcessData(QVector<QPointF>& outData) | outData | 返回 Conform ES Process 数据 | QPointF 格式 X-tdiff 值 Y-counts 数量 |
| bool fetchConformArea1ProcessData(QVector<QPointF>& outData) | outData | 返回 Conform ES Area1 Process 数据（对应低通道号） | QPointF 格式 X-adc 值 Y-counts 数量 |
| bool fetchConformArea2ProcessData(QVector<QPointF>& outData) | outData | 返回 Conform ES Area2 Process 数据（对应高通道号） | QPointF 格式 X-adc 值 Y-counts 数量 |
| bool stopConformEsAnalysis() | - | - | 返回成功或失败 |

9.2.9.7 周期频率分析

对指定的通道进行周期频率分析，数据以文件格式输出。

注意事项：

- 分析 API 调用后，不会阻塞线程，API 立即返回，需要程序自己处理等待逻辑
- 如果 API 返回失败，可以在错误回调中接收到具体的错误信息，或在 log 日志中进行查看
- 可以调用 stopPeriodAnalysis API 去强制停止当前的分析任务；如果不调用，分析时间到后，系统会自动调用 stopPeriodAnalysis API，停止分析

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|---|------------|--|---|
| bool periodAnalysis(int duration, const INST_PERIOD_OPTIONS& options, const QString& folderPath, const QString& fileName) | duration | 数据采集时间 | 单位：秒 |
| | options | <pre>INST_PERIOD_OPTIONS { ch, sampling_interval, sampling_num }</pre> | <ch> A/D 通道的通道号 <ad_integration_point> > 通道的面积积分值 <ad_area_scale> A/D 面积积分缩放类型，请查看前面的详细定义 |
| | folderPath | 数据文件输出目录 | 可设置绝对路径或相对路径。不设置，默认是 output 目录 |
| bool fetchPeriodRawData(QVector<QPointF>& outData, int timeout_ms) | fileName | 数据文件名称 | 未明确后缀名情况下，默认后缀名为“.csv” |
| | timeout_ms | 超时时间（单位：ms） | |
| bool fetchPeriodProcessData(QVector<QPointF> | outData | 返回 Period Process 数据 | QPointF 格式 X-time 值 Y-amplitude 值 |
| | outData | 返回 Period Process 数据 | QPointF 格式 X-period 值 |

| | | | |
|---------------------------|---|---|-------------|
| & outData) | | | Y-counts 数量 |
| bool stopPeriodAnalysis() | - | - | 返回成功或失败 |

9.2.9.8 开始-终止通道时间差分析

对指定的多个通道分组（一个起始通道和多个终止通道）进行时间差分析，数据以文件格式输出。

注意事项：

- 分析 API 调用后，不会阻塞线程，API 立即返回，需要程序自己处理等待逻辑
- 如果 API 返回失败，可以在错误回调中接收到具体的错误信息，或在 log 日志中进行查看
- 对于双终止通道分析，必须通道分组中，终止通道多于 2 个，并且指定不同的 X-终止通道和 Y-终止通道
- 可以调用 stopStartStopAnalysis API 去强制停止当前的分析任务；如果不调用，分析时间到后，系统会自动调用 stopStartStopAnalysis API，停止分析

【API 定义】

| API | 参数 | 参数说明 | 备注 |
|---|------------|---|---|
| bool startStopAnalysis(int duration, | duration | 数据采集时间 | 单位：秒 |
| const INST_START_STOP_OPTIONS& options, const QString& folderPath, const QString& fileName) | options | INST_DECAY_TIME_OPTIONS { start_ch, stop_ch, coins_time_window} | <start_ch> 起始通道号 <stop_ch> 终止通道号 <coins_time_window> > 符合时间窗值 |
| | folderPath | 数据文件输出目录 | 可设置绝对路径或相对路径。不设置，默认是 output 目录 |

| | | | |
|--|------------|----------------------------------|--|
| | fileName | 数据文件名称 | 未明确后缀名情况下，默认后缀名为“.csv” |
| bool fetchStartStopProcessData(int start_chan, int stop_chan, QVector<QPointF>& outData) | start_chan | 开始通道号 | |
| | stop_chan | 终止通道号 | |
| | outData | 返回 Start-stop Process 数据 | QPointF 格式 X-tdiff 值 Y-counts 数量 |
| bool fetchStartStopAverageProcessData(int start_chan, QVector<QPointF>& outData) | start_chan | 开始通道号 | |
| | outData | 返回 Start-stop Average Process 数据 | QPointF 格式 X-tdiff 值 Y-counts 数量 |
| bool fetchStartStopDualStopsRawData(int start_chan, QVector<QPointF>& outData, int timeout_ms) | start_chan | 开始通道号 | |
| | outData | 返回 Start-stop Dual Stops Raw 数据 | QPointF 格式 X-stop tdiff 值 Y-stop tdiff 值 |
| | timeout_ms | 超时时间（单位：ms） | |
| bool stopStartStopAnalysis() | - | - | 返回成功或失败 |

9.2.10 注意事项

- 1) **设备连接**：在执行任何操作前，必须先成功连接设备。
- 2) **错误处理**：建议始终连接错误信号以处理可能发生的异常情况。
- 3) **参数范围**：各配置参数有有效范围限制，超出范围的操作将失败。

- 4) **异步操作**：部分数据采集和分析操作是异步的，需要适当等待或使用回调机制。
- 5) **资源清理**：使用完成后，应正确断开设备连接。
- 6) **线程安全**：API 调用通常需要在主线程或特定线程中进行，请注意线程上下文。

9.2.11 示例代码

典型的应用代码示例如下：

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    QCoreApplication app(argc, argv);

    // 1. 初始化 TDC
    ChronosInst tdc("tdcconfig.ini", "D:\\cinstapi");

    // 2. 连接错误信号
    QObject::connect(&tdc, &ChronosInst::pf_errorOccurred, ...);

    // 3. 获取并连接设备
    QList devices = tdc.getDevices();
    if(devices.size() > 0) {
        tdc.connect(devices.at(0).type);
    }

    // 4. 启动工作线程，执行配置和操作
    ...

    // 设置通道 DAC 值
    INST_RESULT<double> ret = tdc.setDAC(0, 100); // 通道 0, 值 100
    ret = tdc.setDAC(1, 100); // 通道 1, 值 100

    // 设置数据模式
    INST_RESULT<int> result = tdc.setDataMode(INST_DATA_MODE_GLOBAL_COINS);

    // 启用十六进制文件格式
    bool flag = tdc.enableHexFileFormat();
}
```

```
// 采集原始数据
flag = tdc.startRawDataCache(200);
flag = tdc.startRawDataRecording("raw", "test");
flag = tdc.acqRawData(INST_DATA_MODE_GLOBAL_COINS, 10);

// 实时读取数据
std::vector<char> outData;
flag = tdc.fetchRawData(outData, 500);

// 等待数据采集完成
QThread::sleep(10);

// 停止采集
flag = tdc.stopAcq();
flag = tdc.stopRawDataCache();
flag = tdc.stopRawDataRecording();

...
// 5. 进入事件循环
return app.exec();
}
```

9.3 PYTHON API

9.3.1 概述

ChronosInst 是一个用于高精度测量设备(比如:TDC 时间数字转换器设备)操作的 Python 封装类, 提供设备连接、配置、数据采集和分析等功能。

这份文档涵盖了 ChronosInst Python API 的主要功能和使用方法, 可用于开发基于该接口的应用程序。

9.3.2 初始化

注意事项:

- config_path 配置文件可以是绝对路径, 也可以是相对路径。如果是相对路径, 先查找系统环境变量 CSP_BASE_PATH 指定的目录; 然后查找下面 base_dir

指定的基础目录，最后会在程序根目录查找

- `dll_path` 可设置 DLL 库的绝对路径地址或者 DLL 库的目录地址。如果是相对路径，相对当前的目录路径
- `base_dir` 可以指定基础目录路径，其他相对路径都可以基于这个基础路径，如果不设置，默认设为 `dll_path` 的目录路径
- `start` 方法主要用于启动后台泵线程，已在初始化中自动调用，不需要显式调用

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 备注 |
|-----------------------|---|---------|---------------------------|-------------------------------------|
| <code>__init__</code> | <code>config_path</code> : 配置文件路径 <code>dll_path</code> : DLL 库路径 <code>base_dir</code> : 基础目录路径 <code>create_timeout</code> : 创建超时(秒) | INST 实例 | 初始化 ChronosInst 实例 | <create_timeout> 创建超时，默认 5 秒 |
| <code>start</code> | - | - | 启动后台泵线程 | 内部调用 |
| <code>stop</code> | - | - | 停止后台泵线程并 释放资源 | |

9.3.3 设备连接

注意事项:

- 可以先调用 `get_devices` 获取设备后，再进行连接
- 操作设备前，必须先连接设备
- 操作结束后，不再操作设备，请先断开设备连接

【设备接口类型定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|---------------------------------|---|-----------|
| <code>ConnType.USB3_DEV</code> | 1 | Usb3.0 接口 |
| <code>ConnType.UDP_DEV</code> | 2 | 千兆网网口 |
| <code>ConnType.UDP_W_DEV</code> | 3 | 万兆网网口 |

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 说明 |
|--------|----|-----|------|----|
|--------|----|-----|------|----|

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|------------------|----------|------------------------|
| get_devices | - | List[DeviceInfo] | 获取可用设备列表 | 设备信息包含类型和名称 |
| connect | ConnType device_type: 设备接口类型 | bool | 连接指定类型设备 | 具体类型定义请详见 ConnType 定义。 |
| disconnect | - | bool | 断开当前设备连接 | |

9.3.4 错误处理

【错误码定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|---|------|--------------|
| Error.CONFIG_NOT_FOUND | 2000 | 配置文件不存在 |
| Error.INST_DEVICE_NOT_FOUND | 2001 | 设备未找到 |
| Error.INST_DEVICE_NOT_CONNECTED | 2002 | 设备未连接 |
| Error.INST_DEVICE_ALREADY_RUNNING | 2003 | 设置已运行 |
| Error.INST_START_PROTOCOL_FRAMEWORK | 2004 | 启动协议层失败 |
| Error.INST_PROTOCOL_FRAMEWORK_NOT_RUNNING | 2005 | 协议层未运行 |
| Error.INST_PROTOCOL_FRAMEWORK_INTERNAL | 2006 | 协议层内部错误 |
| Error.INST_ACQ_DATA_FAILED | 2007 | 数据采集失败 |
| Error.INST_PROCESS_ANALYSIS_FAILED | 2008 | 数据分析失败 |
| Error.INST_DATA_PROCESS_NOT_STOPPED | 2009 | 上一次数据分析任务未完成 |
| Error.INST_INVALID_CALIBRATION_PARAM | 2010 | 错误的标定参数 |
| Error.INST_CALIBRATION_FAILED | 2011 | 设备标定失败 |

| | | |
|-----------------------------------|------|-------------|
| Error.INST_CONVERT_BINFILE_FAILED | 2012 | 转换 BIN 文件失败 |
| Error.INST_INVALID_PARAMETER | 2013 | 错误的参数 |

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 备注 |
|----------------|------------|-----------------|----------|-----------------------|
| on_error | cb: 错误回调函数 | - | 注册错误回调 | 回调格式:(Error, message) |
| get_last_error | - | (code, message) | 获取最近错误信息 | |

9.3.5 设备自检

设备使用前，可以先进行设备自检操作，设置各通道和全局配置的初始默认值。设备自检后，在 selfcheck 目录下会生成自检日志文档，可以查看自检状态。

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 备注 |
|------------|----|------|------|----|
| self_check | - | bool | 设备自检 | |

9.3.6 设备标定

设备使用前，需要对设备进行校准处理。对各通道进行 DAC 标定处理，获取到各通道的校准值。启用自动补偿后，在后续设置各通道 DAC 时，会自动补偿校准值，确保通道 DAC 设置更为精准。

注意事项：

- 在设备标定前，请确保没有连接外部信号
- 设备标定操作耗时较长，请耐心等待
- 对同一个设备，一般只需要一次标定即可
- 为了确保完成所有通道的标定，请设置较为宽裕的起始 DAC 和终止 DAC，比如：-100mV ~ 100mV
- 也提供手动修正通道校准值的 API
- 请注意 DAC 有效值范围：-2000mV ~ 2000mV

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 备注 |
|------------------------|---|------|----------|--|
| start_calibration | start_dac: 起始 DAC stop_dac: 终止 DAC step: DAC 步进值 avg_times: 平均次数 | bool | 设备标定 | 起始 DAC 要小于终止 DAC; 平均次数不要过大, 最大值 100 |
| set_compensation_value | channel: 通道号 value: 校准值 | bool | 设置通道的校准值 | |

9.3.7 通道配置

注意事项:

- 设备使用前, 需要对各通道进行标定, 获取各通道的标定值
- 参考通道不可设置 DAC、Hysteresis 和 A/D Integration Point 值
- A/D Integration Point 值, 仅对 A/D 通道有效 (设备的奇数通道)

【迟滞电压类型定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|-------------------|---|-----------------|
| HtsType.HTS_30_MV | 0 | 迟滞电压 30mV (默认值) |
| HtsType.HTS_40_MV | 1 | 迟滞电压 40mV |
| HtsType.HTS_70_MV | 2 | 迟滞电压 70mV |
| HtsType.HTS_1_MV | 3 | 迟滞电压 1mV |

【边沿触发类型定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|-----------------------|---|-----|
| EdgeType.RISING_EDGE | 0 | 上升沿 |
| EdgeType.FALLING_EDGE | 1 | 下降沿 |
| EdgeType.PMIDDLE | 2 | 正中间 |

| | | |
|------------------|---|-----|
| EdgeType.NMIDDLE | 3 | 负中间 |
|------------------|---|-----|

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 有效范围 |
|--------------------------|------------------------------------|-------|-----------------|----------------------|
| set_dac | channel: 通道号 value: DAC 值 | bool | 设置通道 DAC 电压 | -2000~2000mV |
| set_hysteresis | channel: 通道号 value: 迟滞电压类型 值 | bool | 设置通道迟滞电压类 型值 | 详见前面的 HtsType 定义 |
| set_inter_delay | channel: 通道号 value: 通道延迟值 | bool | 设置通道间延迟值 | 0~1000000ps |
| set_dead_time | channel: 通道号 value: 死时间 | bool | 设置通道死时间 | 2~130000ps |
| set_edge_type | channel: 通道号 value: 边沿触发类型 | bool | 设置边沿触发类型 | 详见前面的 EdgeType 定义 |
| set_ad_integration_point | channel: 通道号 value: 积分点 | bool | 设置 A/D 面积积分值 | 0~65535 |
| get_dac | channel: 通道号 | float | 获取通道 DAC 值 | |
| get_hysteresis | channel: 通道号 | int | 获取通道迟滞电压类 型值 | |
| get_inter_delay | channel: 通道号 | int | 获取通道间延迟值 | |
| get_dead_time | channel: 通道号 | int | 获取通道死时间 | |
| get_edge_type | channel: 通道号 | int | 获取边沿触发类型 | |
| get_ad_integration_point | channel: 通道号 | int | 获取 A/D 面积积分值 | |

| | | | | |
|---------------------------|---|------|--------|-----------------------------------|
| enable_auto_compensation | - | bool | 启用自动补偿 | 如果启用自动补偿，在设置 DAC 时，会自动加上特定通道的补偿值。 |
| disable_auto_compensation | - | bool | 禁用自动补偿 | |

9.3.8 全局配置

注意事项：

- 测试模式类型主要用于仿真和测试，正常使用采用 RAW 模式
- 系统复位操作会重置设备所有设置，耗时较长（一般在 10s 左右），请谨慎操作
- 板卡 ID 设置主要用于多设备并联的场景，用于区分不同设备

【TDC 时钟来源类型定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|----------------------------|---|------|
| ClockSource.INTERNAL_CLOCK | 0 | 内部时钟 |
| ClockSource.EXTERNAL_CLOCK | 1 | 外部时钟 |

【数据模式定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|-----------------------|---|--------|
| DataMode.TIMESTAMP | 0 | 时间模式 |
| DataMode.TIMEZONE | 1 | 时区模式 |
| DataMode.AD | 2 | A/D 模式 |
| DataMode.AREA | 3 | 面积测量模式 |
| DataMode.REF_COINS | 4 | 参考符合模式 |
| DataMode.GLOBAL_COINS | 5 | 全局符合模式 |

| | | |
|-------------------------|---|-----------|
| DataMode.TOT | 6 | 过阈时间测量模式 |
| DataMode.AREA_COINS | 7 | 能谱-全局符合模式 |
| DataMode.DUAL_TIMESTAMP | 8 | 双沿时间模式 |
| DataMode.PERIOD | 9 | 周期测量模式 |

【测试模式定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|------------------------|---|--------------|
| TestMode.RAW | 0 | RAW 原始数据模式 |
| TestMode.ALL_0 | 1 | 全 0 模式 |
| TestMode.ALL_1 | 2 | 全 1 模式 |
| TestMode.TOGGLE | 3 | 转换模式 |
| TestMode.INCREASE | 4 | 递增模式 |
| TestMode.DECREASE | 5 | 递减模式 |
| TestMode.TRIGGER_10KHZ | 6 | 10KHz 内部触发模式 |

【数据带宽类型定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|--|---|----------|
| TestDataBandwidth.DATA_BANDWIDTH_100M | 0 | 100M 带宽 |
| TestDataBandwidth.DATA_BANDWIDTH_1000M | 1 | 1000M 带宽 |
| TestDataBandwidth.DATA_BANDWIDTH_3000M | 2 | 3000M 带宽 |
| TestDataBandwidth.DATA_BANDWIDTH_6400M | 3 | 6400M 带宽 |

【A/D 面积积分缩放类型定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|---------------------|---|-----|
| ADAreaScale.SCALE_1 | 0 | 1 倍 |

| | | |
|-------------------------|---|---------|
| ADAreaScale.SCALE_1_2 | 1 | 1/2 倍 |
| ADAreaScale.SCALE_1_4 | 2 | 1/4 倍 |
| ADAreaScale.SCALE_1_8 | 3 | 1/8 倍 |
| ADAreaScale.SCALE_1_16 | 4 | 1/16 倍 |
| ADAreaScale.SCALE_1_32 | 5 | 1/32 倍 |
| ADAreaScale.SCALE_1_64 | 6 | 1/64 倍 |
| ADAreaScale.SCALE_1_128 | 7 | 1/128 倍 |

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 有效范围 |
|-------------------------|--------------------|------|------------|-------------------------|
| set_tdc_clock_source | src_type: 时钟源类型 | bool | 设置 TDC 时钟源 | 详见 ClockSource 定义 |
| set_data_mode | data_mode: 数据模式 | bool | 设置数据模式 | 详见 DataMode 定义 |
| set_test_mode | test_mode: 测试模式 | bool | 设置测试模式 | 详见 TestMode 定义 |
| set_test_data_bandwidth | bw_type: 带宽类型 | bool | 设置测试数据带宽 | 详见 TestDataBandwidth 定义 |
| set_board_id | board_id: 板卡 ID | bool | 设置新板卡 ID | 0~255 |
| set_coins_time_window | value: 时间窗口 | bool | 设置符合时间窗口 | 0~16000000ps |
| set_ad_area_scale | value: 缩放类型 | bool | 设置 AD 区域缩放 | 详见 ADAreaScale 定义 |

| | | | | |
|-------------------------|---|------|------------|--|
| tdc_resetrn | - | bool | TDC 复位 | |
| system_resetrn | - | bool | 系统复位 | |
| get_tdc_clock_source | - | int | 获取 TDC 时钟源 | |
| get_data_mode | - | int | 获取数据模式 | |
| get_test_mode | - | int | 获取测试模式 | |
| get_test_data_bandwidth | - | int | 获取测试数据带宽 | |
| get_board_id | - | int | 获取板卡 ID | |
| get_coins_time_window | - | int | 获取符合时间窗口 | |
| get_ad_area_scale | - | int | 获取 AD 区域缩放 | |

9.3.9 状态查询

【设备状态定义】

| 定义 | 类型 | 说明 |
|--------------------------------|-------|--------------|
| ResultDeviceStatus.temperature | int | 设备核心温度 |
| ResultDeviceStatus.current_1 | float | 电路 1 电流 (mA) |
| ResultDeviceStatus.current_2 | float | 电路 2 电流 (mA) |
| ResultDeviceStatus.current_3 | float | 电路 3 电流 (mA) |
| ResultDeviceStatus.current_4 | float | 电路 4 电流 (mA) |
| ResultDeviceStatus.current_5 | float | 电路 5 电流 (mA) |
| ResultDeviceStatus.current_6 | float | 电路 6 电流 (mA) |
| ResultDeviceStatus.current_7 | float | 电路 7 电流 (mA) |
| ResultDeviceStatus.current_8 | float | 电路 8 电流 (mA) |

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 注意事项 |
|-------------------|----|--------------------|----------|--|
| get_channel_num | - | int | 获取通道数量 | 获取设备通道数，不包含参考通道 |
| get_device_type | - | int | 获取设备类型 | 0x1: Venus(TDC) 0x2: Mercury(多道分析仪) |
| get_device_mode | - | int | 获取设备型号 | 0x1: Venus Lite-32/Mercury-16 0x2: Venus Lite-24/Mercury-12 0x3: Venus Lite-16/Mercury-8 0x4: Venus Lite-8/Mercury-4 0x5: Venus Ultra-24 0x6: Venus Ultra-16 0x7: Venus Ultra-8 0x8: Venus Ultra Plus-12 0x8: Venus Ultra Plus-8 |
| get_product_sn | - | str | 获取产品序列号 | |
| get_device_status | - | ResultDeviceStatus | 获取设备状态 | 包含温度和各电路电流，详见 ResultDeviceStatus 定义 |
| get_device_temp | - | int | 获取设备核心温度 | |

9.3.10 网络配置

注意事项:

- 本机 IP 和设备 IP 需要在同一个网段
- 注意本地端口的占用情况，请不要设置已被占用的端口号
- 修改 IP 地址和网络端口后，请重连设备进行操作

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 |
|--------|----|-----|------|
|--------|----|-----|------|

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| set_ips | local_ip: 本地 IP device_ip: 设备 IP | bool | 设置千兆网口 IP 地址 |
| set_net_ports | local_port: 本地端口 device_port: 设备端口 | bool | 设置千兆网口端口号 |
| set_wips | local_ip: 本地 IP device_ip: 设备 IP | bool | 设置万兆网口 IP 地址 |
| set_wnet_ports | local_port: 本地端口 device_port: 设备端口 | bool | 设置万兆网口端口号 |
| get_ips | - | ResultIp | 获取千兆网口 IP 地址 |
| get_net_ports | - | ResultNetPort | 获取千兆网口端口号 |
| get_wips | - | ResultIp | 获取万兆网口 IP 地址 |
| get_wnet_ports | - | ResultNetPort | 获取万兆网口端口号 |
| set_mac | device_mac:网口 MAC 地 址 | bool | 设置千兆网口 MAC 地址 |
| get_mac | - | str | 获取千兆网口 MAC 地址 |
| set_wmac | device_mac:网口 MAC 地 址 | bool | 设置万兆网口 MAC 地址 |
| get_wmac | - | str | 获取万兆网口 MAC 地址 |

9.3.11 数据采集

注意事项:

- 数据采集 API 调用后，不会阻塞线程，API 立即返回，需要程序自己处理等待逻辑
- API 返回失败，可以在错误回调中接收到具体的错误信息，或调用 `get_last_error` 方法查看错误代码和错误信息
- 提供了实时获取当前数据的接口，可以读取数据到内存进行实时处理

- 可以调用 `stop_acq` API 去强制停止当前的数据采集任务；如果不调用，采集时间到了后，系统会自动调用 `stop_acq` API，停止数据采集
- 启用十六进制格式输出，写文件速率较慢（默认二进制数据格式，文件写入更高效），耗时较长，请注意数据文件大小

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 说明 |
|--------------------------------------|---|------|--|
| <code>enable_hex_dataformat</code> | - | bool | 启用十六进制数据格式 |
| <code>disable_hex_dataformat</code> | - | bool | 禁用十六进制数据格式 |
| <code>is_hex_dataformat</code> | - | bool | 是否启用十六进制数据格式 |
| <code>start_rawdata_cache</code> | <code>buffer_size_mb</code> | bool | 开启 RAW 数据缓存，支持实时读取 设置缓存大小，单位：MB |
| <code>start_rawdata_recording</code> | <code>file_path</code> : 数据文件目录（不设置，默认是 <code>output</code> 目录） <code>file_name</code> : 数据文件名 <code>max_volumesize_mb</code> : 文件分卷大小（默认为-1） <code>force_close</code> : 是否强制停止文件保存（默认为 <code>False</code> ） | bool | 开启 RAW 数据文件保存 <file_name> 未明确后缀名情况下，如果启用十六进制格式输出，后缀名为“.dat”；如果未启用，默认是二进制格式输出，后缀名为“.bin” <max_volumesize_mb> 如果分卷大小小于等于 0，文件不问卷； <force_close> 如果强制停止文件保存，会立刻停止文件保存（因为异步保存文件，文件保存线程会在数据采集停止后持续运行） |
| <code>acq_rawdata</code> | <code>data_mode</code> : 数据模式 <code>duration</code> : | bool | 开始进行数据采集（异步模式） |

| | | | |
|--------------------------|--|-----------|---|
| | 持续时间 | | <p><data_mode></p> <p>请详见前面的 DataMode 定义</p> <p><duration></p> <p>采集时间：单位-秒</p> |
| fetch_rawdata | timeout_ms: 超时时间（单位：ms） | bytes | <p>实时读取 Raw 数据</p> <p>返回 byte 数组</p> |
| fetch_rawdata_hex | timeout_ms: 超时时间（单位：ms） | list[str] | <p>实时读取 Raw 数据</p> <p>返回十六进制字符串数组（按 8 个字节分组）</p> |
| fetch_rawdata_hex_string | timeout_ms: 超时时间（单位：ms） | str | <p>实时读取 Raw 数据</p> <p>返回十六进制字符串（按 8 个字节加上“\n”分隔）</p> |
| fetch_rawdata_list | timeout_ms: 超时时间（单位：ms） | list[int] | <p>实时读取 Raw 数据</p> <p>返回 int list</p> <p>主要给 matlab 调用</p> |
| stop_acq | - | bool | 停止数据采集 |
| stop_rawdata_recording | force_close: 是否强制停止文件保存（默认为 False） | bool | 停止 RAW 数据保存 |
| stop_rawdata_cache | - | bool | 停止 RAW 数据缓存 |
| convert_to_hex | bin_file: 二进制原始数据文件路径 hex_file: 输出的十六进制文件路径 | bool | 如果 hex_file 输入为空，默认生成的十六进制文件在二进制文件同级目录下 |

9.3.12 数据分析

注意事项：

- 分析 API 调用后，不会阻塞线程，API 立即返回，需要程序自己处理等待逻辑
- 如果 API 返回失败，可以在错误回调中接收到具体的错误信息，或调用 `get_last_error` 方法查看错误代码和错误信息
- 可以调用 `stop` API 去强制停止当前的分析任务；如果不调用，分析时间到了后，系统会自动调用 `stop` API，停止分析

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 说明 |
|---------------------------------------|---|------|----------------------|--|
| <code>get_single_cps</code> | channel:通道号 | int | 获取通道 实时计数 率 | |
| <code>get_coins_cps</code> | channel:通道号 | int | 获取通道 符合计数 率 | 必须先设置 DATA MODE 为 Global Coins (全局符合) |
| <code>output_single_cps</code> | duration: 持续时间 folder_path: 文件夹路径 file_name: 文件名 | bool | 保存通道 实时计数 率到文件 | <duration> 采集时间：单位-秒 <file_path> 未设置情况下，默认是 output 目录 <file_name> 未明确后缀名情况下，默 认后缀名为“.csv” |
| <code>stop_singlecps_recording</code> | - | bool | 停止保存 实时计数 率 | |

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------|-----------------------|---|
| output_coins_cps | duration: 持续时间 folder_path: 文件夹路径 file_name: 文件名 | bool | 保存通道 符合计数 率到文件 | <duration> 采集时间: 单位-秒 <file_path> 未设置情况下, 默认是 output 目录 <file_name> 未明确后缀名情况下, 默 认后缀名为“.csv” |
| stop_coinseps_recording | - | bool | 停止保存 符合计数 率 | |
| tof_analysis | duration: 持续时间 ch1: 通道 1 通道号 ch2: 通道 2 通道号 coins_time_window: 符合时间窗 值 avg_times: 开启平均触发模式后 的平均次数 folder_path: 文件夹路径 file_name: 文件名 | bool | 双通道 TOF 时间 分析 | <folder_path> 如果不设置, 默认是在 output 目录 <file_name> 如果不设置, 不保存文件 |
| fetch_tof_rawdata | timeout_ms: 超时时间 (单位: ms) | List[int] | 实时读取 Tof RAW 数据 | 返回扁平 int 数组, 格式 为: timestamp, tdiff |
| fetch_tof_processdata | - | List[int] | 实时读取 Tof Process | 返回扁平 int 数组, 格式 为: tdiff, counts |

| | | | | |
|-----------------------|---|-----------|---------------------------|--|
| | | | 数据 | |
| stop_tof_analysis | - | bool | 停止 TOF 分析 | |
| ad_analysis | duration: 持续时间 ch: 通道号 ad_integration_point: A/D 面积积 分值 sampling_interval: 采样间隔 sampling_num: 采样数量 folder_path: 文件夹路径 file_name: 文件名 | bool | A/D 信号分 析 | <ch> 必须是 A/D 通道 <sampling_interval> 采样间隔, 单位: ms <sampling_num> 如果小于等于 0, 全采样 |
| fetch_ad_rawdata | timeout_ms: 超时时间 (单位: ms) | List[int] | 实时读取 A/D RAW 数据 | 返回扁平 int 数组, 格式 为: sampling_points, adc |
| stop_ad_analysis | - | bool | 停止 A/D 信号分析 | |
| tot_analysis | duration: 持续时间 ch: 通道 folder_path: 文件夹路径 file_name: 文件名 | bool | 过阈值时 间分析 | |
| fetch_tot_processdata | - | List[int] | 实时读取 Tot Process 数据 | 返回扁平 int 数组, 格式 为: tot, counts |
| stop_tot_analysis | - | bool | 停止 TOT 分析 | |

| | | | | |
|----------------------|---|-----------|---------------------------|---|
| es_analysis | <p>duration: 持续时间</p> <p>ch: 通道</p> <p>ad_integration_point: A/D 面积积分值</p> <p>ad_area_scale: A/D 面积积分缩放类型</p> <p>folder_path: 文件夹路径</p> <p>file_name: 文件名</p> | bool | 能谱分析 | <p><ch></p> <p>必须是 A/D 通道</p> |
| fetch_es_processdata | - | List[int] | 实时读取 Tot Process 数据 | 返回扁平 int 数组，格式为：adc, counts |
| stop_es_analysis | - | bool | 停止能谱分析 | |
| conform_es_analysis | <p>duration: 持续时间</p> <p>ch1: 通道 1</p> <p>ch2: 通道 2 ad_integration_point: A/D 面积积分值</p> <p>ad_area_scale: A/D 面积积分缩放类型 energy_window_min1: 能量窗口最小值 1</p> <p>energy_window_max1: 能量窗口最大值 1 energy_window_min2: 能量窗口最小值 2</p> <p>energy_window_max2: 能量窗口最大值 2 coins_time_window: 符</p> | bool | 符合能谱分析 | <p><ch1></p> <p>必须是 A/D 通道</p> <p><ch2></p> <p>必须是 A/D 通道</p> <p><energy_window_min1></p> <p><energy_window_max1></p> <p><energy_window_min2></p> <p><energy_window_max2></p> <p>能量窗的有效值范围: 0-16384</p> |

| | | | | |
|------------------------------------|---|-----------|--|-----------------------------------|
| | <p>合时间窗值</p> <p>avg_times: 开启平均触发模式后的平均次数</p> <p>folder_path: 文件夹路径</p> <p>file_name: 文件名</p> | | | |
| fetch_conform_es_process_data | - | List[int] | 实时读取 CONFOR MES Process 数据 | 返回扁平 int 数组，格式为：tdiff, counts |
| fetch_conform_es_area1_processdata | - | List[int] | 实时读取 CONFOR MES Area1 Process 数据 | 返回扁平 int 数组，格式为：adc, counts |
| fetch_conform_es_area2_processdata | - | List[int] | 实时读取 CONFOR MES Area2 Process 数据 | 返回扁平 int 数组，格式为：adc, counts |
| stop_conform_es_analysis | - | bool | 停止符合 能谱分析 | |
| period_analysis | <p>duration: 持续时间</p> <p>ch: 通道号</p> | bool | 周期频率 分析 | <sampling_interval> 采样间隔，单位：ms |

| | | | | |
|--------------------------|---|-----------|---|---|
| | <p>sampling_interval: 采样间隔</p> <p>sampling_num: 采样数量</p> <p>folder_path: 文件夹路径</p> <p>file_name: 文件名</p> | | | <p><sampling_num></p> <p>如果小于等于 0, 全采样</p> |
| fetch_period_rawdata | <p>timeout_ms: 超时时间（单位：ms）</p> | List[int] | <p>实时读取</p> <p>Period</p> <p>RAW 数据</p> | <p>返回扁平 int 数组，格式为：time, amplitude</p> |
| fetch_period_processdata | - | List[int] | <p>实时读取</p> <p>Period</p> <p>Process 数据</p> | <p>返回扁平 int 数组，格式为：period, counts</p> |
| stop_period_analysis | - | bool | <p>停止周期</p> <p>频率分析</p> | |
| startstop_analysis | <p>duration: 持续时间</p> <p>chan_groups: 通道分组</p> <p>dual_stops_groups: 双终止通道分组</p> <p>coins_time_window: 符合时间窗值</p> <p>folder_path: 文件夹路径</p> <p>file_name: 文件名</p> | bool | <p>开始终止</p> <p>通道时间</p> <p>差分</p> | <p><chan_groups: Optional[Dict[int, List[int]]></p> <p>示例：</p> <pre>chan_groups={ 0: [1, 3, 5], # 开始通道 0: 终止通道 1,3,5 2: [4, 6] # 开始通道 2: 终止通道 4, 6 }</pre> <p><dual_stops_groups: Optional[Dict[int, Tuple[int, int]]></p> <p>示例：</p> <pre>dual_stops_groups={ 0: (1, 5), # 开始通道 0: X-终止通道 1, Y-终止通道 5 2: (4, 6) # 开始通道 2: X-终止通道 4, Y-终止通道 6 }</pre> |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|---|---|
| | | | | } |
| fetch_startstop_processdata | start_chan: 开始通道号 stop_chan: 终止通道号 | List[int] | 实时读取 Start-stop Process 数据 | 返回扁平 int 数组，格式为: tdiff, counts |
| fetch_startstop_average_processdata | start_chan: 开始通道号 | List[int] | 实时读取 Start-stop Average Process 数据 | 返回扁平 int 数组，格式为: tdiff, counts |
| fetch_startstop_dualstops_rawdata | start_chan: 开始通道号 timeout_ms: 超时时间（单位: ms） | List[int] | 实时读取 Period Process 数据 | 返回扁平 int 数组，格式为: x_stop_tdiff, y_stop_tdiff |
| stop_startstop_analysis | - | bool | 停止开始 终止通道 时间差分 析 | |
| clear_analysis_data | - | bool | 清空数据 分析缓存 | |

9.3.13 注意事项

1) 返回值结构:

- ResultIp: (local_ip, device_ip) 包含本地和设备 IP 地址
- ResultNetPort: (local_port, device_port) 包含本地和设备端口号

2) 状态码:

| 定义 | 值 | 说明 |
|------------|----|-----------|
| CI_SUCCESS | 0 | 操作成功 |
| CI_FAIL | -1 | 操作失败 |
| CI_TRUE | 1 | 布尔值 True |
| CI_FALSE | 0 | 布尔值 False |

3) 线程安全:

- 所有 API 调用都是线程安全的
- 数据采集和数据分析操作是异步的
- 每次数据采集和分析完，建议手动调用 stop API

4) 版本支持

支持 Python3.7.0 及以上版本

9.3.14 示例代码

典型的应用代码示例如下:

```

from chronos_inst import ChronosInst, Status, ErrorCode, ConnType, ClockSource, EdgeType, DataMode,
TestMode, TestDataBandwidth, ADAreaScale

import time

try:
    # ensure config path is absolute or exists; ChronosInst will throw error if not found
    tdc = ChronosInst("D:\\cinstapi\\config\\apiconfig.ini", "D:\\test")

    # register an error callback
    tdc.on_error(lambda e, msg: print("TDC ERROR:", e, msg))

    # SDK already started pump thread and created native instance
    devs = tdc.get_devices()
    print("devices:", devs)

    if not devs:
        raise RuntimeError("No device found")

    ok = tdc.connect(devs[0].type)
    print("connected:", ok)

```

```
    if not ok:
        raise RuntimeError("Try to connect first device failed")

# process self-check
res = tdc.self_check()
print("self_check->", res)
.....

# process calibration
res = tdc.start_calibration()
print("start_calibration->", res)
.....

# process channel config
res = tdc.set_dac(0, 100)
print("setDAC->", res)
.....

# process global config
res = tdc.set_data_mode(DataMode.DUAL_TIMESTAMP)
print("set_data_mode->", res)
.....

# get device info
res = tdc.get_device_status()
print("get_device_status->", res)
.....

# process network config
res = tdc.set_ips("10.0.0.5", "10.0.0.10")
print("set_ips->", res)
.....

# acq raw data
tdc.enable_hexfile_format()
tdc.start_rawdata_cache(200)
tdc.start_rawdata_recording("raw", "python-test")
```

```
res = tdc.acq_rawdata(DataMode.TIMESTAMP, 10)
print("acq_rawdata->", res)
    raw_bytes = tdc.fetch_rawdata(500)
time.sleep(10)
tdc.stop_acq()

# process data analysis
res = tdc.tof_analysis(10, 0, 1, 10000)
print("tof_analysis ->", res)
data = tdc.fetch_tof_rawdata(500)
time.sleep(10)
tdc.stop_tof_analysis()
res = tdc.tof_analysis(10, 0, 1, 10000, 3, "", "tof_test")
print("tof_analysis ->", res)
time.sleep(15)
...

# tdc resetn
ret = tdc.tdc_resetn()
print("tdc_resetn ->", ret)

# system resetn
ret = tdc.system_resetn()
print("system_resetn ->", ret)

ok = tdc.disconnect()
print("disconnected:", ok)

tdc.stop() # stop pump and clean up
except RuntimeError as e:
    print(f"TDC example error: {e}")
```

9.4 MATLAB API

9.4.1 概述

ChronosInst 是一个用于高精度测量设备（比如：TDC 时间数字转换器设备）

操作的 Matlab 封装类，提供设备连接、配置、数据采集和分析等功能。

这份文档涵盖了 ChronosInst Matlab API 的主要功能和使用方法，可用于开发基于该接口的应用程序。

9.4.2 初始化

注意事项：

- configPath 配置文件可以是绝对路径，也可以是相对路径。如果是相对路径，先查找系统环境变量 CSP_BASE_PATH 指定的目录；然后查找下面 base_dir 指定的基础目录，最后会在程序根目录查找
- dllPath 可设置 DLL 库的绝对路径地址或者 DLL 库的目录地址。如果是相对路径，相对当前的目录路径
- basDir 可以指定基础目录路径，其他相关路径都可以基于这个基础路径，如果不设置，默认设为 dllPath 的目录路径

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 |
|---|---|---------|--------------------|
| ChronosInst(configPath, dllPath, baseDir) | configPath: 配置文件路径 dllPath: DLL 库路径 baseDir: 基础目录路径 | INST 实例 | 初始化 ChronosInst 实例 |

9.4.3 设备连接

注意事项：

- 可以先调用 getDevices 获取设备后，再进行连接
- 操作设备前，必须先连接设备
- 操作结束后，不再操作设备，请先断开设备连接

【设备接口类型定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|--------------------|---|-----------|
| ConnType.USB3_DEV | 1 | Usb3.0 接口 |
| ConnType.UDP_DEV | 2 | 千兆网网口 |
| ConnType.UDP_W_DEV | 3 | 万兆网网口 |

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 说明 |
|------------|------------------|----------------|----------|--------------------------------|
| getDevices | - | [(type, name)] | 获取可用设备列表 | 返回设备信息结构体数组。 设备信息结构体包含类型和名称 |
| connect | connType: 设备接口类型 | logical | 连接指定类型设备 | 具体类型定义请详见 ConnType 定义。 |
| disconnect | - | logical | 断开当前设备连接 | |

9.4.4 错误处理

注意事项：

- 错误码定义，是来着 Python API 返回的错误码
- 如果 API 调用返回失败，可以调用 getLastError 方法去获取相关错误代码和错误信息

【错误码定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|---|------|---------|
| Error.CONFIG_NOT_FOUND | 2000 | 配置文件不存在 |
| Error.INST_DEVICE_NOT_FOUND | 2001 | 设备未找到 |
| Error.INST_DEVICE_NOT_CONNECTED | 2002 | 设备未连接 |
| Error.INST_DEVICE_ALREADY_RUNNING | 2003 | 设置已运行 |
| Error.INST_START_PROTOCOL_FRAMEWORK | 2004 | 启动协议层失败 |
| Error.INST_PROTOCOL_FRAMEWORK_NOT_RUNNING | 2005 | 协议层未运行 |
| Error.INST_PROTOCOL_FRAMEWORK_INTERNAL | 2006 | 协议层内部错误 |
| Error.INST_ACQ_DATA_FAILED | 2007 | 数据采集失败 |

| | | |
|--------------------------------------|------|--------------|
| Error.INST_PROCESS_ANALYSIS_FAILED | 2008 | 数据分析失败 |
| Error.INST_DATA_PROCESS_NOT_STOPPED | 2009 | 上一次数据分析任务未完成 |
| Error.INST_INVALID_CALIBRATION_PARAM | 2010 | 错误的标定参数 |
| Error.INST_CALIBRATION_FAILED | 2011 | 设备标定失败 |
| Error.INST_CONVERT_BINFILE_FAILED | 2012 | 转换 BIN 文件失败 |
| Error.INST_INVALID_PARAMETER | 2013 | 错误的参数 |

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 备注 |
|--------------|----|-----------------------|----------|----|
| getLastError | - | (errorCode, errorMsg) | 获取最近错误信息 | |

9.4.5 设备自检

设备使用前，可以先进行设备自检操作，设置各通道和全局配置的初始默认值。设备自检后，在 selfcheck 目录下会生成自检日志文档，可以查看自检状态。

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 备注 |
|-----------|----|---------|------|----|
| selfCheck | - | logical | 设备自检 | |

9.4.6 设备标定

设备使用前，需要对设备进行校准处理。对各通道进行 DAC 标定处理，获取到各通道的校准值。如果启用自动补偿，在后续设置各通道 DAC 时，会自动补偿校准值，确保通道 DAC 设置更为精准。

注意事项：

- 在设备标定前，请确保没有连接外部信号
- 设备标定操作耗时较长，请耐心等待
- 对同一个设备，一般只需要一次标定即可

- 为了确保完成所有通道的标定，请设置较为宽裕的起始 DAC 和终止 DAC，比如：-100mV ~ 100mV
- 也提供手动修正通道校准值的 API
- 请注意 DAC 有效值范围：-2000mV ~ 2000mV

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 备注 |
|----------------------|---|---------|----------|---------------------------------------|
| startCalibration | start_dac: 起始 DAC stop_dac: 终止 DAC step: DAC 步进值 avg_times: 平均次数 | logical | 设备标定 | 起始 DAC 要小于终止 DAC; 平均次数不要过大，最大值 100 |
| setCompensationValue | channel: 通道号 value: 校准值 | logical | 设置通道的校准值 | |

9.4.7 通道配置

注意事项：

- 设备使用前，需要对各通道进行标定，获取各通道的标定值
- 参考通道不可设置 DAC、Hysteresis 和 A/D Integration Point 值
- A/D Integration Point 值，仅对 A/D 通道有效（设备的奇数通道）

【迟滞电压类型定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|-------------------|---|----------------|
| HtsType.HTS_30_MV | 0 | 迟滞电压 30mV（默认值） |
| HtsType.HTS_40_MV | 1 | 迟滞电压 40mV |
| HtsType.HTS_70_MV | 2 | 迟滞电压 70mV |
| HtsType.HTS_1_MV | 3 | 迟滞电压 1mV |

【边沿触发类型定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|-----------------------|---|-----|
| EdgeType.RISING_EDGE | 0 | 上升沿 |
| EdgeType.FALLING_EDGE | 1 | 下降沿 |
| EdgeType.PMIDDLE | 2 | 正中间 |
| EdgeType.NMIDDLE | 3 | 负中间 |

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 有效范围 |
|-----------------------|------------------------------------|---------|--------------|----------------------|
| setDAC | channel: 通道号 value: DAC 值 | logical | 设置通道 DAC 电压 | -2000~2000mV |
| setHysteresis | channel: 通道号 value: 迟滞电压类型 值 | logical | 设置通道迟滞电压类型值 | 详见前面的 HtsType 定义 |
| setInterDelay | channel: 通道号 value: 通道延迟值 | logical | 设置通道延迟值 | 0~1000000ps |
| setDeadTime | channel: 通道号 value: 死时间 | logical | 设置通道死时间 | 2~130000ps |
| setEdgeType | channel: 通道号 value: 边沿触发类型 | logical | 设置边沿触发类型 | 详见前面的 EdgeType 定义 |
| setADIntegrationPoint | channel: 通道号 value: 积分点 | logical | 设置 A/D 面积积分值 | 0~65535 |
| getDAC | channel: 通道号 | double | 获取通道 DAC 值 | |
| getHysteresis | channel: 通道号 | int32 | 获取通道迟滞电压类型值 | |
| getInterDelay | channel: 通道号 | int32 | 获取通道延迟值 | |

| | | | | |
|-------------------------|--------------|---------|--------------|-------------------------------------|
| getDeadTime | channel: 通道号 | int32 | 获取通道死时间 | |
| getEdgeType | channel: 通道号 | int32 | 获取边沿触发类型 | |
| getADIntegrationPoint | channel: 通道号 | int32 | 获取 A/D 面积积分值 | |
| enableAutoCompensation | - | logical | 启用自动补偿 | 如果启用自动补偿, 在设置 DAC 时, 会自动加上特定通道的补偿值。 |
| disableAutoCompensation | - | logical | 禁用自动补偿 | |

9.4.8 全局配置

注意事项:

- 测试模式类型主要用于仿真和测试, 正常使用采用 RAW 模式
- 系统复位操作会重置设备所有设置, 耗时较长 (一般在 10s 左右), 请谨慎操作
- 板卡 ID 设置主要用于多设备并联的场景, 用于区分不同设备

【TDC 时钟来源类型定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|----------------------------|---|------|
| ClockSource.INTERNAL_CLOCK | 0 | 内部时钟 |
| ClockSource.EXTERNAL_CLOCK | 1 | 外部时钟 |

【数据模式定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|--------------------|---|--------|
| DataMode.TIMESTAMP | 0 | 时间模式 |
| DataMode.TIMEZONE | 1 | 时区模式 |
| DataMode.AD | 2 | A/D 模式 |

| | | |
|-------------------------|---|-----------|
| DataMode.AREA | 3 | 面积测量模式 |
| DataMode.REF_COINS | 4 | 参考符合模式 |
| DataMode.GLOBAL_COINS | 5 | 全局符合模式 |
| DataMode.TOT | 6 | 过阈时间测量模式 |
| DataMode.AREA_COINS | 7 | 能谱-全局符合模式 |
| DataMode.DUAL_TIMESTAMP | 8 | 双沿时间模式 |
| DataMode.PERIOD | 9 | 周期测量模式 |

【测试模式定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|------------------------|---|--------------|
| TestMode.RAW | 0 | RAW 原始数据模式 |
| TestMode.ALL_0 | 1 | 全 0 模式 |
| TestMode.ALL_1 | 2 | 全 1 模式 |
| TestMode.TOGGLE | 3 | 转换模式 |
| TestMode.INCREASE | 4 | 递增模式 |
| TestMode.DECREASE | 5 | 递减模式 |
| TestMode.TRIGGER_10KHZ | 6 | 10KHz 内部触发模式 |

【数据带宽类型定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|---------------------------|---|----------|
| TestDataBandwidth.S_100M | 0 | 100M 带宽 |
| TestDataBandwidth.S_1000M | 1 | 1000M 带宽 |
| TestDataBandwidth.S_3000M | 2 | 3000M 带宽 |
| TestDataBandwidth.S_6400M | 3 | 6400M 带宽 |

【A/D 面积积分缩放类型定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|-------------------------|---|---------|
| ADAreaScale.SCALE_1 | 0 | 1 倍 |
| ADAreaScale.SCALE_1_2 | 1 | 1/2 倍 |
| ADAreaScale.SCALE_1_4 | 2 | 1/4 倍 |
| ADAreaScale.SCALE_1_8 | 3 | 1/8 倍 |
| ADAreaScale.SCALE_1_16 | 4 | 1/16 倍 |
| ADAreaScale.SCALE_1_32 | 5 | 1/32 倍 |
| ADAreaScale.SCALE_1_64 | 6 | 1/64 倍 |
| ADAreaScale.SCALE_1_128 | 7 | 1/128 倍 |

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 有效范围 |
|----------------------|--------------------|---------|------------|-------------------------|
| setTdcClockSource | src_type: 时钟源类型 | logical | 设置 TDC 时钟源 | 详见 ClockSource 定义 |
| setDataMode | data_mode: 数据模式 | logical | 设置数据模式 | 详见 DataMode 定义 |
| setTestMode | test_mode: 测试模式 | logical | 设置测试模式 | 详见 TestMode 定义 |
| setTestDataBandwidth | bw_type: 带宽类型 | logical | 设置测试数据带宽 | 详见 TestDataBandwidth 定义 |
| setBoardId | board_id: 板卡 ID | logical | 设置新板卡 ID | 0~255 |
| setCoinsTimeWindow | value: | logical | 设置符合时间窗口 | 0~16000000ps |

| | | | | |
|----------------------|----------------|---------|------------|-------------------|
| | 时间窗口 | | | |
| setADAreaScale | value: 缩放类型 | logical | 设置 AD 区域缩放 | 详见 ADAreaScale 定义 |
| tdcResetn | - | logical | TDC 复位 | |
| systemResetn | - | logical | 系统复位 | |
| getTdcClockSource | - | int32 | 获取 TDC 时钟源 | |
| getDataMode | - | int32 | 获取数据模式 | |
| getTestMode | - | int32 | 获取测试模式 | |
| getTestDataBandwidth | - | int32 | 获取测试数据带宽 | |
| getBoardId | - | int32 | 获取板卡 ID | |
| getCoinsTimeWindow | - | int32 | 获取符合时间窗口 | |
| getADAreaScale | - | int32 | 获取 AD 区域缩放 | |

9.4.9 状态查询

【设备状态定义】

| 定义 | 类型 | 说明 |
|-------------|--------|--------------|
| temperature | int32 | 设备核心温度 |
| current_1 | double | 电路 1 电流 (mA) |
| current_2 | double | 电路 2 电流 (mA) |
| current_3 | double | 电路 3 电流 (mA) |
| current_4 | double | 电路 4 电流 (mA) |
| current_5 | double | 电路 5 电流 (mA) |

| | | |
|-----------|--------|-------------|
| current_6 | double | 电路 6 电流（mA） |
| current_7 | double | 电路 7 电流（mA） |
| current_8 | double | 电路 8 电流（mA） |

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 注意事项 |
|-----------------|----|---|---------|--|
| getChannelNum | - | int32 | 获取通道数量 | 获取设备通道数，不包含参考通道 |
| getDeviceType | - | int32 | 获取设备类型 | 0x1: Venus(TDC) 0x2: Mercury(多道分析仪) |
| getDeviceMode | - | int32 | 获取设备型号 | 0x1: Venus Lite-32/Mercury-16 0x2: Venus Lite-24/Mercury-12 0x3: Venus Lite-16/Mercury-8 0x4: Venus Lite-8/Mercury-4 0x5: Venus Ultra-24 0x6: Venus Ultra-16 0x7: Venus Ultra-8 0x8: Venus Ultra Plus-12 0x8: Venus Ultra Plus-8 |
| getProductSN | - | char | 获取产品序列号 | |
| getDeviceStatus | - | (temperature, current_1, current_2, current_3, current_4, | 获取设备状态 | 包含温度和各电路电流，详见前面设备状态定义 |

| | | | | |
|---------------|---|--|--------------|--|
| | | current_5, current_6, current_7, current_8) | | |
| getDeviceTemp | - | Int32 | 返回设备核心温 度 | |

9.4.10 网络配置

注意事项：

- 本机 IP 和设备 IP 需要在同一个网段
- 注意本地端口的占用情况，请不要设置已被占用的端口号
- 修改 IP 地址和网络端口后，请重连设备进行操作

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|
| setIPs | local_ip: 本地 IP device_ip: 设备 IP | logical | 设置千兆网口 IP 地址 |
| setNetPorts | local_port: 本地端口 device_port: 设备端口 | logical | 设置千兆网口端口号 |
| setWIPs | local_ip: 本地 IP device_ip: 设备 IP | logical | 设置万兆网口 IP 地址 |
| setWNetPorts | local_port: 本地端口 device_port: 设备端口 | logical | 设置万兆网口端口号 |
| getIPs | - | (local_ip, device_ip) | 获取千兆网口 IP 地址 |
| getNetPorts | - | (local_port, device_port) | 获取千兆网口端口号 |

| | | | |
|--------------|----------------------|------------------------------|---------------|
| getWIPs | - | (local_ip, device_ip) | 获取万兆网口 IP 地址 |
| getWNetPorts | - | (local_port, device_port) | 获取万兆网口端口号 |
| setMAC | device_mac:网口 MAC 地址 | logical | 设置千兆网口 MAC 地址 |
| getMAC | - | char | 获取千兆网口 MAC 地址 |
| setMAC | device_mac:网口 MAC 地址 | logical | 设置万兆网口 MAC 地址 |
| getMAC | - | char | 获取万兆网口 MAC 地址 |

9.4.11 数据采集

注意事项:

- 数据采集 API 调用后，不会阻塞线程，API 立即返回，需要程序自己处理等待逻辑
- API 返回失败，可以调用 `getLastError` 方法查看错误代码和错误信息
- 提供了实时获取当前数据的接口，可以读取数据到内存进行实时处理
- 可以调用 `stopAcq` API 去强制停止当前的数据采集任务；如果不调用，采集时间到了后，系统会自动调用 `stopAcq` API，停止数据采集
- 启用十六进制格式输出，写文件速率较慢（默认二进制数据格式，文件写入更高效），耗时较长，请注意数据文件大小

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 说明 |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------|
| <code>enableHexDataFormat</code> | - | logical | 启用十六进制数据格式 |
| <code>disableHexDataFormat</code> | - | logical | 禁用十六进制数据格式 |
| <code>isHexDataFormat</code> | - | logical | 是否启用十六进制数据格式 |
| <code>startRawDataCache</code> | <code>buffer_size_mb</code> | logical | 开启 RAW 数据缓存，支持实时读取 |

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------|--|
| | | | 设置缓存大小，单位：MB |
| startRawDataRecording | <p>file_path: 数据文件目录(不设置，默认是 output 目录)</p> <p>file_name: 数据文件名</p> <p>max_volumesize_mb: 文件分卷大小 (默认为-1)</p> <p>force_close: 是否强制停止文件保存 (默认为 False)</p> | logical | <p>开启 RAW 数据文件保存</p> <p><file_name></p> <p>未明确后缀名情况下，如果启用十六进制格式输出，后缀名为“.dat”;如果未启用，默认是二进制格式输出，后缀名为“.bin”</p> <p><max_volumesize_mb></p> <p>如果分卷大小小于等于 0，文件不问卷;</p> <p><force_close></p> <p>如果强制停止文件保存，会立刻停止文件保存 (因为异步保存文件，文件保存线程会在数据采集停止后持续运行)</p> |
| acqRawData | <p>data_mode: 数据模式 duration: 持续时间</p> | logical | <p>开始数据采集</p> <p><data_mode></p> <p>请详见前面的 DataMode 定义</p> <p><duration></p> <p>采集时间：单位-秒</p> |
| fetchRawData | <p>timeout_ms: 超时时间 (单位: ms)</p> | (success, rawData]) | <p>实时读取 RAW 数据</p> <p><rawData></p> <p>是 uint8([])数组</p> |

| | | | |
|----------------------|--|------------------------|---|
| fetchRawDataHex | timeout_ms: 超时时间（单位：ms） | (success, hexStrLines) | 实时读取 RAW 数据 <hexStrLines> 十六进制字符串数组，按每 8 个字节分组 示例：[ffffffffffffff, 0000ff0004c034a, ...] |
| stopAcq | - | logical | 停止数据采集 |
| stopRawDataRecording | force_close: 是否强制停止文件保存（默认为 False） | logical | 停止 RAW 数据保存 |
| stopRawDataCache | - | logical | 停止 RAW 数据缓存 |
| convertToHex | bin_file: 二进制原始数据文件路径 hex_file: 输出的十六进制文件路径 | logical | 如果 hex_file 输入为空，默认生成的十六进制文件在二进制文件同级目录下 |

9.4.12 数据分析

注意事项：

- 分析 API 调用后，不会阻塞线程，API 立即返回，需要程序自己处理等待逻辑
- 如果 API 返回失败，可以调用 `getLastError` 方法查看错误代码和错误信息
- 可以调用 `stop` API 去强制停止当前的分析任务；如果不调用，分析时间到了后，系统会自动调用 `stop` API，停止分析

【API 定义】

| API 函数 | 参数 | 返回值 | 功能描述 | 说明 |
|--------------|--------------|-----|-----------|--------------------------|
| getSingleCPS | channel: 通道号 | int | 获取通道实时计数率 | |
| getCoinsCPS | channel: 通道号 | int | 获取通道符合 | 必须先设置 DATA MODE 为 Global |

| | | | | |
|------------------------|---|---------|------------------|--|
| | | | 计数率 | Coins (全局符合) |
| outputSingleCPS | duration: 持续时间 folder_path: 文件夹路径 file_name: 文件名 | logical | 保存通道实时 计数率到文件 | <duration> 采集时间: 单位-秒 <file_path> 未设置情况下, 默认是 output 目录 <file_name> 未明确后缀名情况下, 默认后缀名为“.csv” |
| stopSingleCPSRecording | - | logical | 停止保存实时 计数率 | |
| outputCoinsCPS | duration: 持续时间 folder_path: 文件夹路径 file_name: 文件名 | logical | 保存通道符合 计数率到文件 | <duration> 采集时间: 单位-秒 <file_path> 未设置情况下, 默认是 output 目录 <file_name> 未明确后缀名情况下, 默认后缀名为“.csv” |
| stopCoinsCPSRecording | - | logical | 停止保存符合 计数率 | |
| tofAnalysis | duration: 持续时间 ch1: 通道 1 通道号 ch2: 通道 2 通道号 coins_time_window: 符合时间窗值 | logical | 双通道 TOF 时 间分析 | <folder_path> 如果不设置, 默认是在 output 目录 <file_name> 如果不设置, 不保存文件 |

| | | | | |
|---------------------|--|--------------------|----------------------------|---|
| | <p>avg_times: 开启平均触发模式后的平均次数</p> <p>folder_path: 文件夹路径</p> <p>file_name: 文件名</p> | | | |
| fetchTofRawData | <p>timeout_ms: 超时时间 (单位: ms)</p> | (success, tofData) | <p>实时读取 Tof RAW 数据</p> | <p>返回扁平 int64 数组, 格式为: timestamp, tdiff</p> |
| fetchTofProcessData | - | (success, tofData) | <p>实时读取 Tof Process 数据</p> | <p>返回扁平 int64 数组, 格式为: tdiff, counts</p> |
| stopTofAnalysis | - | logical | <p>停止 TOF 分析</p> | |
| adAnalysis | <p>duration: 持续时间</p> <p>ch: 通道号</p> <p>ad_integration_point: A/D 面积积分值</p> <p>sampling_interval: 采样间隔</p> <p>sampling_num: 采样数量</p> <p>folder_path: 文件夹路径</p> <p>file_name: 文件名</p> | logical | <p>A/D 信号分析</p> | <p><ch></p> <p>必须是 A/D 通道</p> <p><sampling_interval></p> <p>采样间隔, 单位: ms</p> <p><sampling_num></p> <p>如果小于等于 0, 全采样</p> |
| fetchAdRawData | <p>timeout_ms: 超时时间 (单位: ms)</p> | (success, adData) | <p>实时读取 A/D RAW 数据</p> | <p>返回扁平 int64 数组, 格式为: sampling_points, adc</p> |
| stopAdAnalysis | - | logical | <p>停止 A/D 信号分析</p> | |

| | | | | |
|---------------------|--|--------------------|---------------------|--|
| totAnalysis | duration: 持续时间 ch: 通道 folder_path: 文件夹路径 file_name: 文件名 | logical | 过阈值时间分析 | |
| fetchTotProcessData | - | (success, totData) | 实时读取 Tot Process 数据 | 返回扁平 int64 数组, 格式为: tot, counts |
| stopTotAnalysis | - | logical | 停止 TOT 分析 | |
| esAnalysis | duration: 持续时间 ch: 通道 ad_integration_point: A/D 面积积分值 ad_area_scale: A/D 面积积分缩放类型 folder_path: 文件夹路径 file_name: 文件名 | logical | 能谱分析 | <ch> 必须是 A/D 通道 |
| fetchEsProcessData | - | (success, esData) | 实时读取 ES Process 数据 | 返回扁平 int64 数组, 格式为: adc, counts |
| stopEsAnalysis | - | logical | 停止能谱分析 | |
| conformEsAnalysis | duration: 持续时间 ch1: 通道 1 ch2: 通道 2 ad_integration_point: | logical | 符合能谱分析 | <ch1> 必须是 A/D 通道 <ch2> 必须是 A/D 通道 |

| | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|
| | <p>A/D 面积积分值</p> <p>ad_area_scale: A/D 面积积分缩放类型</p> <p>energy_window_min1: 能量窗口最小值 1</p> <p>energy_window_max1: 能量窗口最大值 1</p> <p>energy_window_min2: 能量窗口最小值 2</p> <p>energy_window_max2: 能量窗口最大值 2</p> <p>coins_time_window: 符合时间窗值</p> <p>avg_times: 开启平均触发模式后的平均次数</p> <p>folder_path: 文件夹路径</p> <p>file_name: 文件名</p> | | | <p><energy_window_min1></p> <p><energy_window_max1></p> <p><energy_window_min2></p> <p><energy_window_max2></p> <p>能量窗的有效值范围: 0-16384</p> |
| fetchConformEsProcessData | - | (success, esData) | 实时读取 CONFORM ES Process 数据 | 返回扁平 int64 数组, 格式为: tdiff, counts |
| fetchConformEsArea1ProcessData | - | (success, esData) | 实时读取 CONFORM ES Area1 Process 数据 | 返回扁平 int64 数组, 格式为: adc, counts |
| fetchConformEsArea2P | - | (success, | 实时读取 | 返回扁平 int64 数组, 格式为: adc, |

| | | | | |
|------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--|
| rocessData | | esData) | CONFORM ES Area2 Process 数据 | counts |
| stopConformEsAnalysis | - | logical | 停止符合能谱 分析 | |
| periodAnalysis | duration: 持续时间 ch: 通道号 sampling_interval: 采样 间隔 sampling_num: 采样数 量 folder_path: 文件夹路 径 file_name: 文件名 | logical | 周期频率分析 | <sampling_interval> 采样间隔, 单位: ms <sampling_num> 如果小于等于 0, 全采样 |
| fetchPeriodRawData | timeout_ms: 超时时间 (单位: ms) | (success, periodDa ta) | 实时读取 Period RAW 数 据 | 返回扁平 int64 数组, 格式为: time, amplitude |
| fetchPeriodProcessData | - | (success, periodDa ta) | 实时读取 Period Process 数据 | 返回扁平 int64 数组, 格式为: period, counts |
| stopPeriodAnalysis | - | logical | 停止周期频率 分析 | |
| startStopAnalysis | duration: 持续时间 chan_groups: 通道分组 dual_stops_groups: 双 | logical | 开始终止通道 时间差分析 | <chan_groups> <dual_stops_groups> 格式: containers.Map 或 struct |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>终止通道分组</p> <p>coins_time_window: 符合时间窗值</p> <p>folder_path: 文件夹路径</p> <p>file_name: 文件名</p> | | <pre>array 示例 1: chan_groups = [struct('start_chan', 0, 'stop_chans', [1, 3, 5]); struct('start_chan', 2, 'stop_chans', [4, 6]);]; % 定义 dual_stops_groups dual_stops_groups = [struct('start_chan', 0, 'dual_stops', [1, 5]); struct('start_chan', 2, 'dual_stops', [4, 6]);]; 示例 2: chan_groups = containers.Map('KeyType','int32', 'ValueType','any'); chan_groups(0) = [1, 3, 5]; chan_groups(2) = [4, 6]; dual_stops_groups =</pre> |
|--|--|--|---|

| | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|---|--|
| | | | | <pre>containers.Map('KeyType','int32', 'ValueType','any'); dual_stops_groups(0) = [1, 5]; dual_stops_groups(2) = [4, 6];</pre> |
| fetchStartStopProcessData | start_chan: 开始通道号 stop_chan: 终止通道号 | (success, startStop Data) | 实时读取 Start-stop Process 数据 | 返回扁平 int64 数组，格式为: tdiff, counts |
| fetchStartStopAverageProcessData | start_chan: 开始通道号 | (success, startStop Data) | 实时读取 Start-stop Average Process 数据 | 返回扁平 int64 数组，格式为: tdiff, counts |
| fetchStartStopDualStopsRawData | start_chan: 开始通道号 timeout_ms: 超时时间 (单位: ms) | (success, startStop Data) | 实时读取 Start-stop dual stops Raw 数据 | 返回扁平 int64 数组，格式为: x_stop_tdiff, y_stop_tdiff |
| stopStartStopAnalysis | - | logical | 停止开始终止 通道时间差分 析 | |
| clearAnalysisData | - | logical | 清空数据分析 缓存 | |

9.4.13 注意事项

1) API 使用前准备:

- 请将最新的 Python API 接口文件（chronos_inst.py）拷贝到当前 matlab 执行目录的 python 子目录下
- 请先执行 setup_chronos_inst.m，设置 python 安装目录
- 请特别注意 matlab 版本和 python 版本的匹配情况，必须指定当前使用 matlab 匹配的 Python 版本。目前 Python API 接口支持 Python3.8.10+以上版本

2) 状态码:

| 定义 | 值 | 说明 |
|---------|---|------------|
| SUCCESS | 0 | 设置成功 |
| INVALID | 1 | 配置值和返回值不相等 |
| FAIL | 2 | 设置失败 |

3) 线程安全:

- 所有 API 调用都是线程安全的
- 数据采集和数据分析操作是异步的
- 每次数据采集和分析完，建议手动调用 stop API
- 建议注册 onCleanup 方法，确保实例能正常关闭（如果实例不正常关闭，再次运行可能会导致异常的情况）

示例: `cleanUpObj = onCleanup(@() tdc.disconnect());`

4) 版本支持

支持 Matlab2019b 及以上版本

9.4.14 示例代码

典型的应用代码示例如下:

```
% chronos_tdc_example.m
% ChronosInst Matlab 使用示例

function chronos_tdc_example()
    %% 清理环境
    clear; clc; close all;

    fprintf('ChronosInst Matlab Example\n');
    fprintf('===== \n\n');

    %% 1. 运行诊断检查
    fprintf('1. Running diagnostics...\n');
    ChronosInst.runDiagnostics();

    %% 2. 初始化 TDC
    fprintf('\n2. Initializing TDC...\n');
```

```
% 配置文件路径（请根据实际情况修改）
currentDir = fileparts(mfilename('fullpath'));
configPath = fullfile(currentDir, '..', '..', 'config', 'apiconfig.ini');
dllPath = fullfile(currentDir, '..', '..');
baseDir = ""; % If empty string, default to dll folder

% 检查配置文件是否存在
if ~exist(configPath, 'file')
    fprintf('Warning: Config file not found: %s\n', configPath);
    fprintf('Please update the configPath variable with correct path\n');
    configPath = input('Enter config file path: ', 's');
end

% 检查 DLL 文件是否存在
if ~exist(dllPath, 'file')
    fprintf('Warning: CINST dll file not found: %s\n', dllPath);
    fprintf('Please update the dllPath variable with correct path\n');
    dllPath = input('Enter CINST dll file path: ', 's');
end

try
% 创建 TDC 实例
    tdc = ChronosInst(configPath, dllPath);

    % 注册 cleanup: 确保实例被关闭
    cleanUpObj = onCleanup(@() tdc.disconnect());

    fprintf('TDC initialized successfully!\n');
catch ME
    fprintf('Failed to initialize TDC: %s\n', ME.message);
    fprintf('Please check:\n');
    fprintf('1. Run setup_chronos_tdc to configure Python environment\n');
    fprintf('2. Python is installed and accessible\n');
    fprintf('3. chronos_inst.py is in matlab script directory\n');
    fprintf('4. Config file path and dll file path is correct\n');
    fprintf('\nTip: Run setup_chronos_inst() for automatic setup\n');
    return;
end

%%% 3. 获取设备列表
fprintf('\n3. Getting device list...\n');

try
    devices = tdc.getDevices();
```

```
if isempty(devices)
    fprintf('No devices found\n');
else
    fprintf('Found %d device(s):\n', length(devices));
    for i = 1:length(devices)
        fprintf(' Device %d: Type=%d, Name="%s"\n', ...
            i, devices(i).type, devices(i).name);
    end
end
catch ME
    fprintf('Failed to get devices: %s\n', ME.message);
end

%% 4. 连接设备（如果有设备的话）
if exist('devices', 'var') && ~isempty(devices)
    fprintf('\n4. Connecting to device...\n');
    try
        % 连接第一个设备
        deviceType = devices(1).type;
        success = tdc.connect(deviceType);
        if success
            fprintf('Connected to device successfully!\n');
            %% 5. 获取板卡 ID
            fprintf('\n5. Getting board ID...\n');
            boardId = tdc.getBoardId();
            fprintf('Board ID: %d\n', boardId);

            %% 6. 设备自检操作示例
            fprintf('\n6. Device self-check operations...\n');
            result = tdc.selfCheck();
            if result
                fprintf('Process self-check successful\n');
            else
                fprintf('Process self-check failed\n');
            end
        end

        %% 7. 通道标定操作示例
        fprintf('\n7. Channel calibration operations...\n');
        result = tdc.startCalibration(-20, 20, 5, 3);
        if result
            fprintf('Process calibration successful\n');
        else
            fprintf('Process calibration failed\n');
        end
    end
end
```

```
result = tdc.setCompensationValue(0, -15.50);

%% 8. 通道配置操作示例
fprintf('\n8. Channel configuration operations...\n');
% 设置 DAC
channel = 0;
value = 100;
fprintf('Setting DAC channel %d to %.2fmV...\n', channel, value);
result = tdc.setDAC(channel, value);
if result
    fprintf('DAC set successfully: %.2fmV\n', value);
else
    fprintf('DAC set failed\n');
end
.....

%% 9. 全局配置操作示例
fprintf('\n9. Global configuration control...\n');

% 设置时钟来源
fprintf('Setting clock source type
to %d...\n',int32(ClockSource.INTERNAL_CLOCK));
result = tdc.setTdcClockSource(ClockSource.INTERNAL_CLOCK);
if result
    fprintf('Clock source type set successfully\n');
else
    fprintf('Clock source type set failed\n');
End
.....

%% 10. 设备相关数据获取示例
fprintf('\n10. Get device info...\n');

result = tdc.getChannelNum();
fprintf('Get channel num = %d\n', result);
.....

%% 11. 网络设置示例
fprintf('\n11. Network configuration control...\n');
result = tdc.setIPs("10.0.0.5", "10.0.0.10");
result = tdc.getIPs();
fprintf('Get local ip = %s\n', result.local_ip);
fprintf('Get device ip = %s\n', result.device_ip);
.....
```

```
%% 12. 采集控制示例
fprintf('\n12. Data acquisition control...\n');
% 设置输出 16 进制文件格式
tdc.enableHexFileFormat();

% 启用采集
fprintf('Starting acquisition...\n');
tdc.setTestMode(TestMode.INCREASING);
tdc.startRawDataRecording("raw", "matlab-test");
result = tdc.acqRawData(DataMode.TIMESTAMP, 10);
if result
    fprintf('Acquisition started\n');
else
    fprintf('Failed to start acquisition\n');
end
% 等待一下
pause(10);
% 停止采集
fprintf('Stopping acquisition...\n');
result = tdc.stopAcq();
tdc.stopRawDataRecording();

%% 13. 数据分析操作示例
fprintf('\n13. Data analysis control...\n');

% 强度分析
tdc.setDataMode(DataMode.TIMESTAMP);
tdc.setTestMode(TestMode.TRIGGER_10K);
result = tdc.outputSingleCPS(10, "", "");
if result
    fprintf('Output single cps data successful\n');
else
    fprintf('Failed to output single cps data\n');
end

% 等待分析时间
pause(10);

% 停止分析
result = tdc.stopSingleCPSRecording();
.....

%% 14. 重置操作示例
```

```
fprintf('\n14. Resetn control...\n');
result = tdc.tdcResetn();
if result
    fprintf('TDC resetn successful\n');
else
    fprintf('Failed to process TDC resetn\n');
end

else
    fprintf('Failed to connect to device\n');
end
catch ME
    fprintf('Error during device operations: %s\n', ME.message);
end
else
    fprintf('\nNo devices available for connection test\n');
end
end
```

9.5 LabView API

9.5.1 概述

ChronosInst 是一个用于高精度测量设备(比如: TDC 时间数字转换器设备)操作的 LabVIEW 封装类, 提供设备连接、配置、数据采集和分析等功能。

这份文档涵盖了 ChronosInst LabVIEW Class 的主要功能和使用方法, 可用于开发基于该功能类的应用程序。

9.5.2 环境准备

目前 ChronosInst LabVIEW 封装类是通过 Nexuslab 服务中转, 和设备进行交互操作, 请确保已提前安装 Nexuslab 服务。

- 启动 Nexuslab 服务, 如果在同一台电脑设备, 保持默认 IP 和端口即可; 如果不同电脑设备, 请确保网络可用, 在配置文件中指定特定的 IP 和端口

- 拷贝整个项目文件到特定目录，确保目录结构不变；确保 Config/apiconfig.ini 指向正确的 Nexuslab 服务
- 确保 Lib/nexusapiXX.dll 文件存在，有 32 位/64 位两个 DLL 文件，对应特定的 LabVIEW 版本
- 所有示例都在 Examples 目录下，请仔细查看
- 支持 LabVIEW2010 及以后版本

9.5.3 初始化和销毁

注意事项

- config path 配置文件可以是绝对路径，也可以是相对路径。如果是相对路径，基于 base dir 指定的基础目录查找
- base dir 可以指定基础目录路径，其他相关路径都可以基于这个基础路径

【VI 定义】

| VI 名称 | Input 输入 | Output 输出 | 功能描述 | 备注 |
|-----------|--|---|-----------------------|--|
| ciCreate | config path: 配置文件路径 base path: 基础目录路径 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 error out: 错误输出 | 初始化 ChronosInst 实例 | <base path> 默认指向当前工程的根目录 <config path> 默认指向当前工程的 Config/apiconfig.ini 文件 |
| ciDestroy | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | error out: 错误输出 | 销毁 ChronosInst 实例 | |

9.5.4 设备连接

注意事项：

- 先调用 `ciGetDevices` 获取设备后，再进行连接
- 操作设备前，必须先连接设备
- 操作结束后，不再操作设备，请先断开设备连接

【设备接口类型定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|--------------|---|-----------|
| CI_USB3_DEV | 1 | Usb3.0 接口 |
| CI_UDP_DEV | 2 | 千兆网网口 |
| CI_UDP_W_DEV | 3 | 万兆网网口 |

【VI 定义】

| VI 名称 | Input 输入 | Output 输出 | 功能描述 | 备注 |
|--------------|--|---|-------------|--------------|
| ciGetDevices | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 device num: 设备数量 device list: 设备列表 (设备接口簇数组) device types: 设备接口类型数组 device names: 设备接口名称数组 error out: 错误输出 | 获取当前可用的设备列表 | |
| ciConnect | ChronosInst in: ChronosInst 实例 device type: 设备接口类型值 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 | 连接设备 | <ret> 状态码 |

| | | | | |
|--------------|--|---|--------|---------------------|
| | error in: 错误输入 | error out: 错误输出 | | 0 -- 成功 -1 -- 失败 |
| ciDisconnect | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 断开设备连接 | |

9.5.5 设备自检

设备使用前，可以先进行设备自检操作，设置各通道和全局配置的初始默认值。设备自检后，在 selfcheck 目录下会生成自检日志文档，可以查看自检状态。

【VI 定义】

| VI 名称 | Input 输入 | Output 输出 | 功能描述 | 备注 |
|-------------|--|---|------|----|
| ciSelfCheck | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 设备自检 | |

9.5.6 通道配置

注意事项：

- 设备使用前，需要对各通道进行标定，获取各通道的标定值（可以在设备配套的 GUI 程序中进行设备标定操作）
- 参考通道不可设置 DAC、Hysteresis 和 A/D Integration Point 值
- A/D Integration Point 值，仅对 A/D 通道有效（设备的奇数通道）

【迟滞电压类型定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|-----------|---|----------------|
| HTS_30_MV | 0 | 迟滞电压 30mV（默认值） |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| HTS_40_MV | 1 | 迟滞电压 40mV |
| HTS_70_MV | 2 | 迟滞电压 70mV |
| HTS_1_MV | 3 | 迟滞电压 1mV |

【边沿触发类型定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|--------------|---|-----|
| RISING_EDGE | 0 | 上升沿 |
| FALLING_EDGE | 1 | 下降沿 |
| PMIDDLE | 2 | 正中间 |
| NMIDDLE | 3 | 负中间 |

【VI 定义】

| VI 名称 | Input 输入 | Output 输出 | 功能描述 | 备注 |
|-----------------|---|---|----------------------|---------------------------------|
| ciSetDAC | ChronosInst in: ChronosInst 实例 channel: 通道号 dac: DAC 设置值 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 设置通道的 DAC 值 | DAC 值范围: -2000mV ~ 2000mV |
| ciSetHysteresis | ChronosInst in: ChronosInst 实例 channel: 通道号 hysteresis type: 迟滞电 压类型值 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 设置通道的 迟滞电压类 型值 | 详见前面的迟 滞电压类型值 定义 (0-3) |
| ciSetInterDelay | ChronosInst in: ChronosInst 实例 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 | 设置通道时 间延迟值 | 0~1000000ps |

| | | | | |
|-------------------------|---|---|--------------|--------------------|
| | channel: 通道号 inter delay: 时间延迟值 error in: 错误输入 | ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | | |
| ciSetDeadTime | ChronosInst in: ChronosInst 实例 channel: 通道号 dead time: 死时间 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 设置通道死时间 | 2~130000ps |
| ciSetEdgeType | ChronosInst in: ChronosInst 实例 channel: 通道号 edge type: 边沿触发类型 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 设置边沿触发类型 | 详见前面的边沿触发类型定义（0-3） |
| ciSetADIntegrationPoint | ChronosInst in: ChronosInst 实例 channel: 通道号 A/D integration point: A/D 积分点数 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 设置 A/D 面积积分值 | 范围：0~65535 |
| ciGetDAC | ChronosInst in: ChronosInst 实例 channel: 通道号 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 dac: DAC 设置值 | 获取通道 DAC 值 | |

| | | | | |
|-----------------|---|--|-------------|--|
| | | error out: 错误输出 | | |
| ciGetHysteresis | ChronosInst in: ChronosInst 实例 channel: 通道号 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 hysteresis type: 迟滞电压类型值 error out: 错误输出 | 获取通道迟滞电压类型值 | |
| ciGetInterDelay | ChronosInst in: ChronosInst 实例 channel: 通道号 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 inter delay: 时间延迟值 error out: 错误输出 | 获取时间延迟值 | |
| ciGetDeadTime | ChronosInst in: ChronosInst 实例 channel: 通道号 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 dead time: 死时间 error out: 错误输出 | 获取通道死时间 | |
| ciGetEdgeType | ChronosInst in: ChronosInst 实例 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 | 获取边沿触发类型 | |

| | | | | |
|---------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|
| | channel: 通道号 error in: 错误输入 | ret: 操作状态码 edge type: 边沿 触发类型 error out: 错误输出 | | |
| ciGetADIntegrationPoint | ChronosInst in: ChronosInst 实例 channel: 通道号 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 A/D integration point: A/D 积分 点数 error out: 错误输出 | 获取 A/D 面 积积分值 | |
| ciEnableAutoCompensation | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 启用自动补偿 | 如果启用自动补偿，在设置 DAC 时，会自动加上特定通道的补偿值。 |
| ciDisableAutoCompensation | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 禁用自动补偿 | |

9.5.7 全局配置

注意事项：

- 测试模式类型主要用于仿真和测试，正常使用采用 RAW 模式
- 系统复位操作会重置设备所有设置，耗时较长（一般在 10s 左右），请谨慎操作
- 板卡 ID 设置主要用于多设备并联的场景，用于区分不同设备

【TDC 时钟来源类型定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|----------------|---|------|
| INTERNAL_CLOCK | 0 | 内部时钟 |
| EXTERNAL_CLOCK | 1 | 外部时钟 |

【数据模式定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|--------------------------|---|-----------|
| DATA_MODE_TIMESTAMP | 0 | 时间模式 |
| DATA_MODE_TIMEZONE | 1 | 时区模式 |
| DATA_MODE_AD | 2 | A/D 模式 |
| DATA_MODE_AREA | 3 | 面积测量模式 |
| DATA_MODE_REF_COINS | 4 | 参考符合模式 |
| DATA_MODE_GLOBAL_COINS | 5 | 全局符合模式 |
| DATA_MODE_TOT | 6 | 过阈时间测量模式 |
| DATA_MODE_AREA_COINS | 7 | 能谱-全局符合模式 |
| DATA_MODE_DUAL_TIMESTAMP | 8 | 双沿时间模式 |
| DATA_MODE_PERIOD | 9 | 周期测量模式 |

【测试模式定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|----|---|----|
|----|---|----|

| | | |
|-------------------------|---|--------------|
| TEST_MODE_RAW | 0 | RAW 原始数据模式 |
| TEST_MODE_ALL_0 | 1 | 全 0 模式 |
| TEST_MODE_ALL_1 | 2 | 全 1 模式 |
| TEST_MODE_TOGGLE | 3 | 转换模式 |
| TEST_MODE_INCREASE | 4 | 递增模式 |
| TEST_MODE_DECREASE | 5 | 递减模式 |
| TEST_MODE_TRIGGER_10KHZ | 6 | 10KHz 内部触发模式 |

【数据带宽类型定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|---------------------------|---|----------|
| TEST_DATA_BANDWIDTH_100M | 0 | 100M 带宽 |
| TEST_DATA_BANDWIDTH_1000M | 1 | 1000M 带宽 |
| TEST_DATA_BANDWIDTH_3000M | 2 | 3000M 带宽 |
| TEST_DATA_BANDWIDTH_6400M | 3 | 6400M 带宽 |

【A/D 面积积分缩放类型定义】

| 定义 | 值 | 说明 |
|-----------------|---|--------|
| AREA_SCALE_1 | 0 | 1 倍 |
| AREA_SCALE_1_2 | 1 | 1/2 倍 |
| AREA_SCALE_1_4 | 2 | 1/4 倍 |
| AREA_SCALE_1_8 | 3 | 1/8 倍 |
| AREA_SCALE_1_16 | 4 | 1/16 倍 |
| AREA_SCALE_1_32 | 5 | 1/32 倍 |
| AREA_SCALE_1_64 | 6 | 1/64 倍 |

| | | |
|------------------|---|---------|
| AREA_SCALE_1_128 | 7 | 1/128 倍 |
|------------------|---|---------|

【VI 定义】

| VI 名称 | Input 输入 | Output 输出 | 功能描述 | 备注 |
|------------------------|--|---|------------------|-------------------------------|
| ciSetTdcClockSource | ChronosInst in: ChronosInst 实例 TDC clock source: TDC 时钟来源类型 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 设置 TDC 的 时钟来源 | 详见前面的 TDC 时钟来源定义 |
| ciSetDataMode | ChronosInst in: ChronosInst 实例 data mode: 数据模式类 型 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 设置数据模 式 | 详见前面的 Data Mode 定义 |
| ciSetTestMode | ChronosInst in: ChronosInst 实例 test mode: 测试模式 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 设置测试模 式 | 详见 TestMode 定 义 |
| ciSetTestDataBandwidth | ChronosInst in: ChronosInst 实例 test data bandwidth: 测 试数据带宽类型 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 设置测试数 据带宽 | 详见 TestDataBandwidth 定义 |
| ciSetBoardId | ChronosInst in: ChronosInst 实例 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 | 设置新板卡 ID | 范围: 0~255 |

| | | | | |
|----------------------|---|---|----------------|------------------------|
| | board id: 板卡 ID error in: 错误输入 | ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | | |
| ciSetCoinsTimeWindow | ChronosInst in: ChronosInst 实例 coins time window: 符合时间窗值 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 设置符合时间窗值 | 范围: 0~1600000ps |
| ciSetADAreaScale | ChronosInst in: ChronosInst 实例 A/D area scale: A/D 面积缩放类型 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 设置 AD 面积积分缩放类型 | 详见 ADAreaScale 定义 |
| ciTdcResetrn | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | TDC 复位 | |
| ciSystemResetrn | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 系统复位 | 系统复位后, 需要等待一段时间再操作 |
| ciGetDataMode | ChronosInst in: ChronosInst 实例 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 | 获取数据模式 | |

| | | | | |
|------------------------|---|---|----------|------------|
| | error in: 错误输入 | ret: 操作状态码 data mode: 数据模式类型 error out: 错误输出 | | |
| ciGetTestMode | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 test mode: 测试模式 error out: 错误输出 | 获取测试模式 | |
| ciGetTestDataBandwidth | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 test data bandwidth: 测试数据带宽类型 error out: 错误输出 | 获取测试数据带宽 | |
| ciGetBoardId | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 board id: 板卡 ID error out: 错误输出 | 获取板卡 ID | 如果失败，会返回-1 |

| | | | |
|----------------------|---|--|-----------------|
| ciGetCoinsTimeWindow | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 coins time window: 符合时间窗值 error out: 错误输出 | 获取符合时间窗值 |
| ciGetADAreaScale | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 A/D area scale: A/D 面积缩放类型 error out: 错误输出 | 获取 A/D 面积积分缩放类型 |

9.5.8 状态查询

【设备状态簇】

| 定义 | 类型 | 说明 |
|-------------|-------|--------------|
| temperature | int | 设备核心温度 |
| current_1 | float | 电路 1 电流 (mA) |
| current_2 | float | 电路 2 电流 (mA) |
| current_3 | float | 电路 3 电流 (mA) |

| | | |
|-----------|-------|--------------|
| current_4 | float | 电路 4 电流 (mA) |
| current_5 | float | 电路 5 电流 (mA) |
| current_6 | float | 电路 6 电流 (mA) |
| current_7 | float | 电路 7 电流 (mA) |
| current_8 | float | 电路 8 电流 (mA) |

【VI 定义】

| VI 名称 | Input 输入 | Output 输出 | 功能描述 | 备注 |
|-----------------|---|---|--------|---|
| ciGetChannelNum | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 channel num: 设备通道数 error out: 错误输出 | 获取通道数量 | 获取设备通道数, 不包含参考通道 |
| ciGetDeviceType | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 device type: 设备类型 error out: 错误输出 | 获取设备类型 | 0x1: Venus(TDC) 0x2: Mercury(多道分析仪) |
| ciGetDeviceMode | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 device mode: 设备型号 error out: 错误输出 | 获取设备型号 | 0x1: Venus Lite-32/Mercury-16 0x2: Venus Lite-24/Mercury-12 0x3: Venus Lite-16/Mercury-8 |

| | | | | |
|-------------------|---|---|---------|---|
| | | | | <p>0x4: Venus Lite-8/Mercury-4</p> <p>0x5: Venus Ultra-24</p> <p>0x6: Venus Ultra-16</p> <p>0x7: Venus Ultra-8</p> <p>0x8: Venus Ultra Plus-12</p> <p>0x8: Venus Ultra Plus-8</p> |
| ciGetProductSN | <p>ChronosInst in: ChronosInst 实例</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>ChronosInst out: ChronosInst 实例</p> <p>product sn: 设备 产品序列号</p> <p>error out: 错误输出</p> | 获取产品序列号 | |
| ciGetDeviceStatus | <p>ChronosInst in: ChronosInst 实例</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>ChronosInst out: ChronosInst 实例</p> <p>device status: 设备状态</p> <p>error out: 错误输出</p> | 获取设备状态 | 包含温度和各电路电流，详见前面簇定义 |

9.5.9 网络配置

注意事项:

- 本机 IP 和设备 IP 需要在同一个网段
- 注意本地端口的占用情况，请不要设置已被占用的端口号
- 修改 IP 地址和网络端口后，请重连设备进行操作
- 修改 MAC 地址后，需要重启网络

【VI 定义】

| VI 名称 | Input 输入 | Output 输出 | 功能描述 | 备注 |
|---------------|--|---|--------------|----|
| ciSetIPs | ChronosInst in: ChronosInst 实例 1G local IP: 千兆网本地 IP 1G device IP: 千兆网设备 IP error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 设置千兆网 IP | |
| ciSetNetPorts | ChronosInst in: ChronosInst 实例 1G local port: 千兆网本地网络端口 1G device port: 千兆网设备网络端口 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 设置千兆网端口号 | |
| ciSetWIPs | ChronosInst in: ChronosInst 实例 10G local IP: 万兆网本地 IP 10G device IP: 万兆网设备 IP error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 设置万兆网口 IP 地址 | |

| | | | | |
|----------------|---|---|---------------------|--|
| ciSetWNetPorts | <p>ChronosInst in:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>10G local port: 万兆网本地网络端口</p> <p>10G device port: 万兆网设备网络端口</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>ChronosInst out:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>ret: 操作状态码</p> <p>error out: 错误输出</p> | <p>设置万兆网口端口号</p> | |
| ciGetIPs | <p>ChronosInst in:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>ChronosInst out:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>ret: 操作状态码</p> <p>1G local IP: 千兆网本地 IP</p> <p>1G device IP: 千兆网设备 IP</p> <p>error out: 错误输出</p> | <p>获取千兆网口 IP 地址</p> | |
| ciGetNetPorts | <p>ChronosInst in:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>ChronosInst out:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>ret: 操作状态码</p> <p>1G local port: 千兆网本地网络端口</p> <p>1G device port: 千兆网设备网络端口</p> | <p>获取千兆网口端口号</p> | |

| | | | | |
|----------------|---|--|--------------|--|
| | | error out: 错误输出 | | |
| ciGetWNetPorts | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 10G local port: 万兆网本地网络端口 10G device port: 万兆网设备网络端口 error out: 错误输出 | 获取万兆网口 IP 地址 | |
| ciSetWNetPorts | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 10G local port: 万兆网本地网络端口 10G device port: 万兆网设备网络端口 error out: 错误输出 | 获取万兆网口端口号 | |
| ciSetMAC | ChronosInst in: | ChronosInst out: | 设置千兆网口 MAC | |

| | | | | |
|-----------|---|---|------------------|--|
| | ChronosInst 实例 1G device MAC: 千兆网 设备 MAC 地址 error in: 错误输入 | ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输 出 | 地址 | |
| ciGetMAC | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 1G device MAC: 千兆网设备 MAC 地址 error out: 错误输 出 | 获取千兆网口 MAC 地址 | |
| ciSetWMAC | ChronosInst in: ChronosInst 实例 10G device MAC: 万兆 网设备 MAC 地址 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输 出 | 设置万兆网口 MAC 地址 | |
| ciGetWMAC | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 10G device MAC: 万兆网设备 MAC 地址 error out: 错误输 出 | 获取万兆网口 MAC 地址 | |

9.5.10 数据采集

注意事项：

- 数据采集 API 调用后，不会阻塞线程，API 立即返回，需要程序自己处理等待逻辑
- 提供了实时获取当前数据的接口，可以读取数据到内存进行实时处理
- 可以调用 stop API 去强制停止当前的数据采集任务；如果不调用，采集时间到了后，系统会自动调用 stop API，停止数据采集
- 启用十六进制格式输出，写文件速率较慢（默认二进制数据格式，文件写入更高效），耗时较长，请注意数据文件大小
- 考虑到数据量问题，提供了采集数据后保存到远程服务端文件和本地文件的不同接口，请根据数据量合理采用

【VI 定义】

| VI 名称 | Input 输入 | Output 输出 | 功能描述 | 备注 |
|------------------------|---|--|--------------|----|
| ciEnableHexDataFormat | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 启用十六进制数据格式 | |
| ciDisableHexDataFormat | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 禁用十六进制数据格式 | |
| ciIsHexDataFormat | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 Is hex data format: 是否启用十六进制数据格式 error out: 错误输出 | 是否启用十六进制数据格式 | |

| | | | | |
|--------------------------------|--|---|-------------------------------|---|
| <p>ciStartRAWDataCache</p> | <p>ChronosInst in: ChronosInst 实例 buffer size(MB): 数据缓存大小 error in: 错误输入</p> | <p>ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出</p> | <p>开启 RAW 数据缓存, 支持实时读取</p> | <p>缓存大小, 单位: MB</p> |
| <p>ciStartRAWDataRecording</p> | <p>ChronosInst in: ChronosInst 实例 file path: 数据文件目录 file name: 数据文件名 max volume size (MB): 文件分卷大小 (默认为 0) force close: 是否强制停止文件保存 (false) error in: 错误输入</p> | <p>ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出</p> | <p>开启 RAW 数据文件服务 器端保存</p> | <p><file path> 默认是 raw 目录 <file name> 未明确后缀名情况下, 如果启用十六进制格式输出, 后缀名为“.dat”; 如果未启用, 默认是二进制格式输出, 后缀名为“.bin” <max volume size MB> 如果分卷大小小于等于 0, 文件不分卷; <force close> 如果强制停止</p> |

| | | | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|--|
| | | | | 文件保存，会立刻停止文件保存（因为异步保存文件，文件保存线程会在数据采集停止后持续运行） |
| ciStartRAWDataLocalRecording | ChronosInst in: ChronosInst 实例 file path: 数据文件目录 file name: 数据文件名 max volume size(MB): 文件分卷大小(默认为0) buffer size(MB): 本地数据缓存大小 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 开启 RAW 数据文件本地保存 | file path 默认是 raw 目录 |
| ciAcqRAWData | ChronosInst in: ChronosInst 实例 duration: 数据采集持续时间 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 开始进行数据采集（异步模式） | <data mode> 请详见前面的 DataMode 定义 |

| | | | | |
|------------------------|--|--|--------------------------------------|---|
| | <p>data mode: 数据模式设置</p> <p>error in: 错误输入</p> | | | <p><duration></p> <p>采集时间: 单位-秒</p> |
| ciFetchRAWData | <p>ChronosInst in: ChronosInst 实例</p> <p>timeout(ms): 超时间 (单位: 毫秒)</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>ChronosInst out: ChronosInst 实例</p> <p>data: U8 字节数组</p> <p>error out: 错误输出</p> | <p>实时读取 Raw 数据</p> <p>返回 U8 字节数组</p> | |
| ciStopAcq | <p>ChronosInst in: ChronosInst 实例</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>ChronosInst out: ChronosInst 实例</p> <p>ret: 操作状态码</p> <p>error out: 错误输出</p> | <p>停止数据采集</p> | |
| ciStopRAWDataRecording | <p>ChronosInst in: ChronosInst 实例</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>ChronosInst out: ChronosInst 实例</p> <p>ret: 操作状态码</p> <p>error out: 错误输出</p> | <p>停止 RAW 数据服务端保存</p> | |
| ciStopRAWDataCache | <p>ChronosInst in: ChronosInst 实例</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>ChronosInst out: ChronosInst 实例</p> <p>ret: 操作状态码</p> <p>error out: 错误输出</p> | <p>停止 RAW 数据缓存</p> | |
| ciConvertToHex | <p>ChronosInst in: ChronosInst 实例</p> | <p>ChronosInst out: ChronosInst 实例</p> | <p>在服务端转换 BIN 文件</p> | <p>如果 hex file path 输入为</p> |

| | | | | |
|---------------------|--|--|----------------------------|--|
| | <p>bin file path: BIN 文件路径</p> <p>hex file path: 输出的 HEX 文件路径</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>ret: 操作状态码</p> <p>error out: 错误输出</p> | <p>为 HEX 文件</p> | <p>空，默认生成的十六进制文件在二进制文件同级目录下</p> |
| ciConvertToHexLocal | <p>ChronosInst in: ChronosInst 实例</p> <p>bin file path: BIN 文件路径</p> <p>hex file path: 输出的 HEX 文件路径</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>ChronosInst out: ChronosInst 实例</p> <p>ret: 操作状态码</p> <p>error out: 错误输出</p> | <p>本地转换 BIN 文件为 HEX 文件</p> | |
| acqRAWDataToFile | <p>ChronosInst in: ChronosInst 实例</p> <p>duration: 数据采集持续时间</p> <p>duration delay: 采集延迟时间</p> <p>data mode: 数据模式设置</p> <p>file path: 数据文件目录</p> | <p>ChronosInst out: ChronosInst 实例</p> <p>ret: 操作状态码</p> <p>error out: 错误输出</p> | <p>采集数据并保存到服务端文件</p> | <p>duration delay 默认是 2 秒</p> |

| | | | | |
|-----------------------|---|--|--------------|----------------------------------|
| | <p>file name: 数据文件名</p> <p>max volume size(MB): 文件分卷大小(默认为0)</p> <p>force close: 是否强制停止文件保存 (false)</p> <p>error in: 错误输入</p> | | | |
| acqRAWDataToLocalFile | <p>ChronosInst in: ChronosInst 实例</p> <p>duration: 数据采集持续时间</p> <p>duration delay: 采集延迟时间</p> <p>data mode: 数据模式设置</p> <p>file path: 数据文件目录</p> <p>file name: 数据文件名</p> <p>max volume size(MB): 文件分卷大小(默认为0)</p> | <p>ChronosInst out: ChronosInst 实例</p> <p>ret: 操作状态码</p> <p>error out: 错误输出</p> | 采集数据并保存到本地文件 | duration delay 默认是 2 秒 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | buffer size(MB): 本地数据缓存大小 error in: 错误输入 | | | |
|--|--|--|--|--|

9.5.11 数据分析

注意事项:

- 分析 API 调用后，不会阻塞线程，API 立即返回，需要程序自己处理等待逻辑
- 可以调用 stop API 去强制停止当前的分析任务；如果不调用，分析时间到了后，系统会自动调用 stop API，停止分析
- 每个类型的分析，都提供了输出文件的接口，可以直接调用

【VI 定义】

| VI 名称 | Input 输入 | Output 输出 | 功能描述 | 备注 |
|-------------------|---|--|-----------------|------------------------------|
| ciGetSingleCPS | ChronosInst in: ChronosInst 实例 channel: 指定通道号 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 single cps: 实时计数率 error out: 错误输出 | 获取指定通道的实时计数率值 | |
| ciOutputSingleCPS | ChronosInst in: ChronosInst 实例 duration second: 数据采集持续时间 file path: 数据文件目录 file name: 数据文件名 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 输出所有通道的实时计数率到文件 | <file path> 默认是 output 目录 |

| | | | | |
|--------------------------|---|---|------------------|--|
| ciStopSingleCPSRecording | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 停止记录实时计数率到文件 | |
| ciGetCoinsCPS | ChronosInst in: ChronosInst 实例 channel: 指定通道号 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 coins cps: 符合计数率 error out: 错误输出 | 获取指定通道的符合计数率值 | |
| ciOutputCoinsCPS | ChronosInst in: ChronosInst 实例 duration second: 数据采集持续时间 file path: 数据文件目录 file name: 数据文件名 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 输出所有通道的符合计数率到文件 | <file path> 默认是 output 目录 |
| ciStopCoinsCPSRecording | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 停止记录符合计数率到文件 | |
| ciTofAnalysis | ChronosInst in: ChronosInst 实例 duration second: 数据分析持续时间 ch1: 通道 1 的通道号 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | TOF 数据分析并保存数据到文件 | <avg times> 大于 0, 启用平均触发模式; 小于等于 0, 默认是单次触发模式 |

| | | | | |
|-----------------------|--|--|---------------------|--|
| | <p>ch2: 通道 2 的通道号</p> <p>coins time window: 符合时间窗值</p> <p>avg times: 平均触发模式下的次数</p> <p>file path: 数据文件目录</p> <p>file name: 数据文件名</p> <p>error in: 错误输入</p> | | 件 | <p><file path></p> <p>默认是 output 目录</p> |
| ciFetchTofRAWData | <p>ChronosInst in:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>timeout(ms): 超时时间 (单位: 毫秒)</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>ChronosInst out:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>data: Int64 数值数组</p> <p>error out: 错误输出</p> | 实时获取 TOF RAW 数据 | <p>1) 在超时时间内, 直到获取数据才返回;</p> <p>2) 返回扁平 Int64 数组, 二个数字一组, 格式为: timestamp, tdiff</p> |
| ciFetchTofProcessData | <p>ChronosInst in:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>ChronosInst out:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>data: Int64 数值数组</p> <p>error out: 错误输出</p> | 实时获取 TOF Process 数据 | <p>1) Process 数据是分析处理后的统计数据;</p> <p>2) 返回扁平 Int64 数组, 二个数字一组, 格式为: tdiff, counts</p> |
| ciStopTofAnalysis | <p>ChronosInst in:</p> <p>ChronosInst 实例</p> | <p>ChronosInst out:</p> <p>ChronosInst 实例</p> | 停止 TOF 数据分析 | |

| | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|
| | error in: 错误输入 | ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | | |
| tofAnalysisToFile | ChronosInst in: ChronosInst 实例 duration second: 数据分析持续时间 duration delay: 分析延迟时间 ch1: 通道 1 的通道号 ch2: 通道 2 的通道号 coins time window: 符合时间窗值 avg times: 平均触发模式下的次数 file path: 数据文件目录 file name: 数据文件名 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | TOF 数据分析并保存数据到文件 ● RAW 实时数据文件 ● Process 分析数据文件 | <duration delay> 默认 2 秒 <avg times> 大于 0, 启用平均触发模式; 小于等于 0, 默认是单次触发模式 <file path> 默认是 output 目录 |
| ciADAnalysis | ChronosInst in: ChronosInst 实例 duration second: 数据分析持续时间 ch: 指定的通道号 A/D integration point: A/D 面积积分值 sampling interval(ms): 采 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | A/D 数据分析并保存数据到文件 ● RAW 实时数据文件 | <ch> 必须指定 A/D 通道号 <file path> 默认是 output 目录 |

| | | | | |
|------------------|---|--|--|---|
| | <p>样间隔时间（单位：毫秒）</p> <p>sampling number: 采样数量</p> <p>file name: 数据文件名</p> <p>error in: 错误输入</p> | | | |
| ciFetchADRAWData | <p>ChronosInst in:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>timeout(ms): 超时时间（单位：毫秒）</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>ChronosInst out:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>data: Int64 数值数组</p> <p>error out: 错误输出</p> | <p>实时获取 A/D RAW 数据</p> | <p>1) 在超时时间内，直到获取数据才返回；</p> <p>2) 返回扁平 Int64 数组，二个数字一组，格式为： sampling_points, adc</p> |
| ciStopADAnalysis | <p>ChronosInst in:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>ChronosInst out:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>ret: 操作状态码</p> <p>error out: 错误输出</p> | <p>停止 A/D 数据分析</p> | |
| adAnalysisToFile | <p>ChronosInst in:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>duration second: 数据分析持续时间</p> <p>duration delay: 分析延迟时间</p> <p>ch: 指定的通道号</p> | <p>ChronosInst out:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>ret: 操作状态码</p> <p>error out: 错误输出</p> | <p>A/D 数据分析并保存数据到文件</p> <ul style="list-style-type: none"> ● RAW 实时数据文件 | <p><duration delay> 默认 2 秒</p> <p><ch> 必须指定 A/D 通道号</p> <p><file path> 默认是 output 目</p> |

| | | | | |
|-----------------------|--|--|---|--|
| | <p>A/D integration point: A/D</p> <p>面积积分值</p> <p>sampling interval(ms): 采样间隔时间（单位：毫秒）</p> <p>sampling number: 采样数量</p> <p>file name: 数据文件名</p> <p>error in: 错误输入</p> | | | 录 |
| ciTotAnalysis | <p>ChronosInst in:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>duration second: 数据分析持续时间</p> <p>ch: 指定的通道号</p> <p>file path: 数据文件目录</p> <p>file name: 数据文件名</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>ChronosInst out:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>ret: 操作状态码</p> <p>error out: 错误输出</p> | <p>TOT 数据分析并保存数据到文件</p> <p>● Process 分析数据文件</p> | <p><file path></p> <p>默认是 output 目录</p> |
| ciFetchTotProcessData | <p>ChronosInst in:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>ChronosInst out:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>data: Int64 数值数组</p> <p>error out: 错误输出</p> | <p>实时获取 TOT Process 数据</p> | <p>1) Process 数据是分析处理后的统计数据;</p> <p>2) 返回扁平 Int64 数组, 二个数字一组, 格式为: tot, counts</p> |
| ciStopTotAnalysis | <p>ChronosInst in:</p> <p>ChronosInst 实例</p> | <p>ChronosInst out:</p> <p>ChronosInst 实例</p> | <p>停止 TOT 数据分析</p> | |

| | | | | |
|----------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | error in: 错误输入 | ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | | |
| totAnalysisToFile | ChronosInst in: ChronosInst 实例 duration second: 数据分析持续时间 duration delay: 分析延迟时间 ch: 指定的通道号 file path: 数据文件目录 file name: 数据文件名 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | TOT 数据分析并保存数据到文件 ● Process 分析数据文件 | <duration delay> 默认 2 秒 <file path> 默认是 output 目录 |
| ciESAnalysis | ChronosInst in: ChronosInst 实例 duration second: 数据分析持续时间 ch: 指定的通道号 A/D integration point: A/D 面积积分值 A/D area scale: A/D 面积积分缩放类型 file path: 数据文件目录 file name: 数据文件名 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | ES 数据分析并保存数据到文件 ● Process 分析数据文件 | <ch> 必须指定 A/D 通道号 <file path> 默认是 output 目录 |
| ciFetchESProcessData | ChronosInst in: | ChronosInst out: | 实时获取 ES | 1) Process 数据 |

| | | | | |
|---------------------|---|---|---|--|
| | ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst 实例 data: Int64 数值数组 error out: 错误输出 | Process 数据 | 是分析处理后的统计数据： 2) 返回扁平 Int64 数组，二个数字一组，格式为： adc, counts |
| ciStopESAnalysis | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 停止 ES 数据分析 | |
| esAnalysisToFile | ChronosInst in: ChronosInst 实例 duration second: 数据分析持续时间 duration delay: 分析延迟时间 ch: 指定的通道号 A/D integration point: A/D 面积积分值 A/D area scale: A/D 面积积分缩放类型 file path: 数据文件目录 file name: 数据文件名 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | ES 数据分析并保存数据到文件 ● Process 分析数据文件 | <duration delay> 默认 2 秒 <ch> 必须指定 A/D 通道号 <file path> 默认是 output 目录 |
| ciConformESAnalysis | ChronosInst in: | ChronosInst out: | Conform ES 数 | <ch1><ch2> |

| | | | | |
|------------------------|---|--|---|--|
| | <p>ChronosInst 实例</p> <p>duration second: 数据分析持续时间</p> <p>ch1: 通道 1 的通道号</p> <p>ch2: 通道 2 的通道号</p> <p>A/D integration point: A/D 面积积分值</p> <p>A/D area scale: A/D 面积积分缩放类型</p> <p>energy window min1: 能量窗口最小值 1</p> <p>energy window max1: 能量窗口最大值 1</p> <p>energy window min2: 能量窗口最小值 2</p> <p>energy window max2: 能量窗口最大值 2</p> <p>coins time window: 符合时间窗值</p> <p>avg_times: 开启平均触发模式后的平均次数</p> <p>file path: 数据文件目录</p> <p>file name: 数据文件名</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>ChronosInst 实例</p> <p>ret: 操作状态码</p> <p>error out: 错误输出</p> | <p>据分析并保存数据到文件</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Process 分析数据文件 ● ch1 Area Process 分析数据文件 ● ch2 Area Process 分析数据文件 | <p>必须指定不同的 A/D 通道号</p> <p><file path></p> <p>默认是 output 目录</p> <p><energy window min1></p> <p><energy window max1></p> <p><energy window min2></p> <p><energy window max2></p> <p>能量窗的有效值范围: 0-16384</p> <p><avg times></p> <p>大于 0, 启用平均触发模式; 小于等于 0, 默认是单次触发模式</p> |
| ciFetchConformESProces | ChronosInst in: | ChronosInst out: | 实时获取 | 1) Process 数据 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|
| sData | ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst 实例 data: Int64 数值数组 error out: 错误输出 | Conform ES Process 数据 | 是分析处理后的统计数据; 2) 返回扁平 Int64 数组, 二个数字一组, 格式为: tdiff, counts |
| ciFetchConformESArea1ProcessData | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 data: Int64 数值数组 error out: 错误输出 | 实时获取 Conform ES Area1 Process 数据 (低通道号) | 1) Process 数据是分析处理后的统计数据; 2) 返回扁平 Int64 数组, 二个数字一组, 格式为: adc, counts |
| ciFetchConformESArea2ProcessData | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 data: Int64 数值数组 error out: 错误输出 | 实时获取 Conform ES Area2 Process 数据 (高通道号) | 1) Process 数据是分析处理后的统计数据; 2) 返回扁平 Int64 数组, 二个数字一组, 格式为: adc, counts |
| ciStopConformESAnalysis | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 停止 Conform ES 数据分析 | |
| conformESAnalysisToFile | ChronosInst in: ChronosInst 实例 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 | ES 数据分析并保存数据到文件 | <duration delay> |

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>duration second: 数据分析持续时间</p> <p>duration delay: 分析延迟时间</p> <p>ch1: 通道 1 的通道号</p> <p>ch2: 通道 2 的通道号</p> <p>A/D integration point: A/D 面积积分值</p> <p>A/D area scale: A/D 面积积分缩放类型</p> <p>energy window min1: 能量窗口最小值 1</p> <p>energy window max1: 能量窗口最大值 1</p> <p>energy window min2: 能量窗口最小值 2</p> <p>energy window max2: 能量窗口最大值 2</p> <p>coins time window: 符合时间窗值</p> <p>avg_times: 开启平均触发模式后的平均次数</p> <p>file path: 数据文件目录</p> <p>file name: 数据文件名</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>ret: 操作状态码</p> <p>error out: 错误输出</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● Process 分析数据文件 ● ch1 Area Process 分析数据文件 ● ch2 Area Process 分析数据文件 | <p>默认 2 秒</p> <p><ch1><ch2></p> <p>必须指定不同的 A/D 通道号</p> <p><file path></p> <p>默认是 output 目录</p> <p><avg times></p> <p>大于 0，启用平均触发模式；小于等于 0，默认是单次触发模式</p> |
|---|--|--|---|

| | | | | |
|--------------------------|---|--|---|---|
| ciPeriodAnalysis | <p>ChronosInst in:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>duration second: 数据分析持续时间</p> <p>ch: 指定的通道号</p> <p>sampling interval(ms): 采样间隔时间（单位：毫秒）</p> <p>sampling number: 采样数量</p> <p>file path: 数据文件目录</p> <p>file name: 数据文件名</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>ChronosInst out:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>ret: 操作状态码</p> <p>error out: 错误输出</p> | <p>Period 数据分析并保存数据到文件</p> <ul style="list-style-type: none"> ● RAW 实时数据文件 ● Process 分析数据文件 | <p><file path></p> <p>默认是 output 目录</p> |
| ciFetchPeriodRAWData | <p>ChronosInst in:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>timeout(ms): 超时时间（单位：毫秒）</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>ChronosInst out:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>data: Int64 数值数组</p> <p>error out: 错误输出</p> | <p>实时获取 Period RAW 数据</p> | <p>1) 在超时时间内，直到获取数据才返回；</p> <p>2) 返回扁平 Int64 数组，二个数字一组，格式为: time, amplitude</p> |
| ciFetchPeriodProcessData | <p>ChronosInst in:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>ChronosInst out:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>data: Int64 数值数组</p> <p>error out: 错误输出</p> | <p>实时获取 Period Process 数据</p> | <p>1) Process 数据是分析处理后的统计数据；</p> <p>2) 返回扁平 Int64 数组，二个数字一组，格式</p> |

| | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|
| | | | | 为: period, counts |
| ciStopPeriodAnalysis | ChronosInst in: ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 停止 Period 数据 分析 | |
| periodAnalysisToFile | ChronosInst in: ChronosInst 实例 duration second: 数据分 析持续时间 duration delay: 分析延迟 时间 ch: 指定的通道号 sampling interval(ms): 采 样间隔时间(单位: 毫秒) sampling number: 采样数 量 file path: 数据文件目录 file name: 数据文件名 error in: 错误输入 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | Period 数据分析 并保存数据到文 件 ● RAW 实时 数据文件 ● Process 分 析数据文 件 | <duration delay> 默认 2 秒 <file path> 默认是 output 目 录 |
| ciStartStopAnalysis | ChronosInst in: ChronosInst 实例 duration second: 数据分 析持续时间 start-stop chan groups: 开 | ChronosInst out: ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | Start-stop 数据分析 并保存数据到文件 ● Dual Stops RAW 实时 数据文件 | <file path> 默认是 output 目 录 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|---|
| | <p>始终止通道分组队列</p> <p>dual stops chan groups:</p> <p>双终止通道分组队列</p> <p>coins time window: 符合时间窗值</p> <p>file path: 数据文件目录</p> <p>file name: 数据文件名</p> <p>error in: 错误输入</p> | | <ul style="list-style-type: none"> ● Start-stop Process 分析数据文件 ● Start-stop Average Process 分析数据文件 | |
| ciFetchStartStopDualStopsRAWData | <p>ChronosInst in:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>start chan:开始通道号</p> <p>timeout(ms): 超时时间 (单位: 毫秒)</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>ChronosInst out:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>data: Int64 数值数组</p> <p>error out: 错误输出</p> | <p>实时获双终止通道 RAW 数据</p> | <p>1) 在超时时间内, 直到获取数据才返回;</p> <p>2) 返回扁平 Int64 数组, 二个数字一组, 格式为: x_stop_tdiff, y_stop_tdiff</p> |
| ciFetchStartStopProcessData | <p>ChronosInst in:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>start chan: 开始通道号</p> <p>stop chan: 终止通道号</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>ChronosInst out:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>data: Int64 数值数组</p> <p>error out: 错误输出</p> | <p>实时获取开始终止通道 Process 数据</p> | <p>1) Process 数据是分析处理后的统计数据;</p> <p>2) 返回扁平 Int64 数组, 二个数字一组, 格式为: time, counts</p> |
| ciFetchStartStopAverageProcessData | <p>ChronosInst in:</p> <p>ChronosInst 实例</p> | <p>ChronosInst out:</p> <p>ChronosInst 实例</p> | <p>实时获取开始终止通道 Average</p> | <p>1) Process 数据是分析处理后</p> |

| | | | | |
|-------------------------|---|--|--|---|
| | <p>start chan: 开始通道号</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>data: Int64 数值数组</p> <p>error out: 错误输出</p> | <p>Process 数据</p> | <p>的统计数据;</p> <p>2) 返回扁平</p> <p>Int64 数组, 二个</p> <p>数字一组, 格式</p> <p>为: time, counts</p> |
| ciStopStartStopAnalysis | <p>ChronosInst in:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>ChronosInst out:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>ret: 操作状态码</p> <p>error out: 错误输出</p> | <p>停止 Start-stop</p> <p>数据分析</p> | |
| startStopAnalysisToFile | <p>ChronosInst in:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>duration second: 数据分</p> <p>析持续时间</p> <p>duration delay: 分析延迟</p> <p>时间</p> <p>start-stop chan groups: 开</p> <p>始终止通道分组队列</p> <p>dual stops chan groups:</p> <p>双终止通道分组队列</p> <p>coins time window: 符合</p> <p>时间窗值</p> <p>file path: 数据文件目录</p> <p>file name: 数据文件名</p> <p>error in: 错误输入</p> | <p>ChronosInst out:</p> <p>ChronosInst 实例</p> <p>ret: 操作状态码</p> <p>error out: 错误输出</p> | <p>Start-stop 数据分析</p> <p>并保存数据到文件</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dual Stops RAW 实时 数据文件 ● Start-stop Process 分 析数据文 件 ● Start-stop Average Process 分 析数据文 件 | <p><duration delay></p> <p>默认 2 秒</p> <p><file path></p> <p>默认是 output 目</p> <p>录</p> |
| ciClearAnalysisData | <p>ChronosInst in:</p> | <p>ChronosInst out:</p> | <p>清除分析缓存数</p> | |

| | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|--|
| | ChronosInst 实例 error in: 错误输入 | ChronosInst 实例 ret: 操作状态码 error out: 错误输出 | 据 | |
|--|--------------------------------------|---|---|--|

9.5.12 注意事项

1) 状态码:

| 定义 | 值 | 说明 |
|------------|----|-----------|
| CI_SUCCESS | 0 | 操作成功 |
| CI_FAIL | -1 | 操作失败 |
| CI_TRUE | 1 | 布尔值 True |
| CI_FALSE | 0 | 布尔值 False |


2) 线程安全:

- 所有 API 调用都是线程安全的
- 数据采集和数据分析操作是异步的
- 每次数据采集和分析完，建议手动调用 stop API


9.5.13 参考示例

请参考 Examples 目录下的示例。


1) 全局配置 Example



2) 能谱分析 Example



3) 符合能谱分析 Example



9.6 原始数据离线分析参考（Matlab）

9.6.1 MATLAB 原始数据分析参考脚本

官方提供针对裸数据的分析 MATLAB 脚本函数，用户可以调用或者参考进行二次开发。文件名称为“Venus_Raw_data_analysis_v1.0.0”。用户运行此函数（MATLAB 版本需要 MATLAB 2020a 以上），导入采集到的原始数据，然后程序会自动分析并生成转换后的结果。

比如，分析时间全局符合数据的步骤：

- (1) 数据导入；
- (2) 函数运行；
- (3) 输出结果；

表格 1 MATLAB 原始数据分析脚本输出结果说明

| 原始数据类型 | 分析后输出文件名称 | 文件格式 | 单位 |
|----------|------------------|-----------------|-----|
| 时间符合数据 | global_coins.txt | 通道号 1-通道号 2-时间差 | ps |
| 脉宽测量数据 | tot.txt | 通道号-脉宽值 | ps |
| ADC 测量数据 | adc.txt | 通道号-AD 值 | LSB |
| 能谱测量数据 | area.txt | 通道号-能量 | LSB |

| | | | |
|-----------|------------------|---------------------------|------------|
| 时间-能谱符合数据 | Area_coins.txt | 通道号 1-通道号 2-能量 1-能量 2-时间差 | LSB-LSB-ps |
| 双边沿时间戳数据 | Dual_singles.txt | 通道号-边沿类型-时间 | ps |

9.6.2 MATLAB 分析脚本组成

官方提供的 MATLAB 分析程序针对用户采集到的原始测量裸数据进行分析，用户可以使用此分析程序，也可以参考进行二次开发。

分析程序包括四个文件夹，分别是：

- (1) `./dat`: 保存用户使用上位机软件采集到的 Raw data;
- (2) `./function`: 保存分析程序，包括：
 - (2.1) `dat_proc.m`: 主程序;
 - (2.2) `dat_type_proc.m`: 提取 Raw data 并分析数据中是否存在错误信息;
 - (2.3) `dat_Raw_proc.m`: 将 Raw data 进行分类，提取各种数据类型的数据，包括时间戳、符合时间、ADC、能谱等;
 - (2.4) `write_results.m`: 将分析结果保存在 `./results` 文件夹中。
- (3) `./results`: 包括 `./figure` 和 `./txt` 两个文件夹，分别保存产生的分析结果图表和数据;
- (4) `./docx`: 包括 MATLAB 分析程序使用说明和其他相关文档。

9.6.3 分析程序使用方法

建议用户采用如下步骤使用分析程序：

- (1) 首先，打开 MATLAB 2020a 以上版本软件;
- (2) 打开主程序 `dat_proc.m`，点击“run”;
- (3) 选择要分析的 Raw data 文件（dat 格式或者 bin 格式）;
- (4) 运行完成后，在 `./results` 文件夹中得到分析结果。

9.6.4 运行举例

(1) 输入函数主路径，打开“data_proc.m”脚本，点击“运行”；




图 1 数据分析 MATLAB 脚本运行

(2) 弹出文件选择对话框，选择要分析的 Raw 数据文件，点击“打开”；




图 2 选择要分析的 adc Raw 数据文件

(3) 程序会自动完成数据读取，格式转换和结果保存等；




图 3 数据分析 MATLAB 脚本运行

(4) 程序会自动完成数据读取，格式转换和结果保存等；

对于 A/D 波形数据，第一列为通道号，其他列为 ADC 计数值，每行按照时间排列，采样周期为 20 ns。

| | 通道号 | AD值 | 通道号 | AD值 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 1.0000000e+00 | 2.0120000e+03 | 1.0000000e+00 | 2.0140000e+03 |
| 2 | 1.0000000e+00 | 2.0110000e+03 | 3.0000000e+00 | 2.0100000e+03 |
| 3 | 1.0000000e+00 | 2.0130000e+03 | 3.0000000e+00 | 2.0100000e+03 |
| 4 | 1.0000000e+00 | 2.0110000e+03 | 3.0000000e+00 | 2.0090000e+03 |
| 5 | 1.0000000e+00 | 2.0120000e+03 | 3.0000000e+00 | 2.0140000e+03 |
| 6 | 1.0000000e+00 | 2.0110000e+03 | 3.0000000e+00 | 2.0100000e+03 |
| 7 | 1.0000000e+00 | 2.0130000e+03 | 3.0000000e+00 | 2.0080000e+03 |
| 8 | 1.0000000e+00 | 2.0130000e+03 | 3.0000000e+00 | 2.0100000e+03 |
| 9 | 1.0000000e+00 | 2.0110000e+03 | 3.0000000e+00 | 2.0100000e+03 |
| 10 | 1.0000000e+00 | 2.0120000e+03 | 3.0000000e+00 | 2.0100000e+03 |
| 11 | 1.0000000e+00 | 2.0140000e+03 | 3.0000000e+00 | 2.0110000e+03 |
| 12 | 1.0000000e+00 | 2.0140000e+03 | 3.0000000e+00 | 2.0110000e+03 |
| 13 | 1.0000000e+00 | 2.0130000e+03 | 3.0000000e+00 | 2.0100000e+03 |
| 14 | 1.0000000e+00 | 2.0130000e+03 | 3.0000000e+00 | 2.0110000e+03 |
| 15 | 1.0000000e+00 | 2.0120000e+03 | 3.0000000e+00 | 2.0120000e+03 |

图 4 输出“adc.txt”数据格式

对于过阈时间数据，第一列为通道号，其他列为 TOT 计数值，单位为 ps。

| | 通道号 | TOT值 | 通道号 |
|----|---------------|---------------|-----|
| 1 | 1.0000000e+00 | 1.0064063e+02 | |
| 2 | 3.0000000e+00 | 1.0099609e+02 | |
| 3 | 1.0000000e+00 | 1.0063477e+02 | |
| 4 | 3.0000000e+00 | 1.0100586e+02 | |
| 5 | 1.0000000e+00 | 1.0064453e+02 | |
| 6 | 3.0000000e+00 | 1.0100000e+02 | |
| 7 | 1.0000000e+00 | 1.0063477e+02 | |
| 8 | 3.0000000e+00 | 1.0099414e+02 | |
| 9 | 1.0000000e+00 | 1.0062109e+02 | |
| 10 | 3.0000000e+00 | 1.0099414e+02 | |
| 11 | 1.0000000e+00 | 1.0063281e+02 | |
| 12 | 3.0000000e+00 | 1.0099414e+02 | |
| 13 | 1.0000000e+00 | 1.0063672e+02 | |
| 14 | 3.0000000e+00 | 1.0099219e+02 | |
| 15 | 1.0000000e+00 | 1.0062305e+02 | |
| 16 | 3.0000000e+00 | 1.0099219e+02 | |
| 17 | 1.0000000e+00 | 1.0062305e+02 | |

图 5 输出“tot.txt”数据格式

对于面积数据，第一列为通道号，第二列为时间戳计数值，单位为 ps，第三列为 area 值，单位为 ADC LSB。

| | 通道号 | 时间戳 | 面积值 |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 1.0000000e+00 | 4.4787436e+08 | 9.5230000e+03 |
| 2 | 3.0000000e+00 | 4.4787436e+08 | 9.5670000e+03 |
| 3 | 3.0000000e+00 | 4.4787436e+08 | 9.5610000e+03 |
| 4 | 1.0000000e+00 | 4.4787536e+08 | 9.5330000e+03 |
| 5 | 3.0000000e+00 | 4.4787536e+08 | 9.5670000e+03 |
| 6 | 3.0000000e+00 | 4.4787536e+08 | 9.5660000e+03 |
| 7 | 1.0000000e+00 | 4.4787636e+08 | 9.5360000e+03 |
| 8 | 3.0000000e+00 | 4.4787636e+08 | 9.5720000e+03 |
| 9 | 3.0000000e+00 | 4.4787636e+08 | 9.5500000e+03 |
| 10 | 1.0000000e+00 | 4.4787736e+08 | 9.5160000e+03 |
| 11 | 3.0000000e+00 | 4.4787736e+08 | 9.5580000e+03 |
| 12 | 3.0000000e+00 | 4.4787736e+08 | 9.5470000e+03 |
| 13 | 1.0000000e+00 | 4.4787836e+08 | 9.5260000e+03 |
| 14 | 3.0000000e+00 | 4.4787836e+08 | 9.5610000e+03 |
| 15 | 3.0000000e+00 | 4.4787836e+08 | 9.5500000e+03 |
| 16 | 1.0000000e+00 | 4.4787935e+08 | 9.5320000e+03 |
| 17 | 3.0000000e+00 | 4.4787936e+08 | 9.5670000e+03 |
| 18 | 3.0000000e+00 | 4.4787936e+08 | 9.5630000e+03 |
| 19 | 1.0000000e+00 | 4.4788035e+08 | 9.5210000e+03 |
| 20 | 3.0000000e+00 | 4.4788035e+08 | 9.5760000e+03 |
| 21 | 3.0000000e+00 | 4.4788035e+08 | 9.5580000e+03 |
| 22 | 1.0000000e+00 | 4.4788135e+08 | 9.5180000e+03 |
| 23 | 3.0000000e+00 | 4.4788135e+08 | 9.5610000e+03 |
| 24 | 3.0000000e+00 | 4.4788135e+08 | 9.5580000e+03 |
| 25 | 1.0000000e+00 | 4.4788235e+08 | 9.5160000e+03 |
| 26 | 3.0000000e+00 | 4.4788235e+08 | 9.5650000e+03 |
| 27 | 3.0000000e+00 | 4.4788235e+08 | 9.5510000e+03 |
| 28 | 1.0000000e+00 | 4.4788335e+08 | 9.5190000e+03 |

图 6 输出“area.txt”数据格式

对于参考符合或者全局符合数据，第一列为通道号 1，第二列为通道号 2，第三列为通道号 2 与通道号 1 的时间差值（ $T_2 - T_1$ ），单位为 ps。

| | 通道号1 | 通道号2 | 时间差 |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 3.4710000e-01 |
| 2 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 3.4515000e-01 |
| 3 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 3.3735000e-01 |
| 4 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 3.4710000e-01 |
| 5 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 3.4320000e-01 |
| 6 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 3.2175000e-01 |
| 7 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 3.3930000e-01 |
| 8 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 3.4125000e-01 |
| 9 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 3.3930000e-01 |
| 10 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 3.3345000e-01 |
| 11 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 3.4125000e-01 |
| 12 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 3.4125000e-01 |
| 13 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 3.4320000e-01 |
| 14 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 3.3345000e-01 |
| 15 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 3.2760000e-01 |
| 16 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 3.3735000e-01 |
| 17 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 3.3150000e-01 |
| 18 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 3.4125000e-01 |
| 19 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 3.2760000e-01 |
| 20 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 3.4515000e-01 |
| 21 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 3.5100000e-01 |
| 22 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 3.2370000e-01 |
| 23 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 3.4515000e-01 |

图 7 输出“global_coins.txt”数据格式

对于能谱符合数据，第一列为通道号 1，第二列为通道号 2，第三列为通道 1 的信号面积，第四列为通道 2 的信号面积，第五列为通道 2 与通道号 1 的时间差值（ $T_2 - T_1$ ），单位为 ps。

| | 通道号1 | 通道号2 | 面积1 | 面积2 | 时间差 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 9.4200000e+03 | 9.3770000e+03 | 3.6855000e-01 |
| 2 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 9.4720000e+03 | 9.3770000e+03 | 3.6855000e-01 |
| 3 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 9.4310000e+03 | 9.3760000e+03 | 3.6465000e-01 |
| 4 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 9.4910000e+03 | 9.3760000e+03 | 3.6465000e-01 |
| 5 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 9.4220000e+03 | 9.3750000e+03 | 3.6465000e-01 |
| 6 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 9.4820000e+03 | 9.3750000e+03 | 3.6465000e-01 |
| 7 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 9.2790000e+03 | 9.2510000e+03 | 3.4905000e-01 |
| 8 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 9.3480000e+03 | 9.2510000e+03 | 3.4905000e-01 |
| 9 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 9.2840000e+03 | 9.2450000e+03 | 3.5880000e-01 |
| 10 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 9.3680000e+03 | 9.2450000e+03 | 3.5880000e-01 |
| 11 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 9.2990000e+03 | 9.2500000e+03 | 3.5295000e-01 |
| 12 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 9.3450000e+03 | 9.2500000e+03 | 3.5295000e-01 |
| 13 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 9.2800000e+03 | 9.2620000e+03 | 3.5100000e-01 |
| 14 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 9.3440000e+03 | 9.2620000e+03 | 3.5100000e-01 |
| 15 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 9.3000000e+03 | 9.2550000e+03 | 3.2565000e-01 |
| 16 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 9.3610000e+03 | 9.2550000e+03 | 3.2565000e-01 |
| 17 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 9.2930000e+03 | 9.2520000e+03 | 3.5490000e-01 |

图 8 输出“area_coins.txt”数据格式

对于双沿时间戳数据，第一列为通道号，第二列为边沿类型（0：上升沿，1：下降沿），第三列为时间戳计数值，单位为 ps。

| | 通道号 | 边沿类型 | 时间戳信息 |
|----|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 1.0000000000000000e+00 | 0.0000000000000000e+00 | 7.2193787266100952e+11 |
| 2 | 1.0000000000000000e+00 | 1.0000000000000000e+00 | 7.2193787216576221e+11 |
| 3 | 3.0000000000000000e+00 | 0.0000000000000000e+00 | 7.2193787266136047e+11 |
| 4 | 3.0000000000000000e+00 | 1.0000000000000000e+00 | 7.2193787216583826e+11 |
| 5 | 1.0000000000000000e+00 | 0.0000000000000000e+00 | 7.2193787365941736e+11 |
| 6 | 1.0000000000000000e+00 | 1.0000000000000000e+00 | 7.2193787316458728e+11 |
| 7 | 3.0000000000000000e+00 | 0.0000000000000000e+00 | 7.2193787365977612e+11 |
| 8 | 3.0000000000000000e+00 | 1.0000000000000000e+00 | 7.2193787316424597e+11 |
| 9 | 1.0000000000000000e+00 | 0.0000000000000000e+00 | 7.2193787465783484e+11 |
| 10 | 1.0000000000000000e+00 | 1.0000000000000000e+00 | 7.2193787416257971e+11 |
| 11 | 3.0000000000000000e+00 | 0.0000000000000000e+00 | 7.2193787465816638e+11 |
| 12 | 3.0000000000000000e+00 | 1.0000000000000000e+00 | 7.2193787416263428e+11 |
| 13 | 1.0000000000000000e+00 | 0.0000000000000000e+00 | 7.2193787565620557e+11 |

图 9 输出“dual_singles.txt”数据格式

对于周期测量数据，第一列为通道号，第二列为类型（1：高电平时间，0：下周期时间），第三列为时间戳计数值，单位为 ps。

| | 通道号 | 类型 | 时间,ns |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 1.0000000e+00 | 0.0000000e+00 | 1.0000117e+03 |
| 2 | 3.0000000e+00 | 0.0000000e+00 | 1.0000000e+03 |
| 3 | 1.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 1.0060938e+02 |
| 4 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 1.0097461e+02 |
| 5 | 1.0000000e+00 | 0.0000000e+00 | 9.9998242e+02 |
| 6 | 3.0000000e+00 | 0.0000000e+00 | 9.9999219e+02 |
| 7 | 1.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 1.0061133e+02 |
| 8 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 1.0095703e+02 |
| 9 | 1.0000000e+00 | 0.0000000e+00 | 9.9999414e+02 |
| 10 | 3.0000000e+00 | 0.0000000e+00 | 1.0000078e+03 |
| 11 | 1.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 1.0060352e+02 |
| 12 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 1.0097070e+02 |
| 13 | 1.0000000e+00 | 0.0000000e+00 | 1.0000117e+03 |
| 14 | 3.0000000e+00 | 0.0000000e+00 | 9.9998633e+02 |
| 15 | 1.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 1.0060938e+02 |
| 16 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 1.0096484e+02 |
| 17 | 1.0000000e+00 | 0.0000000e+00 | 9.9999414e+02 |
| 18 | 3.0000000e+00 | 0.0000000e+00 | 1.0000059e+03 |
| 19 | 1.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 1.0059961e+02 |
| 20 | 3.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 1.0096484e+02 |
| 21 | 1.0000000e+00 | 0.0000000e+00 | 9.9999805e+02 |
| 22 | 3.0000000e+00 | 0.0000000e+00 | 9.9999609e+02 |
| 23 | 1.0000000e+00 | 1.0000000e+00 | 1.0060352e+02 |

图 10 输出“period.txt”数据格式

9.7 原始数据离线分析参考（Python）

与 Matlab 分析参考脚本类似，Python 脚本组成如下表所示。

表格 2 Raw 数据分析参考脚本说明

| 文件夹 | 内容 | 函数列表 | 说明 |
|------------|-------------|------------------|------------|
| ./dat | 待分析的 Raw 数据 | | |
| ./docx | | | |
| ./function | .py 脚本程序 | run_all.py | 运行脚本 |
| | | main.py | 主函数 |
| | | global_define.py | 全局参数脚本 |
| | | dat_type_proc.py | 数据类型处理脚本 |
| | | dat_raw_proc.py | Raw 数据处理脚本 |
| | | write_results.py | 结果生成和写入脚本 |
| ./results | 输出结果 | | |

打开 Powershell，运行 `python run_all.py` 函数；

然后，程序会让用户选择待分析的数据；

然后，程序会自动化运行并输出结果，如下图所示。输出的结果与 Matlab 脚本一致。

```
=====
主工作路径: E:\00_project\02_Chronos\01_product\00_venus_lite\04_test\02_script\02_PYTHON
***LOG***: 全局参数已成功加载
***LOG***: 请通过文件选择对话框指定待分析的数据文件
***LOG***: 选择的文件: E:/00_project/02_Chronos/01_product/00_venus_lite/04_test/02_script/02_PYTHON/dat/global_coins_20
251207130254_bin
***LOG***: 正在读取 .bin二进制文件...
***LOG***: 数据加载完成。数据行数: 2187220
***LOG***: 数据加载与格式转换已完成
***LOG***: 正在解析数据类型...
数据总行数: 2187220
找到帧头数量: 62492
找到帧尾数量: 62492
找到有效raw数据帧数量: 62492
dat_raw形状: (32, 16, 62492)
***LOG***: 数据类型解析与分类已完成
***LOG***: 正在分析原始数据...
=== dat_raw_proc 开始处理 ===
输入数据形状: (32, 16, 62492)
帧数: 62492
数据区域总行数: 1937252
总共找到双单数据: 0 条

=== 处理结果统计 ===
板卡信息: 62492 条
全局符合: 1937252 条
参考符合: 0 条
ADC数据: 0 条
面积数据: 0 条
TOT数据: 0 条
面积符合: 0 条
双单数据: 0 条
周期数据: 0 条
***LOG***: 原始数据分析完成
- 板卡信息条目: 62492
- 全局符合事件: 1937252
- 参考符合事件: 0
- ADC数据条目: 0
- 面积数据条目: 0
- TOT数据条目: 0
- 面积符合数据: 0
- 双单数据: 0
- 周期数据: 0
***LOG***: 正在保存结果...
***LOG***: The global coins data has been saved
***LOG***: 所有结果保存完成
```

图 11 Raw 数据分析 python 脚本分析过程

